

How to use your new Rehband Elbow Support – 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*

*different colors, sizes, thicknesses, sides



EN

Function

Gives support, compression and warmth to the elbow. Increases blood circulation, relieves pressure and improves muscle coordination in the area. Provides stabilization.

Application

- 1) Pull the support up to the elbow.
- 2) The curve of the lateral seam must be aligned with the elbow joint.

Important Information

- 1) Use this product with care and only for its intended purpose. Do not make any improper changes to the product.
- 2) If you have questions regarding application, please contact your local dealer.
- 3) Do not wear products with SBR/neoprene for more than 3-4 hours without interruption.
- 4) We advise you to not use the product that contains SBR/neoprene in case of tendency to heat allergy.
- 5) Keep the product away from open flame, embers and others sources of heat. Avoid temperature above 120 °C/248 °F.
- 6) Do not continue using a product that is no longer functional, or that is worn or damaged.

Washing Instructions

- 1) Wash in warm water at 40 °C (104 °F) with similar colours.
- 2) Use laundry bag or net.
- 3) Stretch product while wet and allow to air dry.
- 4) Clean the product regularly according to care instructions on the product care label.

Size selection

- 1) Do the measurements as instructed on the packaging.
- 2) Determine the size of the support (see size chart).

Disposal

Dispose the product in accordance with national regulations.

Material

Foam: SBR/neoprene or neoprene (see textile label)
Cover: polyamide and/or polyester (see textile label)

DE

So verwenden Sie Ihre neue Rehband Ellenbogenstütze 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*

*verschiedene Farben, Größen, Stärke, Ränder

Funktion

Gibt dem Ellenbogen Halt, Kompression und Wärme. Erhöht die Durchblutung, entlastet den Druck und verbessert die Muskelkoordination in dem Bereich. Bietet Stabilisierung und Schutz vor Stößen.

Anwendung

- 1) Ziehen Sie die Stütze bis über den Ellenbogen.
- 2) Die Biegung des seitlichen Saums muss mit dem Ellenbogengelenk auf einer Linie liegen.

Wichtige Informationen

- 1) Verwenden Sie dieses Produkt nur zu seinem vorgesehenen Zweck. Nehmen Sie keine unangebrachten Veränderungen am Produkt vor.
- 2) Sollten Sie irgendwelche Fragen haben in Bezug auf die Anwendung, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
- 3) Die Nutzungsdauer des SBR/Neopren-Produkts sollte drei bis vier Stunden nicht übersteigen.
- 4) Sind Sie allergisch gegen Hitze, so empfehlen wir Ihnen ein Produkt ohne SBR/Neopren zu verwenden.
- 5) Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer, Glut und anderen Hitzequellen. Vermeiden Sie Temperaturen über 120 °C.
- 6) Verwenden Sie kein Produkt, das nicht mehr funktionsfähig, abgenutzt oder beschädigt ist.

Waschanleitung

- 1) Waschen Sie bei 40 °C warmem Wasser mit ähnlichen Farben.
- 2) Benutzen Sie einen Waschbeutel oder ein Waschnetz.
- 3) Spannen Sie das Produkt, wenn es nass ist, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- 4) Reinigen Sie das Produkt regelmäßig gemäß Pflegehinweisen auf dem Etikett des Produkts.

Auswahl der Größe

- 1) Messen Sie, wie auf der Packung dargestellt.
- 2) Bestimmen Sie die Größe der Stütze (siehe Maßtabelle).

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß nationalen Vorschriften.

Material

Schaum: SBR/Neopren oder Neopren (siehe Etikett)

Hülle: Polyamid und/oder Polyester (siehe Etikett)

Как использовать Ваш новый бандаж на локте Rehband 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*

*различные цвета, размеры, толщина, стороны

Функция

Обеспечивает поддержку, компрессию и согревание локтевого сустава. Увеличивает циркуляцию крови, облегчает напряжение и улучшает региональную мышечную координацию.

Способ применения

- 1) Натянуть бандаж на локоть.
- 2) Линия бокового шва должна проходить сбоку вдоль локтевого сустава.

Важная информация

- 1) Используйте это изделие с осторожностью и в точном соответствии с его предназначением. Не вносить в изделие изменения по своему усмотрению.
- 2) Если у Вас есть вопросы по применению, обязательно связитесь с местным продавцом.
- 3) Не носите изделия из SBR/neoprena дольше чем 3-4 часа без перерыва.
- 4) Мы не рекомендуем Вам использовать изделия, содержащие SBR/neopren, если Вы склонны к аллергии на тепло.
- 5) Держите изделие вдали от открытого пламени, тлеющих углей и прочих источников тепла. Избегайте температуры выше 120 °C.
- 6) Прекратите использование изделия, которое утратило свою функциональность, изношено или повреждено.

Инструкции по стирке

- 1) Стирать в теплой воде при 40 °C с похожими цветами.
- 2) Рекомендуется использовать мешок для стирки или сетчатый мешок.
- 3) После стирки расправить изделие в мокром виде, дать высохнуть на воздухе.
- 4) Регулярно стирать изделие в соответствии с указанными на этикетке инструкциями по уходу.

Выбор размера

- 1) Осуществить замеры, как указано на упаковке.
- 2) Определите размер бандажа (см. таблицу размеров).

Утилизация

Утилизировать изделие в соответствии с местными правовыми актами.

Материал

Вспененный слой: SBR/neopren или 100% neopren (см. текстильную этикетку).

Тканевое покрытие: полиамид и/или полиэстер (см. текстильную этикетку)

SV

Så använder du ditt nya Rehband armbågsstöd 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*

*olika färger, storlek, tjocklek, sidor

Funktion

Ger stöde, kompression och varme till armbågen. Ökar blodcirkulationen, lättar tryck och förbättrar muskelkoordinationen i regionen.

Applicering

- 1) Dra upp stödet över armbågen.
- 2) Kurvan av den laterala sömmen måste anpassas till armbågsleden.

Viktig information

- 1) Använd denna produkt med försiktighet och endast för det avsedda ändamålet. Gör inga felaktiga ändringar av produkten.
- 2) Om du har frågor angående användningen, kontakta din lokala återförsäljare.
- 3) Använd inte SBR-/neoprenprodukter i mer än 3-4 timmar utan avbrott.
- 4) Vi rekommenderar att du som har tendens till värmearrgeri inte använder produkter som innehåller SBR/neopren.
- 5) Håll produkten borta från öppen eld, glöd och andra värmekläckor. Undvik temperaturer över 120 °C/ 248 °F.
- 6) Fortsätt inte att använda en produkt som inte längre fungerar, eller som är sliten eller skadad.

Tvättträdd

- 1) Tvätta i varmt vatten på 40 °C (104 °F) med liknande färger.
- 2) Använd tvätt- eller nätpåse.
- 3) Sträck produkten medan den är våt och låt lufttorka.
- 4) Rengör produkten regelbundet enligt instruktionerna på tvätträddsetiketten.

Storlekstävsl

- 1) Gör mätningarna enligt instruktionerna på förpackningen.
- 2) Bestäm storleken på stödet (se storleksskalan).

Kassering

Kassera produkten i enlighet med nationella bestämmelser.

Material

Skum: SBR/neopren eller neopren (se textiletikett)

Överdrag: polyamid och/eller polyester (se textiletikett)

FI

Näm käytät uutta Rehband -kynnarvärvää -malli 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*

*erilaisia väriä, kokoa, paksuksia, sivuja

Toiminto

Tukee, kompressoii ja lämmittelee kynnarvärvää. Tehostaa verenkiertoa, helpottaa painetta ja parantaa lihasten koordinaatiota alueella.

Käyttö

- 1) Vedä tuki kynnarvärvän päälle.
- 2) Siivusauman kaarteen tulee sopia yhteen kynnarvärvien kanssa.
- 3) Älä käytä SBR-kumia tai neopreeniä sisältävää tuotteita tauotta yli 3-4 tunnia.
- 4) Emme suosittele käyttämään SBR-kumia tai neopreeniä sisältävää tuotetta, jos sinulla on tajupuutus lämpöallergiaan.
- 5) Pidä tuote pois avotulen, hiilipuolen ja muiden lämmönlähteiden lähettyviltä. Vältä yli 120 °C:n lämpötilaa.
- 6) Älä jatka tuotteen käytöötä, jos se ei ole enää toimintakuntoinen tai se on kulunut tai vioitunut.

Pesuohjeet

- 1) Pese 40 °C samanvärisen kanssa.
- 2) Käytä pesupussia tai -verkkoo.
- 3) Venytä tuotetta kosteana ja anna sen kuivua.
- 4) Puhdistaa tuotetta säännöllisesti hoito-ohjeiden mukaisesti.

Koon valinta

- 1) Suorita mittaukset pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- 2) Määritä tuen koko (katso kokotaulukko).

Hävittäminen

Hävitä tuote paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Materiaali

Vahto: SBR/neopreen tai neopreen (katso tekstitiilitiketti)

Päälinne: polyamiidi ja/tai polyesteri (katso tekstitiilitiketti)

NL

Hoe gebruik je je nieuwe Rehband elleboogbrace 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*

*verschillende kleuren, maten, dikte, zijden

Functie

Geeft steun, druk en warmte aan de elleboog. Bevordert de bloedsomloop, verlicht druk en verbetert de spiercoördinatie in het gebied.

Aanbrenging

- 1) Trek de steun omhoog tot de elleboog.
- 2) De ronding van de laterale naad moet op één lijn liggen met het ellebooggewicht.

Belangrijke Informatie

- 1) Gebruik dit product met zorg en enkel voor het beoogde gebruik. Breng geen onjuiste wijzigingen aan het product aan.
- 2) Contacteer uw lokale verdeler wanneer u vragen heeft over het aanbrengen ervan.
- 3) Draag geen producten met SBR/neopreen gedurende meer dan 3-4 uren zonder onderbreking.
- 4) We raden u aan het product dat SBR/neopreen bevat niet te dragen, bij aanleg voor hitte-allergie.
- 5) Hou het product weg van open vlammen, stukjes gloeiend hout en andere hittebronnen. Vermijd temperaturen boven 120 °C/248 °F.
- 6) Blíjf geen product gebruiken dat niet langer functioneel is, of versleten of beschadigd is.

Wasinstructies

- 1) Wassen in warm water op 40 °C (104 °F) met gelijkaardige kleuren.
- 2) Gebruik waszak of net.

3) Rek het product uit terwijl het nat is en laat het drogen.

4) Reinig het product regelmatig volgens de verzorgingsinstructies, vermeld op het etiket van het product.

Selectie maat

- 1) Voir de metingen uit, zoals geïnstueerd op de verpakking.
- 2) Bepaal de maat van de steun (zie maatgrafiek).

Wegwerken

Werk het product weg volgens de nationale reglementeringen.

Materiaal

Schuim: SBR/neopreen of neopreen (zie op textiletiket)

Bekleding: polyamide en/of polyester (zie op textiletiket)

FR

Comment utiliser votre nouveau protège-coude Rehband 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*

* choix de couleurs, tailles, épaisseurs, côté

Fonction

Offre maintien, chaleur et compression au coude. Augmente la circulation sanguine, soulage la pression et améliore la coordination musculaire dans la région.

Utilisation

- 1) Relevez le support jusqu'au coude.
- 2) La courbe de la couture latérale doit être alignée avec l'articulation du coude.

Informations importantes

- 1) Utilisez ce produit avec précaution et uniquement pour l'usage prévu. N'apportez aucune modification indue au produit.
- 2) Si vous

How to use your new Rehband Elbow Support – 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*

*different colors, sizes, thicknesses, sides



Come usare il tuo nuovo supporto per il gomito
Rehband 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*
*diversi colori, misure, spessori, laterali

Funzione

Fornire supporto, compressione e calore al gomito. Favorire la circolazione sanguigna, dare sollievo alla tensione e migliorare la coordinazione muscolare della zona.

Aplicazione

- Tirare il supporto fino al gomito.
- La curva della cincitura laterale deve essere allineata con l'articolazione del gomito.

Informazioni importanti

- Utilizzare il prodotto con cura, ed esclusivamente per gli scopi previsti. Non apportare modifiche improprie al prodotto.
- In caso di domande relative all'applicazione del prodotto, consultate il vostro rivenditore locale.
- Non indossare prodotti con SBR/neoprene per più di 3-4 ore consecutive.
- Consigliamo di non utilizzare un prodotto contenente SBR/neoprene in caso di tendenza all'allergia al calore.
- Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, braci ardenti e altre fonti di calore. Evitare temperature superiori ai 120 °C/248 °F.
- Non continuare a utilizzare un prodotto che non è più funzionale, o che è usato o danneggiato.

Istruzioni per il lavaggio

- Lavare in acqua calda a 40 °C (104 °F) insieme a indumenti con colori simili.
- Utilizzare la rete o la borsa per il bucato.
- Tendere il prodotto mentre è ancora bagnato e lasciarlo asciugare.
- Pulire il prodotto regolarmente, secondo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.

Scelta della taglia

- Prendere le misure come indicato sulla confezione.
- Determinare la taglia del supporto (vedere la tabella taglie).

Smaltimento

Smaltire il prodotto secondo le normative nazionali.

Materiale

Schiuma: SBR/neoprene o neoprene (vedere etichetta in tessuto)
Rivestimento: poliammide e/o poliestere (vedere etichetta in tessuto)

EL Πώς να χρησιμοποιήσετε το νέο Υποστήριγμα
Αγκώνα Rehband 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*
*Διάφορα χρώματα, μεγέθη, πάχη, διάφορες πλευρές

Λειτουργία
Παρέχει στήριξη, συμπίεση και ζεστασιά στον αγκώνα. Βελτιώνει την κυκλοφορία του αιματος, ανακουφίζει την πίεση και βελτιώνει τον συντονισμό των μυών στην περιοχή.

Εφαρμογή

- Τραβήξτε το υποστηρικτικό μέχρι τον αγκώνα.
- Η καμπύλη της πλευρικής ράφις πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την άρθρωση του αγκώνα.
- Σημαντικές Πληροφορίες**
1) Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν με προσοχή και μόνο για τον αρχικό του σκοπό. Μην κάνετε οποιαδήποτε ακατάλληλη ρεποστούση στο πρώτο.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας πώλητη.
- Μην φοράτε προϊόντα με SBR/neoprenio για περισσότερο από 3-4 ώρες χωρίς διακοπή.
- Σας συμβουλεύουμε να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν που περιέχει SBR/neoprenio στην περίπτωση που έχετε τάση προς αλλεργία στην θερμότητα.
- Διατηρήστε το προϊόν μακριά από ελεύθερη φλόγα, κάρβουνα και άλλες πηγές θερμότητας. Αποφύγετε θερμοκρασίες άνω των 120 °C/248 °F.
- Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε ένα προϊόν εάν δεν είναι λειτουργικό ή είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο.

Οδηγίες Πλουσίματος

- Πλύνετε με ζεστό νερό στους 40 °C (104 °F) με παρόμοια χρώματα.
- Να χρησιμοποιείτε ειδικό προστατευτικό σάκο ή δίχτυ πλυντήματος.
- Τεντώστε το προϊόν όσο είναι υγρό και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα.
- Να καθαρίζετε το προϊόν τακτικά συμφώνα με τις οδηγίες φροντίδας της ετικέτας του προϊόντος.

Επιλογή Μεγέθους

- Κάντε τις μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην συσκευασία.
- Προσδιορίστε το μέγεθος του υποστηρικτικού (βλέπε διάγραμμα μεγεθών).

Απόρριψη

Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Υλικό

Afroös: SBR/neoprenio ή neoprenio (βλέπε στην υφασμάτινη ετικέτα)
Kálmáma: poliamidio και/ή πολυεστέρας (βλέπε στην υφασμάτινη ετικέτα)



Cómo usar su nuevo soporte de codo
Rehband 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*
*diferentes colores, tamaños, espesores, caras

Función

Da soporte, compresión y calor al codo. Aumenta la circulación sanguínea, alivia la presión y mejora la coordinación muscular en el área.

Modo de empleo

- Tire de la protección hacia arriba hasta cubrir el codo.
- La curva de la costura lateral debe quedar alineada con la articulación del codo.

Información Importante

- La protección debe ser empleada con cuidado y exclusivamente para su finalidad original que no debe ser alterada o modificada.
- Para cualquier consulta respecto a su modo de empleo, le rogamos que contacte con su distribuidor local.
- El empleo de productos de caucho SBR/neopreno no debe exceder las 3-4 horas ininterrumpidas.
- Si es usted alérgico/a al calor, le desaconsejamos el empleo de productos que contengan caucho SBR/neopreno.
- Este producto no es ignífugo. Manténgalo a distancia de llamas expuestas, asciugas u otras fuentes de calor y de temperaturas superiores a los 120 °C/248 °F.
- No continúe usando la protección cuando deje de ser funcional, esté desgastada o dañada.

Instrucciones de lavado

- Lave la protección a 40 °C (104 °F) junto a tejidos de similar color.
- Es aconsejable lavarla dentro de una bolsa de lavado.
- Estire la protección mientras esté húmeda y déjela secar al aire.
- Lave la protección regularmente siguiendo las indicaciones que aparecen en la etiqueta de cuidado del producto.

Selección de la talla

- Realice las mediciones según lo indicado en el embalaje.
- Compruebe la talla de la protección (consulte la tabla de tallas).

Eliminación

Deseche el producto de conformidad con la legislación nacional.

Composición

Espuma: SBR/neopreno o neopreno (ver etiqueta textil del producto)
Revestimiento: Poliamida y/o poliéster (ver etiqueta textil del producto)



Hogyan használja új Rehband 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720* könyörögzítőt?

*különböző színek, méretek, vastagságok, oldalak

Funkció

Támasztást, kompressziót biztosít, illetve melegen tartja a könyököt. Javitja a vérkeringést, csökkenti a nyomást és javítja az izmok egysüttműködését az adott területen.

Alkalmaság

- Húzza fel a védőt a könyökére.
 - Az oldalsó varrás illeszkedjen a könyökizületéhez.
- Fontos információ**
- Csak a rendelteként céljának megfelelően, gondosan szabad használni. Ne módosítsa a termékét.
 - Ha a használattal kacsolatos kérdezés van, forduljon a helyi forgalmazóhoz.
 - Megszakítás nélkül ne viseljen SBR/neoprén anyagából készült terméket 3-4 óránl hosszabb ideig.
 - Azt javasoljuk, hogy hőallergiára való hajlam esetén ne használjon SBR/neoprén tartalmú terméket.
 - Tartsa távol a terméket nyílt lángtól, parázsolt és más hőforrásról. Ne tegye ki 120 °C/248 °F-nál magasabb hőmérsékletnek.
 - Ne folytassa a termék használatát, ha az már nem tölti be rendeltetésének célját, elkoppott vagy sérült.

Mosási útmutató

- Mossa meleg, 40 °C-os (104 °F) vizben hasonló színű ruhaneművel.
- Használjon mosósákokat vagy mosóhálót.
- Terítse ki a még nedves termékét, és hagyja megszáradni.
- Tisztítás rendszeresen, a termék címkéjén található kezelési útmutató betartásával.

Méretválasztás

- Végezze el a méretet a csomagolásban található utasítások szerint.
- 2) Határozza meg az Ön számára megfelelő méretet (mérettáblázat).

Hulladékkezelés

Ártalmatlansítva a termék a nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

Anyag

Hab: SBR/neoprén vagy neoprén (lásd a textilcímkét)

Borítás: poliamid és/vagy poliészter (lásd a textilcímkét)



Kuidas kasutada uut Rehbandi
küünarliigesetuge 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*
*erinevad värvid, suurused, pakused, külged

Otstarve

Tugi on ette nähtud küünarliigese toetamiseks, kompressooneks ja soojasihoidmiseks. See soodustab verengut, leevedab survet ja parandab lihaste koordinatsiooni antud piirkonnas.

Paigaldamine

- Tõmba tugi üle küünarnuki.
- Välisõmbluse kumerus peab olema küünarnukiga kohakuti.

Oluline info

- Kasuta tootet ettevaatlikult ja ainult selleks ettenähtud eesmärgil. Ära muuda tootet selleks mitte ettenähtud moel.
- Kui sul on küsimus paigaldamise kohta, võta palun ühendust toote kohaliku esindaja.
- Ära kannata SBR/neopreenist tooteid üle 3-4 tunni järjest.
- Soovitame mitte kasutada SBR/neopreeni sisaldavat tootet juhul, kui oled allergiline kuumusele.
- Hoia tootet lahti teisest leegi, sõekumuse ja teiste kuumuslikatega kokkujuupest eest. Väldi temperatuure üle 120 °C/248 °F.
- Ära kasuta tootet juhul, kui see on kaotanud oma funktsionaalsuse, on kulunud või kahjustatud.

Pesemise juhised

- Pese soojas vees 40 °C (104 °F) juures koos sama värvisemetega.
- Kasuta pesukutsi või -võru.
- Venita toode niiskena sirgeks ja aseta kuivama.
- Puhasta tootet regulaarselt vastavalt hooldusjuhisele või -etiketile.

Suuruse valik

- Teosta kõik mõõtmised pakendil olevate juhistete kohaselt.
- Määra toe suurus (vaata suuruste tabelit).

Kasutuselt kõrvaldamine

Toote õrasikusel lähtu riiklikest regulatsioonidest.

Materjal

Vaht: SBR/neopreen või neopreen (vaata etiketit)
Kattematerjal: polüamiidi ja/või polüester (vaata etiketit)



Jak stosować nową ortezę łokcia Rehband
102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*
*różne kolory, rozmiary, grubości, cechy

Zastosowanie

Zapewnia podparcie, ucisk i ciepło łokcia. Usprawnia kręjenie, odciąga i poprawia koordynację mięśni w zadanej okolicy.

Zakładanie

- Należy naciągnąć wzmacniacz na łokieć.
- Krzywa poprzecznego szwu musi zostać wyrównana do stawu łokciowego.

Ważne informacje

- Należy ostrożnie stosować niniejszy produkt i tylko w zamierzeniu do tego celu. Nie należy wprowadzać żadnych niewłaściwych zmian w produkcji.
- W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji produktu, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- Nie zaleca się stosowania produktu zawierającego SBR/neopren bez przerwy przez więcej niż 3-4 godziny.
- Nie należy używania produktu zawierającego SBR/neopren bez przewodu tendencji do alergii termicznej.
- Produkt nie powinien mieć kontaktu z ogniem, żarem i innymi źródłami ciepła. Należy unikać temperatury powyżej 120 °C/248 °F.
- Nie należy kontynuować używania produktu, który nie funkcjonuje prawidłowo, jest zużyty lub uszkodzony.

Czyszczanie

- Pracuj z podobnymi kolorami

How to use your new Rehband Elbow Support – 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*

*different colors, sizes, thicknesses, sides



Como utilizar o novo Suporte para Cotovelo 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*

*diferentes cores, tamanhos, espessuras, lados

Função

Proporciona apoio, compressão e calor à zona do cotovelo. Aumenta a circulação sanguínea, alivia a pressão e melhora a coordenação muscular na zona.

Aplicação

- 1 Puxar o suporte até ao cotovelo.
- 2 A curva da costura lateral deve estar alinhada com a articulação do cotovelo.

Informações importantes

- 1 Utilize cuidadosamente este produto e apenas para o seu fim pretendido. Não faça modificações indevidas ao produto.
- 2 Se tem dúvidas quanto à aplicação, contacte o seu revendedor local.
- 3 Não utilize produtos contendo SBR/neopreno por mais de 3-4 horas seguidas.
- 4 Aconselhamo-lo a não utilizar produtos que contenham SBR/neopreno em caso de tendência para alergia ao calor.
- 5 Mantenha o produto afastado de chamas, brasas ou outras fontes de calor. Evite temperaturas acima dos 120 °C/248 °F.
- 6 Não continue a utilizar um produto que já não esteja funcional, ou que esteja desgastado ou danificado.

Instruções de lavagem

- 1 Lave com água quente a 40 °C (104 °F) juntamente com cores semelhantes.
- 2 Utilize um saco ou rede de lavagem de roupas delicadas.
- 3 Estique o produto enquanto estiver molhado e deixe secar ao ar livre.
- 4 Limpe regularmente o produto de acordo com as instruções de conservação do produto.

Selecção de tamanhos

- 1 Faça as medições conforme as indicações da embalagem.
- 2 Determine o tamanho do suporte (consultar tabela de tamanhos).

Eliminação

Descarte o produto de acordo com os regulamentos nacionais.

Material

Espuma: SBR/neopreno ou neopreno (ver etiqueta)

Revestimento: poliamida e/ou poliéster (ver etiqueta)



Jak používat Vaši novou podporu loktu Rehband 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*

*různé barvy, velikosti, tloušťky, boky

Funkce

Poskytuje podporu, stlačení a teplo pro loket. Zvyšuje cirkulaci krve, uvolňuje tlak a zlepšuje koordinaci svalů v dané oblasti.

Použití

- 1 Bandáž natáhněte na loket.
 - 2 Obrouk bočního švu musí být zarovnán s loketním kloboum.
- Důležité informace**
- 1 Tento výrobek používajte s opatrností a pouze k jeho stanovenému účelu. Na výrobku neprovádějte žádné nevhodné změny.
 - 2 Pokud máte dotazy týkající se použití, obraťte se prosím na svého místního prodejce.
 - 3 Výrobky s SBR/neoprénem nenoste bez přerušení déle než 3-4 hodiny.
 - 4 Doporučujeme, abyste nepoužívali výrobek s obsahem SBR/neoprénu, pokud máte sklon k alergii na teplo.
 - 5 Výrobek uchovávajte z dosahu otevřeného ohně, uhlíků a jiných zdrojů tepla. Vyuvarujte se teplotám nad 120 °C.
 - 6 Pokud již výrobek není funkční, je opotřebovaný nebo poškozený, přestaňte jej používat.

Pokyny pro čištění

- 1 Teplé vodě při teplotě 40 °C s oblečením podobných barev.
- 2 Používejte sífku nebo sáček na praní jemného prádla.
- 3 Ještě mokrý výrobek natáhněte a nechte uschnout na vzduchu.
- 4 Výrobek pravidelně čistěte podle pokynů k ošetřování výrobku na štítku.

Výběr velikosti

- 1 Provedte měření podle pokynů na obale.
- 2 Určete velikost bandáže (viz tabulka velikostí).

Likvidace

Výrobek zlikvidujte v souladu s národními právními předpisy.

Materiál

Pena: SBR/neoprén nebo neoprénu (viz textilní štítek)
Svrchní vrstva: polyamid a/nebo polyester (viz textilní štítek)



Cum să utilizați noui suport pentru cot Rehband 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*

*culori, dimensiuni, grosimi și laturi diferite

Funcție

Oferă suport, compresie și căldură la nivelul cotului. Crește circulația săngelui, ameliorează presiunea și îmbunătățește coordonarea musculară în zonă.

Aplicație

- 1 Trageți suportul până la cot.
 - 2 Curba cusăturii laterale trebuie aliniată cu încheietura cotului.
- Informații importante**
- 1 Folosiți produsul cu atenție și doar conform domeniului său de utilizare. Nu aplicați modificări inadecvate produsului.
 - 2 Dacă aveți întrebări privind aplicație, vă rugăm să contactați distribuitorul local.
 - 3 Nu purtați produse cu SBR/neopren mai mult de 3-4 ore continuu.

- 4 Vă sugerăm să nu utilizați produse care conțin SBR/neopren dacă aveți tendințe de alergie la căldură.
- 5 Păstrați produsul la distanță de foc deschis, iar și alte surse de căldură. Evitați temperaturile de peste 120 °C/248 °F.
- 6 Nu continuați să folosiți un produs care nu mai este funcțional, sau a deteriorat.

Instrucțiuni de spălare

- 1 Spălați în apă căldură la 40 °C (104 °F) cu culori asemănătoare.
- 2 Folosiți un sac sau o plasă de rufe.
- 3 Împingeți produsul când este umed și lăsați-l să se usuce în aer.
- 4 Curățați produsul regulat, conform instrucțiunilor de îngrijire de pe eticheta produsului.

Alegeră mărime

- 1 Efectuați măsurătorile conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
- 2 Stabilizați dimensiunea suportului (vezi graficul dimensional).

Eliminare

Eliminați produsul conform normelor naționale.

Material

Spumă: SBR/neopren sau neopren (vezi eticheta textilă)

Strat de acoperire: poliamid și/sau poliester (vezi eticheta textilă)

Kako uporabljati vašo novo podporo za komolec Rehband 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*

* različne barve, velikosti, debeline, strani

Funkcija

Zagotavlja podporo, kompresijo in toplino komolca. Poveča krvni obtok, razbremeni pritisk in izboljša mišično koordinacijo na tem območju.

Namestitev

- 1 Oporočno potegnite do komolca.
- 2 Stranski šiv mora biti poravnani s komolčnim sklepom.

Pomembne informacije

- 1 Ta izdelek uporabljalje previdno in samo za njegov predvideni namen. Izdelek ne smete neustrezeno spremniti.
- 2 Če imate kakršna koli vprašanja glede namestitev, se obrnite na svojega lokalnega dobavitelja.
- 3 Izdelkov, ki vsebujejo SBR/neopren, ne nosite neprekiniteno več kot 3-4 ure.
- 4 Če ste nagnjeni k alergiji na topoto, priporočamo, da ne uporabljate izdelkov, ki vsebujejo SBR/neopren.
- 5 Izdelko ne imejte v bližini odprtga ognja, žerjavice in drugih virov topote. Temperatura ne sme preseči 120 °C/248 °F.
- 6 Prenehajte z uporabo izdelka, če je neuporaben, ponošen ali poškodovan.

Navodila za pranje

- 1 Operite v topli vodi na 40 °C (104 °F) z izdelki podobnih barv.
- 2 Uporabite vrečo ali mrežo za perilo.
- 3 Ko je izdelek moker, ga raztegnite in posušite na zraku.
- 4 Izdelek redno čistite v skladu z navodili na listku za vzdrževanje izdelka.

Izbira velikosti

- 1 Izmerite, kot je navedeno na ovojnini.
- 2 Določite velikost opore (glejte tabelo velikosti).

Odlaganje

Izdelek zavrzite v skladu z nacionalnimi predpisi.

Material

Pena: SBR/neopren ali neopren (glejte tekstilno etiketo)

Prevleka: poliamid in/ali poliester (glejte tekstilno etiketo)

Návod na použitie novej lakovnej opory Rehband 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*

* rôzne farby, veľkosti, hrúbky, strany

Funkcia

Poskytuje oporu a kompresiu a zahrieva lakoť. Zlepšuje krvný obeh, uvolňuje tlak a zlepšuje svalovú koordináciu v tejto oblasti.

Použitie

- 1 Vytiahnite podporu po lakoť.
- 2 Krivka bočného švu musí byť zarovnaná s lakovým klobom.

Dôležité informácie

- 1 Tento produkt používajte opatrné a len na stanovený účel. Nevykonávajte žiadne zmeny na produkte.
- 2 Ak máte otázk'y o používaní, kontaktujte miestneho predajcu.
- 3 Doba používania SBR/neoprénových produktov nesmie presiahnuť 3-4 hodiny.
- 4 Ak máte alergiu na teplo, odporúčame používať produkty, ktoré neobsahujú neopren.
- 5 Produkt udržiavajte mimo dosahu otvoreného ohňa, žeravého uhlia a ďalších zdrojov tepla. Nevystavujte teplotám nad 120 °C/248 °F.
- 6 Ak už produkt nie je funkčný, je opotrebovaný alebo poškodený, už ho dalej nepoužívajte.

Pokyny na čistenie

- 1 Perte v teplé vode pri teplotě 40 °C (104 °F) s podobnými farbami.
- 2 Použijte vrecúško alebo sieťku na pranie.
- 3 Natiahnite produkt, kým je mokrý, a nechajte usušiť.
- 4 Produkt pravidelně čistěte podľa pokynov na ošetrovanie na štítku produktu.

Užívajte všetky funkcie

Produkt zlikvidujte v súlade s národními predpisy.

Materiál

Pena: SBR/neoprén alebo neopren (pozri na textilnom štítku)

Obal: polyamid a/alebo polyester (pozri na textilnom štítku)



Hvernig á að nota nýja Rehband-olnboga stoðbúnaðinn 102*, 112* (7921*), 7081*, 7720*

*Ólikir litir, stærðir, þykkt, hliðar

Starfsemi

Veitir stuðning, aðhald og varma á olnboga. Þeykur blóðflæði, léttir á þrýstingi og bætir samhæfingu vöðva á svæðinu.

Notkun

- 1 Draggið speskuna upp að olnbogannum.

Mikilvægar upplýsingar

- 1 Notaðu þessa vörðu með aðgát og aðeins í ætluðum tilgangi.

EKKI gera neimar óvísigandi breytingar á vörurnni.

- 2 Hafir þú einhverjar spurningar varðandi notkun vörurnnar skaltu hafa samband við náðeigan söluáðila.

3 EKKI vera í vörum með SBR/neoprén-gervigúmmí i meira en 3-4 tímá án hlés.

- 4 Sérta líklegur til að fá hitaofnaemi er ekki ráðlegt að nota vörum með innihald SBR/neoprén-gervigúmmí.

5 Haltu vörurnni frá opnum eldi, glóð og öðrum hitauppsprettum.

Forðast hita yfir 120 °C/248 °F.

- 6 EKKI holda áfram að nota vörum sem er ekki lengur í lagi, eða er orðin slittin eða skemmd.

Pvottaleiðbeiningar

- 1 Þvöðu við 40 °C (104 °F) með svipuðum litum.

2 Notaðu þvottaskjóðu eða -net.

- 3 Teyggðu á vörurni á meðan hún er blað og leyfðu henni að þorna.

4 Prífuð vörurna regluleg í samræmi við umhilduleiðbeiningar á miðanum í vörurni.

Val á stærð

- 1 Framkvæmdu mælingar eftir leiðbeiningum á pakkanum.

2 Ákvarðaðu stærð speskunnar (sjá stærðarkort).

Förgun

Fargaðu vörurni í samræmi við landsl

