

How to use your new Rehband Knee Support – 105*, 7051*, 7084*, 7953*

*different colours, sizes, thicknesses, sides

| | |
|-------------|--|
| (TR) | Yeni Rehband Dizliğinizi kullanma rehberi - 105*, 7051*, 7084*, 7953* *farklı renkler, bedenler, kalınlıklar, tipler |
|-------------|--|

| | |
|-------------|---|
| (KO) | 새로운 Rehband 무릎 지지대 사용법 - 105*, 7051*, 7084*, 7953* *다양한 색상, 크기, 두께, 사이드 |
|-------------|---|

기능

무릎에 지지, 압박 및 따뜻함을 제공 혈액 순환을 높이고, 압박을 완화하며, 해당 부위의 근육 조정력을 개선합니다. 통증 완화와 안정감 제공

적용

1) 지지대를 무릎까지 잡아당깁니다.
2) 사이드 심의 곡선이 관절과 정렬되어야 합니다.

주의 사항

1) 이 제품을 원래 용도로만 신중히 사용하십시오. 제품을 부적절하게 변형해서는 안됩니다.
2) 사용에 대한 문의 사항이 있는 경우 지역 판매점.
3) 합성 고무(SBR)/네오프렌 제품을 3~4시간 이상 연속하여 착용하지 마십시오.
4) 열 알레르기 증상이 있는 경우 합성 고무(SBR)/네오프렌이 포함된 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
5) 제품을 화염 또는 불 및 다른 열 공급원으로부터 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오. 120°C/ 248°F 이상의 온도는 피하여 주십시오.
6) 더 이상 효과가 없거나 마모 또는 손상된 제품은 계속 사용하지 마십시오.

세탁 지침

1) 비슷한 색상의 세탁물과 함께 40 °C (104°F)의 따뜻한 물에 세탁하십시오.
2) 세탁망 주머니 또는 세탁 그물망을 사용하십시오.
3) 젖은 상태에서 제품을 끈ге 퍼서 자연 건조시키십시오.
4) 제품 취급 표시의 지침을 따라 제품을 정기적으로 세탁하십시오.

크기 선택

1) 표장에 표시된 지시대로 측정하십시오.
2) 보호대 사이즈를 선택하십시오(크기 도표 참조).

페기 처리

국가의 규정에 따라 제품을 페기하십시오.

재질

발포 고무: SBR/네오프렌 또는 네오프렌 (섬유 재질 라벨 참조)
커버: 폴리아미드 및 폴리에스터 (섬유 재질 라벨 참조)

| | |
|-------------|---|
| (BS) | Kako koristiti novi Rehband steznik za koljena - 105 *, 7051 *, 7084 *, 7953 * * razne boje, veličine, debljine, strane |
|-------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Funkcija | Pruža podršku, kompresiju i toplinu koljenu. Poboljšava cirkulaciju krvi, ublažava pritisak i poboljšava koordinaciju mišića u datom području. |
| Korištenje | 1) Navucite steznik na koljeno. 2) Krivulja bočnih šavova treba biti poravnata sa zglobom. |
| Važne informacije | 1) Koristite ovaj proizvod pažljivo i samo za njegovu namjenu. Nemojte praviti nikakve neodgovarajuće promjene na proizvodu. 2) Ako imate pitanja u vezi primjene, obratite se lokalnom dobavljaču. 3) Ne nosite proizvode sa SBR / neoprenom na više od 3-4 sata bez prekida. 4) Savjetujemo Vam da ne koristite proizvod koji sadrži SBR/neopren u slučaju da ste alergični na toplinu. 5) Držite dalje od otvorenog plamena, žeravice i drugih izvora topline. Izbjegavajte temperature iznad 120 ° C/248 ° F. 6) Nemojte nastaviti koristit proizvod koji više nije funkcionalan ili koji je istrošen ili oštećen. |
| Upute za pranje | 1) Perite u toploj vodi na 40 °C (104 °F) sa sličnim bojama. 2) Koristite vrećicu ili mrežu za veš. 3) Rastegnite proizvod dok je mokar i ostavite da se osuši na zraku. 4) Čistite uređaj redovno prema uputama za njegu na etiketi proizvoda. |
| Odabir veličine | 1) Obavite mjerenja u skladu sa uputama na pakiranju. 2) Odredite veličinu potpore (vidi veličinu grafikona). |
| Odlaganje | Odložite proizvod u skladu s nacionalnim propisima. |
| Material | Pjena SBR/neopren ili neopren (vidi oznaku na tekstilu) Korice: poliamid i/ili poliester (vidi oznaku na tekstilu) |

| | |
|-------------|---|
| (KO) | 새로운 Rehband 무릎 지지대 사용법 - 105*, 7051*, 7084*, 7953* *다양한 색상, 크기, 두께, 사이드 |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| (JA) | 新しいRehband 膝サポートを以下に利用すべきか – 105*, 7051*, 7084*, 7953* *異なるカラー、サイズ、厚さ、サイド |
|-------------|---|

機能

膝にサポート、コンプレッション及び暖かさを与えます。血行をよくし、プレッシャーを和らげ、並びに周辺の筋肉の協調性を改善し。

取扱方

1) サポートを膝まで引き上げます。
2) サイドシームのカーブを関節に合わせてください。

重要な情報

1) 本製品は慎重に使用し、意図された目的のためにのみ使用してください。製品に不適切な変更を加えないでください。
2) 適用に関する質問がある場合は、お近くの販売店または。
3) 3〜4時間以上継続して、SBR / ネオプレン製の本製品を着用しないでください。
4) 熱アレルギーを起こす傾向がある場合は、SBR / ネオプレンを含む製品を使用しないことをお勧めします。
5) 直火、残り火、他の熱源から離して保管してください。120°C/ 248°Fを超える温度を避けてください。
6) 機能しなくなったり、磨耗したり破損したりした製品を使用し続けしないでください。

洗濯表示

1) 類似した色のものと共に40°C (104°F) のぬるま湯で洗ってください。
2) ランドリーバッグまたはネットを使用してください。
3) 濡れた状態で製品を伸ばし、エアードライしてください。
4) 製品取り扱い表示ラベルの注意事項に従って、製品を定期的に洗浄してください。

サイズ的選擇

1) バックージュ上に記載されている指示に従って測定してください。
2) サポートのサイズを決定してください（サイズ表を参照）。

廃棄

国の法律に従って廃棄してください。

材料

フォーム: SBR/ネオプレンまたはネオプレン（繊維ラベル参照）
カバー: ポリアミドおよび / またはポリエステル（繊維ラベル参照）

| | |
|-------------|--|
| (ID) | Cara menggunakan Rehband Knee Support - 105*, 7051*, 7084*, 7953* baru Anda *warna, ukuran, ketebalan, dan sisi yang berbeda |
|-------------|--|

| | |
|---------------------------|---|
| Fungsi | Memberikan dukungan, tekanan, dan kehangatan pada lutut. Meningkatkan sirkulasi darah, melegakan tekanan, dan meningkatkan koordinasi otot di area tersebut. |
| Penggunaan | 1) Tarik penyangga ke atas lutut. 2) Lekukan lipatan samping harus sejajar dengan sendi lutut. |
| Informasi Penting | 1) Gunakan produk ini dengan hati-hati dan hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan melakukan perubahan yang tidak tepat apa pun terhadap produk. 2) Jika anda memiliki pertanyaan seputar aplikasi, silakan hubungi dealer lokal. 3) Jangan menggunakan produk bersama SBR/neoprena secara terus-menerus selama lebih dari 3-4 jam. 4) Kami menganjurkan anda untuk tidak menggunakan produk yang mengandung SBR/neoprena jika memiliki kecenderungan alergi terhadap panas. 5) Jauhkan produk dari kobaran api terbuka, bara dan sumber panas lainnya. Hindari temperatur di atas 120 °C/248 °F. 6) Hentikan penggunaan produk yang sudah tidak berfungsi baik, robek atau rusak. |
| Petunjuk Pencucian | 1) Cuci dengan air hangat pada temperatur 40 °C (104 °F) dengan pakaian lain yang memiliki warna serupa. 2) Gunkan kantong atau jaring pengaman cucian. 3) Rentangkan produk di saat basah dan biarkan mengering. 4) Bersihkan produk secara berkala sesuai petunjuk perawatan yang tertera pada label petunjuk perawatan. |
| Pemilihan ukuran | 1) Lakukan pengukuran sesuai petunjuk pada kemasan. 2) Tentukan ukuran yang didukung (lihat tabel ukuran). |
| Pembuangan | Pembuangan produk sesuai dengan peraturan nasional. |
| Material | Busa: SBR/neoprena atau neoprena (lihat pada label tekstil) Sarung pelindung: poliamida dan/atau poliester (lihat pada label tekstil). |

| | |
|-------------|---|
| (TH) | วิธีใช้อุปกรณ์รองรับหัวเข่า Rehband ใหม่ รุ่น 105*, 7051*, 7084*, 7953* *สี ขนาด ความหนา ด้านจะแตกต่างกัน |
|-------------|---|







| | |
|---------------------------|--|
| ฟังก์ชันการทำงาน | ให้การรองรับ มีมรััด และให้ความอบอุ่นแก่หัวเข่า เพิ่มการหมุนเวียนของเลือด ระบายแรงกดและปรับปรังการประสานของกล้ามเนื้อในบริเวณที่ใช้ |
| การใช้งาน | 1) ดึงอุปกรณ์รองรับขึ้นไปสูงสุดถึงหัวเข่า 2) ส่วนโค้งของตะเข็บด้านข้างจะต้องได้แนวกับข้อต่อ |
| ข้อมูลสำคัญ | 1) ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวังและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามทำการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมใดๆกับผลิตภัณฑ์ 2) หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้ 3) ห้ามสวมใส่ผลิตภัณฑ์ที่มี SBR/neoprene เป็นเวลามากกว่า 3-4 ชั่วโมงติดต่อกัน 4) เราขอแนะนำคุณไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี SBR/neoprene หากว่ามีแนวโน้มเป็นภูมิแพ้ภาคต่อรอน 5) เก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากเปลวไฟ ถ่านที่ยังไม่มอด หรือแหล่งความร้อนอื่นๆ หลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูงกว่า 120°C/ 248°F 6) ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือที่ฉีกขาดหรือเสียหาย |
| คำอธิบายการชักล้าง | 1) ชักล้างในน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 40 °C (104°F) พร้อมกับผ้าสีเดียวกัน 2) ใช้ถุงหรือค้ายซักผ้า 3) ยึดผลิตภัณฑ์ในขณะที่เปียกและผึ่งลมให้แห้ง 4) ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เป็นประจำตามคำอธิบายการดูแลรักษาบนฉลากการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ |
| การเลือกขนาด | 1) ทำการวัดตามที่อธิบายบนบรรจุภัณฑ์ 2) กำหนดขนาดของตัวพุง (ดูตารางขนาด) |
| การกำจัด | กำจัดผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบของชาติ |
| วัสดุ | โฟม: SBR/นีโอพรีนหรือพีโอพรีน (ดูป้ายผ้า) ตัวหุ้ม: โพลีเอไมด์ และ/หรือโพลีเอสเตอร์ (ดูป้ายผ้า) |

| | |
|-------------|---|
| (ZH) | 如何使用新款 Rehband 护膝 105*、7051*、7084*、7953* *不同颜色、尺码、厚度、侧边 |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| 功能 | 为膝部提供支撑、肌肉加压和保暖。增加血液循环，缓解压力，改善局部肌肉协调。 |
| 使用 | 1) 将护膝拉到膝盖上。 2) 侧面缝线弧线应与关节对齐。 |
| 重要信息 | 1) 使用此产品时要小心，仅能用于预期使用目的。不要对产品进行任何不当改变。 2) 如果您有关于应用方面的问题，请联系您的当地经销商。 3) 不要连续穿戴含有丁苯橡胶/氯丁橡胶的产品超过3-4小时。 4) 我们建议您在有过热倾向时不要使用含有丁苯橡胶/氯丁橡胶的产品。 5) 将产品远离明火、灰烬或其它热源。避开温度高于120°C/ 248°F 处。 6) 不要继续使用功能失效、磨损或损坏的产品。 |
| 洗涤说明 | 1) 40 °C (104°F) 水温洗涤，近色可共洗。 2) 使用洗衣袋或网。 3) 在湿的状态下拉展产品，使其自然风干。 4) 按照产品使用须知标签上的使用说明定期清洁产品。 |
| 尺寸选择 | 1) 按照包装上的说明进行测量。 2) 确定支撑的尺寸（见尺寸表）。 |
| 处理 | 按照国家规定对产品进行 丢弃 处理。 |
| 材料 | 泡沫：丁苯橡胶/氯丁橡胶或氯丁橡胶（见布标） 覆盖物：聚酰胺和/或聚酯（见布标） |

| | |
|-------------|--|
| (AR) | كيفية استخدام دعامة dnabheR الجديدة الخاصة بك للركبة *7953 ،*7084 ،*7051 ،*105 - ألوان وأحجام ومستويات سمك وجوانب مختلفة* |
|-------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| وظيفة الدعامة | توفر الدعم والضغط والدفاء للركبة. تزيد حركة دوران الدم وتخفف الضغط وتحسن تناسق العضلات في تلك المنطقة. |
| الاستخدام | 1) اسحب الدعامة لأعلى إلى أن تصل إلى الركبة. 2) يجب محاذاة الانحناء الموجود في الفاصل الجانبي مع المفاصل. |
| معلومات هامة | 1) استخدم هذا المنتج بعناية ولغرضه المونوط به فقط. لا تقم بأية تغييرات غير ملائمة لهذا المنتج. 2) إن كانت لديك أية أسئلة تتعلق بكيفية الاستخدام، فيرجى الاتصال بالبايع المحلي الخاص بك. 3) يجب ألا تتخطى مدة ارتداء منتج يحتوي على ستايرين بوتادين المطاط/المطاط الاصطناعي 4-3 ساعات متواصلة. 4) إن كنت مصابًا بحساسية الحرارة، فننصحك باستخدام منتج لا يحتوي على ستايرين بوتادين المطاط/المطاط الاصطناعي. 5) احفظ المنتج بعيدًا عن اللهب المكثوف والجمر وأية مصادر حرارة أخرى. تجنب درجات الحرارة التي تتخطى 120 درجة مئوية أو 248 درجة فهرنهايت. 6) لا تستمر في استخدام منتج قد أصبح لا يعمل أو باليًا أو تالفًا. |
| إرشادات الغسيل | 1) اغسل عند درجة حرارة 40 مئوية (104 فهرنهايت) مع ألوان مماثلة. 2) استخدم كيس أو شبكة غسيل. 3) افرد المنتج عندما يكون رطبًا ودعه يجف في الهواء. 4) نظف المنتج بانتظام باتباع إرشادات العناية الموجودة بملصق الرعاية الخاص بالمنتج. |
| تحديد المقاس | 1) قم بالقياسات بالطريقة الموجودة على العبوة. 2) حدد مقاس الدعامة (انظر الرسم الخاص بالمقاسات). |
| التخلص من المنتج | تخلص من المنتج وفقًا للوائح القومية. |
| الخامة | الفوم: ستايرين بوتادين مطاط/مطاط اصطناعي أو المطاط الاصطناعي (انظر ملصق التسمية). الغطاء: البولي أميد و/أو البولستر (انظر ملصق التسمية) |

Rehband Limited
Villa Elias • 8740 Lasa/Pafos • Cyprus
info@rehband.com • www.rehband.com

REHBOARD 