

# How to use your new Rehband UD Runner's Knee/ITBS-Tights Men/Women – 813\*, 823\*

\*different colors, sizes, thicknesses, sides



EN

## Function

Gives support, compression and warmth. Improves muscle co-ordination in the hip and leg areas.

## Application

The thicker, neoprene material should cover bilaterally outside area of thigh and upwards as well as surrounding the knees.

## Important Information

- 1) Use this product with care and only for its intended purpose. Do not make any improper changes to the product.
- 2) If you have questions regarding application, please contact your local dealer.
- 3) Do not wear products with SBR/neoprene for more than 3-4 hours without interruption.
- 4) We advise you to not use the product that contains SBR/neoprene in case of tendency to heat allergy.
- 5) Keep the product away from open flame, embers and others sources of heat. Avoid temperature above 120 °C/248 °F.
- 6) Do not continue using a product that is no longer functional, or that is worn or damaged.

## Washing Instructions

- 1) Wash in warm water at 40 °C (104 °F) with similar colours.
- 2) Use laundry bag or net.
- 3) Stretch product while wet and allow to air dry.
- 4) Clean the product regularly according to care instructions on the product care label.

## Size selection

- 1) Do the measurements as instructed on the packaging.
- 2) Determine the size of the support (see size chart).

## Disposal

Dispose the product in accordance with national regulations.

## Material

Fabric:  
Polyamide (recycled yarns), elastane.  
Laminat:  
Cover and lining: polyamide  
Foam: SBR/neoprene

DE

## Bedienungsanleitung für Ihre neue Rehband Stütze – 813\*, 823\*

\*verschiedene Farben, Größen, Stärke, Ränder

### Funktion

Verleiht Halt, Kompression und Wärme. Verbessert die Muskelkoordination im Hüft- und Beinbereich.

### Anwendung

Das dickere, neoprenartige Material sollte beidseitig den Außenbereich des Oberschenkels, ebenso nach oben sowie die Knieumrandung abdecken.

### Wichtige Informationen

- 1) Verwenden Sie dieses Produkt nur zu seinem vorgesehenen Zweck. Nehmen Sie keine unangebrachten Veränderungen am Produkt vor.
- 2) Sollten Sie irgendwelche Fragen haben in Bezug auf die Anwendung, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
- 3) Die Nutzungsdauer des SBR/Neopren-Produkts sollte drei bis vier Stunden nicht übersteigen.
- 4) Sind Sie allergisch gegen Hitze, so empfehlen wir Ihnen ein Produkt ohne SBR/Neopren zu verwenden.
- 5) Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer, Glut und anderen Hitzequellen. Vermeiden Sie Temperaturen über 120 °C.
- 6) Verwenden Sie kein Produkt, das nicht mehr funktionsfähig, abgenutzt oder beschädigt ist.

### Waschanleitung

- 1) Waschen Sie bei 40 °C warmem Wasser mit ähnlichen Farben.
- 2) Benutzen Sie einen Waschbeutel oder ein Waschnetz.
- 3) Spannen Sie das Produkt, wenn es nass ist, und lassen Sie es an der Luft trocknen.

- 4) Reinigen Sie das Produkt regelmäßig gemäß Pflegehinweisen auf dem Etikett des Produkts.

### Auswahl der Größe

- 1) Messen Sie, wie auf der Packung dargestellt.
- 2) Bestimmen Sie die Größe der Stütze (siehe Maßtabelle).

### Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß nationalen Vorschriften.

### Material

Stoff:  
Polyamid (Recyclinggarne), Elastan.  
Laminat:  
Bezug und Futter: Polyamid  
Schaumstoff: SBR/Neopren

## Как использовать новый Rehband Support – 813\*, 823\*

\* различные цвета, размеры, толщина, стороны

### Функция

Обеспечивает поддержку, компрессию и согревание. улучшает координацию мышц в области бедер и голеней.

### Способ применения

Более толстый неопреновый материал должен билатерально покрывать наружную область бедра и выше, а также область вокруг коленных суставов.

### Важная информация

- 1) Используйте это изделие с осторожностью и в точном соответствии с его предназначением. Не вносить в изделие изменения по своему усмотрению.
- 2) Если у Вас есть вопросы по применению, обязательно связитесь с местным продавцом или специалистом.
- 3) Не носите изделия из SBR/неопрена дольше чем 3-4 часа без перерыва.
- 4) Мы не рекомендуем Вам использовать изделия, содержащие SBR/неопрен, если Вы склонны к аллергии на тепло.
- 5) Держите изделие вдали от открытого пламени, тлеющих углей и прочих источников тепла. Избегайте температуры выше 120 °C.
- 6) Прекратите использование изделия, которое утратило свою функциональность, изношено или повреждено.

### Инструкции по стирке

- 1) Стирать в теплой воде при 40 °C с похожими цветами.
- 2) Рекомендуется использовать мешок для стирки или сетчатый мешок.
- 3) После стирки расправить изделие в мокром виде, дать высокнуть на воздухе.
- 4) Регулярно стирать изделие в соответствии с указанными на этикете инструкциями по уходу.

### Выбор размера

- 1) Осуществить замеры, как указано на упаковке.
- 2) Определите размер бандажа (см. таблицу размеров).

### Утилизация

Утилизировать изделие в соответствии с местными правовыми актами.

### Материал

Ткань:  
Полиамид (переработанные волокна), эластан.  
Многослойная основа:  
Покрытие и выстилка: полиамид  
Пена: бутадиенстирольный каучук/неопрен

SV

## Bruksanvisning för ditt nya Rehband Support – 813\*, 823\*

\* olika färger, storlekar, tjocklek, sidor

### Funktion

Ger stöd, kompression och värme. Förbättrar muskelkoordinationen i höft- och benområdet.

### Applicerings

Det tjockare materialet neopren bör bilateralt täcka utsidan av läret ovanför knäet och området runt knäet.

### Viktigt information

- 1) Använd denna produkt med försiktighet och endast för det avsedda ändamålet. Gör inga felaktiga ändringar av produkten.
- 2) Om du har frågor angående användningen, kontakta din lokala återförsäljare.
- 3) Använd inte SBR-/neoprenprodukter i mer än 3-4 timmar utan avbrott.
- 4) Vi rekommenderar att du som har tendens till värmeallergi inte använder produkter som innehåller SBR/neopren.
- 5) Håll produkten borta från öppen eld, glöd och andra värmekällor. Undvik temperaturer över 120 °C/248 °F.
- 6) Fortsätt inte att använda en produkt som inte längre fungerar, eller som är slitna eller skadad.

### Tvättråd

- 1) Tvätta i varmt vatten på 40 °C (104 °F) med liknande färger.
- 2) Använd tvätt- eller nätpåse.
- 3) Sträck produkten medan den är våt och låt lufttorka.
- 4) Rengör produkten regelbundet enligt instruktionerna på tvättrådsetiketten.

### Storleksval

- 1) Gör mätningarna enligt instruktionerna på förpackningen.
- 2) Bestäm storleken på stödet (se storlekskartan).

### Kassering

Kassera produkten i enlighet med nationella bestämmelser.

### Material

Tyg:  
Polyamid (återvunna fibrer), elastan.  
Laminat:  
Uttertyg och foder: polyamid  
Skum: SBR/neopren

FI

## Kuinka tulee käyttää uutta Rehband-tukeaa/ suoojaaa – 813\*, 823\*

\*erilaisia värijä, kokoa, paksuksia, sivuja

### Tehtävä

Antaa tukea, puristaa ja lämmittää. Parantaa lantion ja alaraajojen lihasten koordinaatiota.

### Käyttö

Paksuhkon neopreenimateriaalin tulee peittää molemminpuoliset ulkoreisialue ja polvien ympärykset.

### Tärkeä tietää

- 1) Käytä tätä tuotetta huolella ainoastaan sillä tarkoitettuun käytötarkoitukseen. Älä tee tuotteeseen sopimattomia muutoksia.

### Valg af størrelse

- 1) Udfør målingerne, som anført på emballagen.

DE

## Bedienungsanleitung für Ihre neue Rehband Stütze – 813\*, 823\*

\*verschiedene Farben, Größen, Stärke, Ränder

### Funktion

Verleiht Halt, Kompression und Wärme. Verbessert die Muskelkoordination im Hüft- und Beinbereich.

### Anwendung

Das dickere, neoprenartige Material sollte beidseitig den Außenbereich des Oberschenkels, ebenso nach oben sowie die Knieumrandung abdecken.

### Wichtige Informationen

- 2) Jos sinulla on käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä paikalliseen kauppiaseen.

- 3) Älä käytä SBR-kumia tai neopreeniä sisältäviä tuotteita tauotta yli 3-4 tunnia.

- 4) Emme suosittele käyttämään SBR-kumia tai neopreeniä sisältävää tuotetta, jos sinulla on taipumus lämpööllergiaan.

- 5) Pidä tuote pois avotulen, hiilloksen ja muiden lämmönlähteiden lähettyviltä. Vältä yli 120 °C:n lämpötilaa.

- 6) Älä jatka tuotteen käyttöä, jos se ei ole enää toimintakuntoinen tai se on kulunut tai vioittunut.

### Pesuohjeet

- 1) Pese 40 °C samanväristen kanssa.

- 2) Käytä pesupussia tai -verkkoa.

- 3) Venytä tuotetta kosteana ja anna sen kuivua.

- 4) Puhdistaa tuotetta säännöllisesti hoito-ohjeiden mukaisesti.

### Koon valinta

- 1) Suorita mittaukset pakkauksen ohjeiden mukaisesti.

- 2) Määritä tuen koko (katso kokotaulukko).

### Hävittäminen

Hävitä tuote paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

### Materiaali

Kangas:  
kierrätetty polyamidi, elastaani

Laminaatti:  
Kuori ja vuori: polyamidi

Vahto: SBR/neopren

- 2) Bestem størrelsen af støtten (se størrelseskemaet).

### Bortskaffelse

Bortska produktet i overensstemmelse med nationale regulativer.

### Materiale

Stof:

Polyamid (genbrugte fibre), elastan

Laminat:

Dækmaterialer og for: polyamid

Skum: SBR/neopren

## Hoe gebruikt u uw nieuwe Rehband steunband – 813\*, 823\*

\*verschillende kleuren, maten, dikte, zijden

NL

### Functie

Geef steun, compressie en warmte. Verbeterd spiercoördinatie in het heup- en beengebied.

### Aanbrenging

Het dikker neopreenmateriaal dient aan weerskanten de buitenkant van de dij en verder naar boven te bedekken, evenals het gebied rondom de knieën.

### Belangrijke Informatie

- 1) Gebruik dit product met zorg en enkel voor het beoogde gebruik. Breng geen onjuiste wijzigingen aan het product aan.
- 2) Contacteer uw lokale verdeler wanneer u vragen heeft over het aanbrengen ervan.

- 3) Draag geen producten met SBR/neopreen gedurende meer dan 3-4 uren zonder onderbreking.

- 4) We raden u aan het product dat SBR/neopreen bevat niet te dragen, bij aanleg voor hitte-allergie.

# How to use your new Rehband UD Runner's Knee/ITBS-Tights Men/Women – 813\*, 823\*

\*different colors, sizes, thicknesses, sides



## Come utilizzare il tuo nuovo supporto lombare Rehband – 813\*, 823\*

diversi colori, misure, spessori, laterali

### Funzione

Fornisce supporto, compressione e calore. Migliora la coordinazione muscolare nelle aree dell'anca e delle gambe.

### Applicazione

Il materiale in neoprene più spesso deve essere posizionato in modo da ricoprire l'area esterna della coscia da entrambi i lati e verso l'alto, e circondare le ginocchia.

### Informazioni importanti

- Utilizzare il prodotto con cura, ed esclusivamente per gli scopi previsti. Non apportare modifiche improprie al prodotto.
- In caso di domande relative all'applicazione del prodotto, consultate il vostro rivenditore locale.
- Non indossare prodotti con SBR/neoprene per più di 3-4 ore consecutive.
- Consigliamo di non utilizzare un prodotto contenente SBR/neoprene in caso di tendenza all'allergia al calore.
- Tener il prodotto lontano da fiamme libere, braci ardenti e altre fonti di calore. Evitare temperature superiori ai 120 °C/248 °F.
- Non continuare a utilizzare un prodotto che non è più funzionale, o che è usurato o danneggiato.

### Istruzioni per il lavaggio

- Lavare in acqua calda a 40 °C (104 °F) insieme a indumenti con colori simili.
- Utilizzare la rete o la borsa per il bucato.
- Tendere il prodotto mentre è ancora bagnato e lasciarlo asciugare.
- Pulire il prodotto regolarmente, secondo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.

### Scelta della taglia

- Prendere le misure come indicato sulla confezione.
- Determinare la taglia del supporto (vedere la tabella taglie).

### Smaltimento

Smaltire il prodotto secondo le normative nazionali.

### Materiale

Tessuto: Poliammide (filati riciclati), elastan.

Laminato:

Copertura e rivestimento: poliammide

Schiuma: SBR/neoprene



## Cómo usar tu nuevo soporte Rehband – 813\*, 823\*

\*diferentes colores, tamaños, espesores, caras

### Finalidad

Proporciona soporte, compresión y calor. Mejora la coordinación muscular en las áreas de la cadera y las piernas.

### Modo de empleo

El material más grueso, de neopreno, debe cubrir bilateralmente el área exterior del muslo y hacia arriba, así como también alrededor de las rodillas.

### Información Importante

- La protección debe ser empleada con cuidado y exclusivamente para su finalidad original que no debe ser alterada o modificada.
- Para cualquier consulta respecto a su modo de empleo, le rogamos que contacte con su distribuidor local.
- El empleo de productos de caucho SBR/neopreno no debe exceder las 3-4 horas ininterrumpidas.
- Si es usted alérgico/a al calor, desaconsejamos el empleo de productos que contengan caucho SBR/neopreno.
- Este producto no es ignífugo. Manténgalo a distancia de llamas expuestas, ascuas u otras fuentes de calor y de temperaturas superiores a los 120 °C/248 °F.
- No continúe usando la protección cuando deje de ser funcional, esté desgastada o dañada.

### Instrucciones de lavado

- Lave la protección a 40 °C (104 °F) junto a tejidos de similar color.
- Es aconsejable lavarla dentro de una bolsa de lavado.
- Estire la protección mientras esté húmeda y déjela secar al aire.
- Lave la protección regularmente siguiendo las indicaciones que aparecen en la etiqueta de cuidado del producto.

### Selección de la talla

- Realice las mediciones según lo indicado en el embalaje.
- Compruebe la talla de la protección (consulte la tabla de tallas).

### Eliminación

Deseche el producto de conformidad con la legislación nacional.

### Composición

#### Tejido:

Poliamida (hilos reciclados), elastano.

#### Laminado:

Cubierta y forro: poliamida

#### Espuma:

SBR/neopreno



## Az új Rehband támasz használata – 813\*, 823\*

\*különböző színek, méretek, vastagságok, oldalak

### Funkció

Támaszt, kompressziót és meleget biztosít. Javitja az izmek koordinációját a csípő és lábak területén.

### Alkalmaság

A vastagabb, neoprén anyagnak be kel fednie a comb különböző oldalát, valamint a térd fölötti és körül rögzít.

### Fontos információ

- Csak a rendeltetési céljának megfelelően, gondosan szaband használni. Ne módosítsa a termékét.
- Ha a használattal kapcsolatos kérdése merül fel, forduljon a helyi forgalmazóhoz.
- Megszakítás nélkül ne viseljen SBR/neoprén anyagból készült terméket 3-4 óráról hosszabb ideig.
- Azt javasoljuk, hogy hőallergériával való hajlam esetén ne használjon SBR/neoprén tartalmú terméket.
- Tartsa tálal a terméket nyílt lángtól, parázsról és más hőforrásról. Ne tegye ki 120 °C/ 248 °F-nál magasabb hőmérsékletnek.
- Ne folytassa a termék használatát, ha az már nem tölti be rendeltetésének célját, elkopott vagy sérült.

### Mosási útmutató

- Mossa meleg, 40 °C-os (104 °F) vízben hasonló színű ruhaneművel.
- Használjon mosósákat vagy mosohálót.
- Terítse ki a még nedves termékét és hagyja megszáradni.
- Tisztitsa rendszeresen, a termék címkején található kezelési útmutató betartásával.

### Méretválasztás

- Véghez el a mérést a csomagoláson található utasítások szerint.
- Határozza meg az Ön számára mefelelő méretet (mérettáblázat).

### Hulladékkezelés

Ártalmatlanítsa a termékét a nemzetileg jogszabályoknak megfelelően.

### Anyag

#### Alapanyag:

Poliamid (újrahasznosított szálak), elastán.

#### Rétegek:

Külső rész és bélések: poliamid

Habszivacs: SBR/neopren



## Kuidas kasutada oma uut Rehbandi tuge – 813\*, 823\*

\*erinevad värvad, suurused, paksused, külged

### Funktsoon

Pakub tuge, survet ja soojust, parandab lihaste koordinatsiooni puusa ja jalasääre piirkonnas.

### Paigaldamine

Paksem neoprenmaterjal peab katma bilateraalsele reie väliskülje ja ulatuma ülespoole ning ka ümbritsema põlv.

### Oluline info

- Kasutatud toodet ettevaatlikult ja ainult selleks ettenähtud eesmärgil. Ära muuda toodet selleks mitte ettenähtud moel.
- Kui sul on küsimusi paigaldamise kohta, võta palun ühendust toote kohaliku esindaja.
- Ära kannata SBR/neopreenist tooteid üle 3–4 tunni järjest.
- Soovitame mitte kasutada SBR/neopreeni sisaldavat toodet juhul, kui oled allergiline kuumusele.
- Hoiata toodet lahti leegi, sõökumuse ja teiste kuumuslikkatega kokkupuute eest. Väldi temperatuuri üle 120 °C/248 °F.
- Ära kasuta toodet juhul, kui see on kaotanud oma funktsionaalsuse, on kulunud või kahjustatud.

### Pesemise juhised

- Pese soojas vees 40 °C (104 °F) juures koos sama värvi esemeteaga.
- Kasutata pesukottti või -võrkku.
- Venita toode niiskeks sirgeks ja aseta kuivama.
- Puhasta toodet regulaarselt vastavalt hooldusjuhisele või -etiketile.

### Suuruse valik

- Teosta kõik mõõtmised pakendil olevate juhiste kohaselt.
- Määra toe suurus (vataa suuruste tabelit).

### Kasutuselt kõrvvaldamine

Toote öraviskamisel lähtu riiklikest regulatsioonitest.

### Materjal

Riie

Polüamiid (ringlussevõetud lõngad), elastaan

Laminat

Kate ja vooder: polüamiid

Vaht: SBR/neopreen

### Dydžio pasirinkimas

- Nustatykite dydį pagal ant pakuočės esančius nurodymus.
- Nustatykite reikiamačių įtvaro dydį (žr. dydžių lentelę).

### Utilizavimas

Gaminj utilizuokite laikydamiesi šalyje galiojančiu reikalavimui.

### Sudėtis

Audums:

Poliamids (pärstrādātas šķiedras), elastāns.

Laminat:

Virsējais materiāls un odore: poliamids

Porolons: SBR/neoprens



## Instrukcja obsługi zakupionego sprzętu Rehband – 813\*, 823\*

\*różne kolory, rozmiary, grubości, cechy

### Działanie

Zapewnia wsparcie, kompresję i ciepło. Poprawia koordynację mięśni w okolicy bioder i nogi.

### Zakładanie

Grubszym materiał neoprenowy powinien dwustronnie pokrywać obszar poza biodem i do góry, jak również otaczać kolana.

### Ważne informacje

- Należy ostrożnie stosować niniejszy produkt i tylko w zamierzonym do tego celu. Nie należy wprowadzać żadnych niewłaściwych zmian w produkcie.
- W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji produktu, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- Nie zaleca się stosowania produktu zawierającego SBR/neopren bez przerwy przez więcej niż 3-4 godziny.
- Nie należy używania produktu zawierającego SBR/neopren w przypadku tendencji do alergii termicznej.
- Produkt nie powinien mieć kontaktu z ogniem, żarem i innymi źródłami ciepła. Należy unikać temperatury powyżej 120 °C/248 °F.
- Nie należy kontynuować używania produktu, który nie funkcjonuje prawidłowo, jest zużyty lub uszkodzony.

### Czyszczanie

- Prać z podobnymi kolorami w cieplej wodzie o temp. 40 °C (104 °F).
- Używać worki lub siatkę do prania.
- Rozłożyć mokry produkt i pozostawić do wyschnięcia.
- Produkt należy czyścić regularnie zgodnie z instrukcją znajdującej się na metce produktu.

### Wybór rozmiaru

- Dokonać pomiaru według instrukcji znajdującej się na opakowaniu.
- Określić rozmiar (patrz – tabela rozmiarów).

### Wyrzucanie produktu

Produkt należy usunąć zgodnie z krajowymi przepisami.

### Materiał

Tkanina:

Poliamid (przedziała z recyklingu), elastan.

Laminat:

Materiał wierzchni i podszewka: poliamid

Pianka: SBR/neopren



## Kako koristiti vaš novi Rehband Support – 813\*, 823\*

\*različite boje, veličine, debeline, strane

### Funkcija

Pruža potporu, kompresiju i toplinu. Poboljšava koordinaciju mišića u područjima bedra i noge.

### Primjena

Deblji, materijal od neoprena trebao bi pokriti obje vanjske strane bedra i iznad kao i područja koja okružuju koljena.

### Važne informacije

- Korisite ovaj proizvod pozorno i samo za njegovu namenu. Nemojte praviti nikakve neodgovarajuće promjene na proizvodu.
- Ako imate pitanja u svezi s primjenom, obratite se lokalnom dobavljaču.
- Ne nosite proizvode sa SBR/neoprenom na više od 3-4 sata bez prekida.
- Savjetujemo V

# How to use your new Rehband UD Runner's Knee/ITBS-Tights Men/Women – 813\*, 823\*

\*different colors, sizes, thicknesses, sides



## Como usar seu novo Suporte Rehband – 813\*, 823\*

\*diferentes cores, tamanhos, espessuras, lados

### Função

Proporciona suporte, compressão e calor. Melhora a coordenação muscular nas áreas da anca e pernas.

### Aplicação

O mais espesso, o material de neopreno deve cobrir a área bilateralmente exterior da coxa e para cima, bem como ao redor dos joelhos.

### Informações importantes

- Utilize cuidadosamente este produto e apenas para o seu fim pretendido. Não faça modificações indevidas ao produto.
- Se tem dúvidas quanto à aplicação, contacte o seu revendedor local.
- Não utilize produtos contendo SBR/neopreno por mais de 3-4 horas seguidas.
- Aconselhamo-lo a não utilizar produtos que contenham SBR/neopreno em caso de tendência para alergia ao calor.
- Mantenha o produto afastado de chamas, brasas ou outras fontes de calor. Evite temperaturas acima dos 120 °C/248 °F.
- Não continue a utilizar um produto que já não esteja funcional, ou que esteja desgastado ou danificado.

### Instruções de lavagem

- Lave com água quente a 40 °C (104 °F) juntamente com cores semelhantes.
- Utilize um saco ou rede de lavagem de roupas delicadas.
- Estique o produto enquanto estiver molhado e deixe secar ao ar livre.
- Limpe regularmente o produto de acordo com as instruções na etiqueta de conservação do produto.

### Seleção de tamanhos

- Faça as medições conforme as indicações da embalagem.
- Determine o tamanho do suporte (consultar tabela de tamanhos).

### Eliminação

Descarte o produto de acordo com os regulamentos nacionais.

### Material

Tecido:  
Poliamida (fios reciclados), elastano.  
Laminado:  
Capa e forro: poliamida  
Espuma: SBR/neopreno



## Modul de utilizare a noii dvs. centuri Rehband – 813\*, 823\*

\*culoare, dimensiuni, grosimi și latimi diferite

### Funcție

Oferă suport, compresie și căldură, îmbunătățește coordonarea musculară în zonele șoldului și piciorului.

### Aplicație

Materialul mai gros din neopren trebuie să acopere suprafața exterioară bilaterală a coapsei și în sus, precum și să înconjoare genunchii.

### Informații importante

- Folosiți produsul cu atenție și doar conform domeniului său de utilizare. Nu aplicați modificări inadecvate produsului.
- Dacă aveți întrebări privind aplicația, vă rugăm să contactați distribuitorul local.
- Nu purtați produse cu SBR/neopren mai mult de 3-4 ore continuu.
- Vă sugerăm să nu utilizați produse care conțin SBR/neopren dacă aveți tendințe de alergie la căldură.
- Păstrați produsul la distanță de foc deschis, iar și alte surse de căldură. Evitați temperaturile de peste 120 °C/248°F.
- Nu continuați să folosiți un produs care nu mai este funcțional, uzat sau deteriorat.

### Instrucțiuni de spălare

- Spălați în apă caldă la 40 °C (104 °F) cu culori asemănătoare.
- Folosiți un sac sau o plasă de rufe.
- Întindeți produsul când este umed și lăsați-l să se usuce în aer.
- Curățați produsul regulat, conform instrucțiunilor de îngrăjire de pe eticheta produsului.

### Alegerea mărimii

- Efectuați măsurările conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
- Stabiliti dimensiunea suportului (vezi graficul dimensional).

### Eliminare

Eliminiți produsul conform normelor naționale.  
**Material**  
Țesătură:  
Poliamidă (fire reciclate), elastan.  
Laminat:  
Înveliș și căptușeală: poliamidă  
Material spongios: cauciuc stirene-butadienic/neopren



## Ako používať novú podporu Rehband – 813\*, 823\*

\* rôzne farby, veľkosti, hrúbky, strany

### Funkcia

Poskytuje oporu, kompresiu a teplo. Zlepšuje koordináciu svalov na bokoch a nohách.

### Použitie

Hrubší neoprenový materiál by mal pokrývať na oboch stranach vonkajšiu oblasť stehna smerom nahor, ako aj oblasť kolien.

### Dôležité informácie

- Tento produkt používajte opatrne a len na stanovený účel. Nevykonávajte žiadne zmeny na produkte.
- Ak máte otázky o používaní, kontaktujte miestneho predajcu.
- Doba používania SBR/neoprenových produktov nesmie presiahnuť 3-4 hodiny.
- Ak máte alergiu na teplo, odporúčame používať produkty, ktoré neobsahujú neopren.
- Produkt udržiavajte mimo dosahu otvoreného ohňa, žeravého uhlia a ďalších zdrojov tepla. nevystavujte teplotám nad 120 °C/248 °F.
- Ak už produkt nie je funkčný, je opotrebovaný alebo poškodený, už ho ďalej nepoužívajte.

### Pokyny na čistenie

- Perte v teplej vode pri teplote 40 °C (104 °F) s podobnými farbami.
- Použite vrecúško alebo sieťku na pranie.

- Natiagnite produkt, kým je mokrý, a nechajte usušiť.
- Produkt pravidelne čistite podľa pokynov na ošetroenie uvedené na štítku produktu.

### Výber veľkosti

- Odmerajte si veľkosť podľa pokynov na obale.
- Zistite veľkosť bandáže (pozrite tabuľku veľkostí).

### Likvidácia

Produkt zlikvidujte v súlade s národnými predpismi.

### Materiál

Textília:  
Polyamid (recyklované vlákna), elastan  
Laminát:  
Vrchná vrstva a podšívka: polyamid  
Pena: SBR/neopren

### Інструкція з прання

- Прасти у теплій воді при 40 °C з речами схожого кольору.
- Використовувати мішок для прання чи сітчастий мішок.
- Розправити виріб поки він ще вологий, та дати висохнути на повітрі.
- Регулярно прати виріб відповідно до інструкції по догляду, зазначеними на етикетці.

### Вибір розміру

- Виконати виміри, як зазначено на упаковці.
- Визначте розмір бандажа (див. Таблицю розмірів).

### Утилізація

Утилізувати виріб відповідно до місцевих правовими актами.  
**Матеріал**  
Матеріал:  
Поліамід (перероблена пряжа), еластан.  
Зовнішній шар і підкладка:  
Поліамід  
М'які вставки: Бутадіен-стирольний каучук/неопрен



## Kif tuža r-Rehband Support il-ġidha tiegħek – 813\*, 823\*

\*Kuluri, daqsijiet, hxuna u naħħi differenti

### Funzjoni

Jipprovdji oppoġġ, kompressjoni u shana. Itejjeb il-koordinazzjoni tal-muskoli fil-parti tal-ġenbejn u tar-riġlej

### Applikazzjoni

Illi-materjal neoprin, li huwa iktar magħquq, għandu jkoprí kemm il-parti ta' barra u ta' fuq il-koxxa, kif ukoll dik ta' madwar l-irkoppetej.

### Tagħrif importanti

- Uža dan il-prodott b'attenżjoni u ghall-iskop li huwa mahsub għalihi biss. Twettaqx bidliet mhux xierqa għall-ġib.
- Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar l-applikazzjoni tiegħi, jekk jogħġib ikkun t-tnejha n-nadur.
- Tilbix prodotti li īlihom SBR/neoprene għal-ġib iż-żejt minn 3-4 sifha mingħajnej irriżżu.
- Nirakkomandaw li ma tużax il-prodott li īlihom SBR/neoprene jekk issorri minn allergija għas-shana.
- Zomma il-prodott 'l-bogħod minn fjammi mikxufin, faham jew fuq minn 120°C/248°F.
- Tkomplix tuża prodd li ma għadu tajjeb tħalli tiegħi kif ta' ħażżeen.

### Istruzzjonijiet ghall-ġib-Hasıl

- Aħsel f'ilma shun f'40 °C (104 °F) ma' kuluri simili.
- Uža borża jew xibka tal-hasil tal-hwejjej.
- Għebbed il-prodott waqt li ġikun imxarrab u ħallih jinxef bl-arja.
- Naddaf il-prodott regolarmen skont l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta dwar kif tieku hsieb il-prodott.

### Kif tagħżel id-daq

- Kejjel skont l-istruzzjonijiet fuq il-pakett.
- Iddetermiha d-daqas tas-support (ara c-ċart tad-daq-sijiet).

### Rimi

Armi il-prodott skont ir-regolamenti nazzjonali.

### Materjal

Drapp:  
Poliamide (ħejt riċiċlata), elastan.  
Laminat:  
Il-koperatura u l-kisja: poliamide  
Fown: SBR/neoprin



## Как се използва Вашият нов Rehband Support – 813\*, 823\*

\*различни цветове, размери, дебелина, страни

### Функция

Дава опора, стяга и затопля, подбирая мускульная координация в области на ханша и краката.

### Приложение

По-дебелият, неопренов материал трябва да покрие от двете страни външната област на бедрото и по-нагоре, както и да обгради коленете.

### Важна информация

- Използвате този продукт внимателно и само по предназначение. Не правете никакви неправомерни промени по продукта.
- Ако имате никакви въпроси относно начина на поставяне, моля, свържете се с местния дилър.
- Не носете продукти, съдържащи синтетични/неопренови материали, за повече от 3-4 часа без прекъсване.
- Съветваме ви да не използвате продукт, който съдържа синтетични/неопренови материали, в случай на топлинна алергия.
- Съхранявайте продукта далеч от открити пламъци, искри и други източници на топлина. Избегвайте температура над 120 °C/248 °F.

- Не продължавайте да използвате продукт, който вече не е функционален, или е износен, износен или повреден.

### Инструкции за пране

- Перете с топла вода при 40°C (104°F) с подобни цветове.
- Използвайте торбичка за пране или мрежа.
- Разпънете продукта, докато е мокър и го оставете да изсъхне на въздух.
- Почиствайте продукта редовно в съответствие с инструкциите на етикета за употреба на продукта.

### Избор на размер

- Измерете както е показано на опаковката.
- Определете размера на протектора (вижте таблицата с размери).

### Изхвърляне

Изхвърляйте продукта в съответствие с националните разпоредби.

### Материал

Ткань:  
Полиамид (рециклирани прежди), еластан.  
Ламинат:  
Покритие и хастар: полиамид  
Пяна: Стирен-бутадиенов каучук / неопрен



## Як використовувати новий бандаж Rehband – 813\*, 823\*

\* різні кольори, розміри, товщина, сторони

### Функція

Підтримує, стягує, зігриває. Покращує координацію м'язів в області стегна й ноги

### Накладення

Товстий неопреновий матеріал має покривати з обох боків зовнішні ділянки стегна й вище, а також охоплювати коліно.

### Важлива інформація

- Використовуйте це виріб з обережністю і в точній відповідності з його призначенням. Не вносити в виріб зміни на свій розсуд.
- Якщо у Вас є питання щодо застосування, обов'язково зв'яжіться з місцевим продавцем.
- Не носіть вироби з SBR неопрену більш, ніж 3-4 години без перерви.
- Ми не рекомендуємо Вам використовувати вироби, які містять SBR неопрен, якщо Ви склонні до алергії, яку викликає тепло.
- Тримайте виріб якомога далі від відкритого полум'я, тліючого вугілля та інших джерел тепла. Уникайте температури понад 120 °C.
- Припиніть використання виробу, який втратив свою функціональність, зношений або пошкоджений.



# How to use your new Rehband UD Runner's Knee/ITBS-Tights Men/Women – 813\*, 823\*

\*different colors, sizes, thicknesses, sides



**Yeni Rehband Desteğinizi kullanma – 813\*, 823\***  
\*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar



**귀하의 새 Rehband 자지대 사용법 – 813\*, 823\***  
\* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면

## İşlevi

Destek, sıkıştırma ve sıcaklık sağlar, kalça ve bacak bölgelerinde kas koordinasyonunu artırır.

## Kullanım

Kalın ve neopren malzeme, uyluk ve bunun yukarısında kalan bölgelerin yanı sıra dizleri çevreleyecek şekilde iki taraflı olarak kapatmalıdır.

## Önemli Bilgiler

- Bu ürünü lütfen dikkatle ve amacına uygun olarak kullanın. Ürün üzerinde uygunsuz değişiklikler yapmayın.
- Ürünün kullanım hakkındaki sorularınız için lütfen yerel tedarikçiniz.
- SBR/neopren içeren ürünü, aralıksız olarak 3-4 saatten fazla kullanmayın.
- İsi alerjisine eğiliminiz varsa SBR/neopren içeren ürün kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Ürünü açık alevlere, közlere ve diğer isi kaynaklarına yaklaştırmayın. 120°C/248°F üzeri isıldardan uzak tutun.
- İşlevini yitirmiş, eskimiş veya hasar görmüş bir ürünü kullanmayı sürdürmeyin.

## Yüksek Talimatlar

- 40 °C (104 °F) sıcaklıklı ılık suda, benzer renklerle yıkayın.
- Çamaşır filesi veya ağı kullanın.
- Ürünü ıslakken yararlı açın ve havaya kuruması için bırakın.
- Ürünü, ürün bakım etiketinde yer alan bakım talimatlarına uygun şekilde, düzenli olarak temizleyin.

## Beden seçimi

- Ambalajda bulunan adımları takip ederek ölçülerini alın.
- Desteğini bedeninizi belirleyin (bkz. beden tablosu).

## İmha

Ürünü, ulusal düzenlemelere uygun olarak imha edin.

## Malzeme

Kumaş:  
Poliamid (geri dönüştürülmüş iplikler), elastan.  
Laminat:  
Kilif ve astar: poliamid  
Köpük: SBR/neopren



**Kako koristiti vaš novi Rehband Support – 813\*, 823\***

\* različite boje, veličine, debljine, strane

## Funkcija

Pruža podršku, kompresiju i toplinu. Poboljšava mišićnu koordinaciju u područjima kukova i nogu.

## Primjena

Deblji neoprenski materijal bi trebao obostrano pokriti vanjsku površinu bedra i prema naviše kao i obuhvatiti koljenja.

## Važne informacije

- Koristite ovaj proizvod pažljivo i samo za njegovu namenu. Nemojte praviti nikakve neodgovarajuće promjene na proizvodu.
- Ako imate pitanja u vezi primjene, obratite se lokalnom dobavljaču.
- Ne nosite proizvode sa SBR / neoprenom na više od 3-4 sati bez prekida.
- Savjetujemo Vam da ne koristite proizvod koji sadrži SBR/neopren u slučaju da ste alergični na toplinu.
- Držite dalje od otvorenog plamena, žeravice i drugih izvora topline. Izbjegavajte temperature iznad 120 °C/248 °F.
- Nemojte nastaviti koristiti proizvod koji više nije funkcionalan ili koji je istrošen ili oštećen.

## Upute za pranje

- Perite u toplo vodi na 40 °C (104 °F) sa sličnim bojama.
- Koristite vrećicu ili mrežu za veš.
- Rastegnite proizvod dok je mokar i ostavite da se osuši na zraku.
- Cište uredaj redovno prema uputama za njegu na etiketi proizvoda.

## Odabir veličine

- Obavite mjerenja u skladu sa uputama na pakiranju.
- Odredite veličinu potpore (vidi veličinu grafikona).

## Odlaganje

Odložite proizvod u skladu s nacionalnim propisima.

## Materijal

Tkanina:  
Poliamid (reciklirana predvija), elastan.

Lamincija:

Obloga i postava: poliamid

Spužva: SBR guma / neopren



**新しいRehband Supportの使い方 – 813\*, 823\***

\*異なる色、サイズ、厚さ、サイド

## 機能

サポートと圧縮、加温機能があります。臀部と脚部の筋肉調整力を改善します。

## 適用

厚みのあるネオプレン材料で、大腿部と上部外側と膝周辺を両方から覆ってください。

## 重要な情報

- 本製品は慎重に使用し、意図された目的のためにのみ使用してください。製品に不適切な変更を加えないでください。
- 適用に関する質問がある場合は、お近くの販売店まで。
- 3~4時間以上継続して、SBR / ネオプレン製の本製品を着用しないでください。
- 熱アレルギーを起こす傾向がある場合は、SBR / ネオプレンを含む製品を使用しないことをお勧めします。
- 直火、残り火、他の熱源から離して保管してください。
- 機能しなくなったり、磨耗したり破損したりした製品を使用し続けないでください。

## 洗濯表示

- 類似した色のものと共に40°C (104°F) のぬるま湯で洗ってください。
- ランドリーバッグまたはネットを使用してください。
- 濡れた状態で製品を伸ばし、エアードライしてください。
- 製品取り扱い表示ラベルの注意事項に従って、製品を定期的に洗浄してください。

## サイズの選択

- パッケージ上に記載されている指示に従って測定してください。
- サポートのサイズを決定してください (サイズ表を参照)。

## 廃棄

国の法律に従って廃棄してください。

## 材料

フォーム: SBR/ネオプレンまたはネオプレン (繊維ラベル参照)。

カバー: ポリアミドおよび / またはポリエステル (繊維ラベル参照)



**귀하의 새 Rehband 자지대 사용법 – 813\*, 823\***

\* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면



**Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru – 813\*, 823\***

\*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi

## Fungsi

Memberi dukungan, pemampatan dan kehangatan. Meningkatkan koordinasi otot pada daerah paha dan kaki bagian bawah.

## Aplikasi

Bahan yang lebih tebal, bahan neoprene harus dapat menutup kedua arah di luar daerah paha dan arah atas sama halnya dengan di sekitar lutut.

## Informasi Penting

- Gunakan produk ini dengan hati-hati dan hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan melakukan perubahan yang tidak tepat apa pun terhadap produk.
- Jika anda memiliki pertanyaan seputar aplikasi, silakan hubungi dealer lokal.
- Jangan menggunakan produk bersama SBR/neoprena secara terus-menerus selama lebih dari 3-4 jam.
- Kami mengajurkan anda untuk tidak menggunakan produk yang mengandung SBR/neoprena jika memiliki kecederungan alergi terhadap panas.
- Jauhkan produk dari kobaran api terbuka, bara dan sumber panas lainnya. Hindari temperatur di atas 120°C/248°F.
- Hentikan penggunaan produk yang sudah tidak berfungsi baik, robek atau rusak.

## Petunjuk Cuci

- Cuci dengan air hangat pada temperatur 40 °C (104 °F) dengan pakaian lain yang memiliki warna serupa.
- Gunakan kantong atau jaring pengaman cuci.
- Rentangkan produk di saat basah dan biarkan mengering.
- Bersihkan produk secara berkala sesuai petunjuk perawatan yang tertulis pada label petunjuk perawatan.

## Pemilihan ukuran

- Lakukan pengukuran sesuai petunjuk pada kemasan.
- Tentukan ukuran yang didukung (lihat tabel ukuran).

## Pembuangan

Pembuangan produk sesuai dengan peraturan nasional.

## Material:

Kain:  
Poliamida (benang daur ulang), elastana.  
Laminasi:  
Penutup dan garis pembatas: poliamida  
Busa: SBR/neoprena



**如何使用您的新 Rehband 支撑器材 – 813\*, 823\***

\*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面

## 功能

提供支撑、按压和保暖。改善臀部和腿部肌肉协调。

## 应用

较厚的氯丁橡胶材料应双向覆盖大腿外侧区域，大腿向上，以及膝盖周围。

## 重要信息

- 使用此产品时要小心，仅能用于预期使用目的。不要对产品进行任何不当改变。
- 如果您有关于应用方面的问题，请联系您的当地经销商。
- 不要连续穿戴含有丁苯橡胶/氯丁橡胶的产品超过3-4小时。
- 我们建议您在有热过敏倾向时不要使用含有丁苯橡胶/氯丁橡胶的产品。
- 使产品远离明火、灰烬或其它热源。避开温度高于120°C/ 248°F处。
- 不要继续使用功能失效、磨损或损坏的产品。

## 洗涤说明

- 1) 40 °C (104°F) 水温洗涤，近色可共洗。
- 2) 使用洗衣袋或网。
- 3) 在湿的状态下拉展产品，使其自然风干。
- 4) 按照产品使用须知标签上的使用说明定期清洁产品。

## 尺寸选择

- 1) 按照包装上的说明进行测量。
- 2) 确定支撑的尺寸 (见尺寸表)。

## 处理

按照国家规定对产品进行丢弃处理。

## 材料

面料:  
聚酰胺 (再生纱线) , 氨纶。  
层压:  
外罩和内衬: 聚酰胺  
泡沫: SBR/氯丁橡胶

**كيفية استخدام دعامة \*823,\*813  
الجديدة الخاصة بك من Rehband**  
\*ألوان ومقاسات ودرجات سُمك وجوانب مختلفة

## الوظيفة

توفر الدعم والضغط والدفع. كما تحسن من التنسيق العضلي في مناطق الورق والساقي.

## طريقة الاستعمال

ينبغي أن تغطي مادة التيوبرين السميكة بشكل مزدوج المنطقة الموجودة خارج الفخذ وما فوقها وتكتل المنطقة المحيطة بالركبتين.

## معلومات هامة

- استخدم هذا المنتج بعناية ولغرضه المنوط به فقط. لا تقم بأية تغييرات غير مطلوبة لهذا المنتج.
- إن كانت لديك أية استثناء تتعلق بكيفية الاستخدام، فيرجى الاتصال بالبائع المحلي الخاص بك.
- يجب الا تختفي مدة ارتداء منتج يحتوي على ستايروين بوتادين المطاط/المطاط الاصطناعي 4-3 ساعات متواصلة.
- إن كنت مصاباً بحساسية الحرارة، فنصحك باستخدام منتج لا يحتوي على ستايروين بوتادين المطاط/المطاط الاصطناعي.
- اخفف درجة حرارة 40 متونية (104°F) فهرنهایت) مع الون مماثلة.
- استخدم كيس أو شبكة غسل.
- افرد المنتج عندما يكون رطبًا ودعه يجف في الهواء.

## تحديد المقاس

- قم بالقياسات بالطريقة الموجودة على العبوة.
- حدد مقاس الدعامة (انظر الرسم الخاص بالمقاسات).

## الخاتمة

تخليص من المنتج وفقاً للوائح القومية.

## البنية المصنوع منها:

اليولي أميد (خيوط معدة التدوير)، ليفستان.

## الصفائح:

پولیامید (لیسٹریزایلکل)، یکلاسته  
لایمند:  
چمنگاک و لیزینرول: پولیامید  
پون: SBR/پولیپرین

## القطن:

قم بالقياسات بالطريقة الموجودة على العبوة.

تحليص من المنتج وفقاً للوائح القومية.

## الخاتمة

تحليص من المنتج وفقاً للوائح القومية.

