

How to use your new Rehband Protective Support – 405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*

*different colors, sizes, thicknesses, sides



EN

Function

Gives support, compression and warmth to the knee/elbow. Increases blood circulation, relieves pressure and improves muscle coordination in the area. Provides stabilisation and impact protection.

Application

- 1) Place the support on the elbow/knee.
 - 2) The curve of the outside seams should be at the same level with the joint. Position protective pad on the tip of the elbow/knee.
- Important Information**
- 1) Use this product with care and only for its intended purpose. Do not make any improper changes to the product.
 - 2) If you have questions regarding application, please contact your local dealer.
 - 3) Do not wear products with SBR/neoprene for more than 3-4 hours without interruption.
 - 4) We advise you to not use the product that contains SBR/neoprene in case of tendency to heat allergy.
 - 5) Keep the product away from open flame, embers and others sources of heat. Avoid temperature above 120 °C/248 °F.
 - 6) Do not continue using a product that is no longer functional, or that is worn or damaged.

Washing Instructions

- 1) Wash in warm water at 40 °C (104 °F) with similar colours.
- 2) Use laundry bag or net.
- 3) Stretch product while wet and allow to air dry.
- 4) Clean the product regularly according to care instructions on the product care label.

Size selection

- 1) Do the measurements as instructed on the packaging.
- 2) Determine the size of the support (see size chart).

Disposal

Dispose the product in accordance with national regulations.

Material

Cover: polyamide or polyamide, polyester, elastane (see textile label)
Lining: polyamide or polyamide, elastane (see textile label)
Foam: SBR/neoprene or neoprene or polyurethane (see textile label)
Padding: ethylene-vinyl acetate foam (EVA foam) or SBR/neoprene and/or neoprene (see textile label)
Splints 405506: Steel

Как использовать Ваш новый защитный бандаж Rehband – 405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*

* различные цвета, размеры, толщина, стороны

Функция
Обеспечивает поддержку, компрессию и согревание коленного/локтевого сустава. Увеличивает циркуляцию крови, облегчает напряжение и улучшает региональную мышечную координацию.

Наложение

- 1) Наложить бандаж на колено/локоть.
- 2) Изгиб на внешнем шве должен быть расположен на одном уровне с суставом. Убедиться, что защитная подушечка находится точно на колене/локте.

Важная информация

- 1) Используйте это изделие с осторожностью и в точном соответствии с его предназначением. Не вносить в изделие изменения по своему усмотрению.
- 2) Если у Вас есть вопросы по применению, обязательно связитесь с местным продавцом.
- 3) Не носите изделия из SBR/неопрена более, чем 3-4 часа без перерыва.
- 4) Мы не рекомендуем Вам использовать изделия, содержащие SBR/неопрен, если Вы склонны к аллергии на тепло.
- 5) Держите изделия вдали от открытого пламени, тлеющих углей и прочих источников тепла. Избегайте температуры выше 120 °C.
- 6) Прекратите использование изделия, которое утратило свою функциональность, изношено или повреждено.

Инструкции по стирке

- 1) Стирать в теплой воде при 40 °C с похожими цветами.
- 2) Использовать мешок для стирки или сетчатый мешок.
- 3) Расправить изделие в мокром виде, дать высоконуть на воздухе.
- 4) Регулярно стирать изделие в соответствии с инструкциями по уходу, указанными на этикетке.

Выбор размера

- 1) Осуществить замеры, как указано на упаковке.
- 2) Определите размер бандажа (см. таблицу размеров).

Утилизация

Утилизировать изделие в соответствии с местными правовыми актами.

Материал

Покрытие: полиамид или полиамид, полиэстер, эластан (см. текстильную бирку)
Внутреннее покрытие: полиамид или полиамид, эластан (см. текстильную бирку)
Пена: бутадиенстирольный каучук/неопрен или неопрен, или полуретан (см. текстильную бирку)
Набивочный материал: этиленвинилакетатная (ЭВА) пена или бутадиенстирольный каучук/неопрен и/или неопрен (см. текстильную бирку)

Вставки 405506: сталь

DE So verwenden Sie Ihre neue Rehband-Schutzstütze – 405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*

*verschiedene Farben, Größen, Stärke, Ränder

Funktion

Gibt dem Knie/Ellenbogen Halt, Kompression und Wärme. Erhöht die Durchblutung, entlastet den Druck und verbessert die Muskelkoordination in dem Bereich. Bietet Stabilisierung und Schutz vor Stößen.

Anwendung

- 1) Legen Sie die Stütze an Ellenbogen/Knie an.
 - 2) Die Kurve der äußeren Säume sollte sich auf einer Ebene mit dem Gelenk befinden. Setzen Sie das Schutzhörster auf die Spitze von Ellenbogen/Knie.
- Wichtige Informationen**
- 1) Verwenden Sie dieses Produkt nur zu seinem vorgesehenen Zweck. Nehmen Sie keine unangebrachten Veränderungen am Produkt vor.
 - 2) Sollten Sie irgendwelche Fragen haben in Bezug auf die Anwendung, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
 - 3) Die Nutzungsdauer des SBR/Neopren-Produkts sollte drei bis vier Stunden nicht übersteigen.
 - 4) Sind Sie allergisch gegen Hitze, so empfehlen wir Ihnen ein Produkt ohne SBR/Neopren zu verwenden.
 - 5) Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer, Glut und anderen Hitzequellen. Vermeiden Sie Temperaturen über 120 °C.
 - 6) Verwenden Sie kein Produkt, das nicht mehr funktionsfähig, abgenutzt oder beschädigt ist.

Waschanleitung

- 1) Waschen Sie bei 40 °C warmem Wasser mit ähnlichen Farben.
- 2) Benutzen Sie einen Waschbeutel oder ein Waschnetz.
- 3) Spannen Sie das Produkt, wenn es nass ist, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- 4) Reinigen Sie das Produkt regelmäßig gemäß Pflegehinweisen auf dem Etikett des Produkts.

Auswahl der Größe

- 1) Messen Sie, wie auf der Packung dargestellt.
- 2) Bestimmen Sie die Größe der Stütze (siehe Maßtabelle).

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß nationalen Vorschriften.

Material

Überzug: Polyamid oder Polyamid, Polyester, Elastan (siehe Textilitket)

Futter: Polyamid oder Polyamid, Elastan (siehe Textilitket)

Schaumstoff: SBR/Neopren oder Neopren oder Polyurethan (siehe Textilitket)

Polsterung: Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA-Schaum) oder SBR/Neopren und/oder Neopren (siehe Textilitket)

Schichten 405506: Stahl

FR Comment utiliser votre nouveau maintien de protection Rehband – 405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*

* choix de couleurs, tailles, épaisseurs, côté

Fonction

Offre maintien, chaleur et compression au genou/coude. Augmente la circulation sanguine, soulage la pression et améliore la coordination musculaire dans la région.

Utilisation

- 1) Placez le support sur le coude/genou.
- 2) La courbe des coutures extérieures doit être au même niveau que l'articulation. Positionnez le coussin protecteur sur l'extrémité du coude/genou.

Informations importantes

- 1) Utilisez ce produit avec précaution et uniquement pour l'usage prévu. N'apportez aucune modification indue au produit.
- 2) Si vous avez des questions concernant l'utilisation, veuillez consulter votre revendeur local.
- 3) Ne portez pas de produits en SBR/néoprène plus de 3 à 4 heures sans interruption.
- 4) Nous vous conseillons de ne pas utiliser de produits contenant du SBR/néoprène si vous avez tendance à être allergique à la chaleur.
- 5) Gardez le produit à l'écart des flammes nues, braises et autres sources de chaleur. Évitez des températures supérieures à 120 °C.
- 6) N'utilisez plus un produit qui ne fonctionne plus, ou qui est usé ou endommagé.

Instructions de lavage

- 1) Lavez l'eau chaude à 40 °C avec des couleurs similaires.
- 2) Utilisez un sac à linge ou un filet.

- 3) Étirez le produit pendant qu'il est mouillé et laissez-le sécher à l'air.
- 4) Nettoyez régulièrement le produit conformément aux consignes de son étiquette d'entretien.

Choix de la taille

- 1) Effectuez les mesures indiquées sur l'emballage.
- 2) Déterminez la taille du support (consultez la grille des tailles).

Élimination

Éliminez le produit conformément aux réglementations nationales.

Matières

Revêtement: polyamide ou polyamide, polyester, élasthanne (voir étiquette textile)

Doublure: polyamide ou polyamide, élasthanne (voir étiquette textile)

Mousse: SBR/néoprène ou néoprène ou polyuréthane (voir étiquette textile)

Rembourrage: éthylène-acétate de vinyle (mousse EVA) ou SBR/néoprène et/ou néoprène (voir étiquette textile)

Attelles 405506: acier

FI Nämä käytät uutta Rehband-rannetukeasi – mallit 405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*

*erilaisia värijä, kokoja, paksuksia, sivuja

Käyttötarkoitus

Tukee, kompressoja lämmittää polvea/kynärpäättä. Parantaava verenkiertoa, helpottaa painetta ja parantaa lihasten koordinaatiota alueella.

Käyttö

- 1) Aseta tuki kynärpäähen/polveen.
- 2) Ulkoosamuojen kaarteen tullee olla samalla tasolla nivelin kanssa. Aseta suojaehmuste kynärpäään/polven kärkeen.

Tärkeä tietää

- 1) Älä käytä tätä tuotetta huolella ainoastaan sillä tarkoitettuna käyttötarkoituksen. Älä tee tuotteeseen sopimattomia muutoksia.
- 2) Jos sinulla on käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä paikalliseen kauppaaseen.
- 3) Älä käytä SBR-kumia tai neopreeniä sisältävä tuotetta tauotta yli 3-4 tuntia.
- 4) Emme suosittele käyttämään SBR-kumia tai neopreeniä sisältävää tuotetta, jos sinulla on taipumus lämpöallergian.
- 5) Pidä tuote pois avotulen, hiilokseen ja muiden lämmönlähteiden lähetystä. Vältä yli 120 °C:n lämpötilaa.
- 6) Älä jatka tuotteen käyttöä, jos se ei ole enää toimintakuntoinen tai se kulunut tai viiotunti.

Pesuohjeet

- 1) Pese 40 °C samanvärisen kanssa.
- 2) Käytä pesupussia tai -verkkoa.
- 3) Venytä tuotetta kosteaan ja anna sen kuivua.
- 4) Puhdistaa tuotetta säännöllisesti hoito-ohjeiden mukaisesti.

Koon valinta

- 1) Suorita mittaukset pakkauskseen ohjeiden mukaisesti.
- 2) Määritä tuen koko (katso kokotaulukko).

Hävittäminen

Hävitä tuote paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Materiaali

Päällinen: polyamidi tai polyamidi, polyesteri, elastaani (ks. kangasletketti)

Vuori: polyamidi tai polyamidi, polyesteri, elastaani (ks. kangasletketti)

Vahtumuovi: SBR-kumi/neopreeni tai neopreeni tai polyuretaani (ks. kangasletketti)

Pehmuste: etylen-vinylacetataatti (EVA-vahtumuovi) tai SBR-kumi/neopreeni ja tai neopreeni (ks. kangasletketti)

Lastat 405506: teräs

NO Slik bruker du din nye Rehband Protective Support – 405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*

*ulike farger, størrelser, tykkeler, sider

Funksjon

Gir støtte, kompresjon og varme til kneet / albuen. Øker blodcirculasjonen, lindrer press og forbedrer muskelkoordineringen.

Administrering

- 1) Støtten appliseres på albuen/kneet.
- 2) De ytre sørmmene skal omringte ledet. Plasser puten ytterst på albuen/kneet.

Viktig informasjon

- 1) Bruk produktet forsiktig og hensiktsmessig. Ikke modifiser produktet på oppsatt vis.
- 2) Ved spørsmål om bruk av produktet, ta kontakt med din lokale leverandør.
- 3) Aldri ha på deg produkter med SBR/neopren i mer enn 3-4 timer om gangen.
- 4) Vi råder deg til å unngå produkter som inneholder SBR/neopren dersom du lider av varmeallergi.
- 5) Oppbevar produktet unna åpne flammer, glød og andre varmekilder. Unngå temperaturer over 120 °C.
- 6) Opphør all bruk av produkt som ikke lenger er funksjonell eller som er slitt eller skadet.

Vaskinstrukser

- 1) Vask i varmt vann (40 °C) med like farger.
- 2) Bruk et vaskenet.
- 3) Strekk ut produktet mens det er vått før du henger det til tørk (kontra tørkemaskin).
- 4) Rengjør produktet jevnlig og i samsvar med instruksene du finner på produktetkitten.

Størrelse

1) Ta mal slik som beskrevet på emballasjen.

2) Avgjør riktig størrelse for støtte (se størrelseskart).

Avhending

How to use your new Rehband Protective Support - 405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*

*different colors, sizes, thicknesses, sides

IT Come usare il tuo nuovo supporto protettivo Rehband
405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*
*diversi colori, misure, spessori, laterali

Funzione

Fornire supporto, compressione e calore a ginocchio/gomito. Favorire la circolazione sanguigna, dare sollievo alla tensione e migliorare la coordinazione muscolare della zona.

Aplicazione

- 1) Posizionare il supporto sul gomito/ginocchio.
- 2) La curva delle cuciture esterne dovrebbe trovarsi allo stesso livello dell'articolazione. Posizionare il cuscinetto di protezione in corrispondenza della punta del gomito/ginocchio.

Informazioni importanti

- 1) Utilizzare il prodotto con cura, ed esclusivamente per gli scopi previsti. Non apportare modifiche improprie al prodotto.
- 2) In caso di domande relative all'applicazione del prodotto, consultate il vostro rivenditore locale.
- 3) Non indossare prodotti con SBR/neoprene per più di 3-4 ore consecutive.
- 4) Consigliamo di non utilizzare un prodotto contenente SBR/neoprene in caso di tendenza all'allergia al calore.
- 5) Tener le prodotti lontano da fiamme libere, braci ardenti e altre fonti di calore. Evitare temperature superiori a 120 °C/248 °F.
- 6) Non continuare a utilizzare un prodotto che non è più funzionale, o che è usurato o danneggiato.

Istruzioni per il lavaggio

- 1) Lavare in acqua calda a 40 °C (104 °F) insieme a indumenti con colori simili.
- 2) Utilizzare la rete o la borsa per il bucato.
- 3) Tendere il prodotto mentre è ancora bagnato e lasciarlo asciugare.
- 4) Pulire il prodotto regolarmente, secondo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.

Scelta della taglia

- 1) Prendere le misure come indicato sulla confezione.
- 2) Determinare la taglia del supporto (vedere la tabella taglie).

Smaltimento

Smaltire il prodotto secondo le normative nazionali.

Materiale

Copertura: poliammide o poliammida, poliestere, elastan (vedere l'etichetta tessile)
Fodera: poliammide o poliammida, elastan (vedere l'etichetta tessile)
Schiuma: SBR/neoprene o neoprene o poliuretano (vedere l'etichetta tessile)
Imbottitura: etilene-vinil-acetato (schiuma EVA) o SBR/neoprene e/o neoprene (vedere l'etichetta tessile)
Supporti: 405506: Acciaio

EL Πώς να χρησιμοποιήσετε το νέο Προστατευτικό Υποστήριγμα Rehband
- 405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*
*Διάφορα χρώματα, μεγέθη, πάχη, διάφορες πλευρές

Λειτουργία

Παρέχει στήριξη, συμπίεση και ζεστασία στα αγκώνα/καρπό. Αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος, ανακούφιζε από την πίεση και βελτιώνει τον συντονισμό των μυών στην περιοχή.

Εφαρμογή

- 1) Τοποθετήστε το υποστηρικτικό στον αγκώνα/γόνατο.
- 2) Η καμπύλη των επωτηρικών ραφών θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με την άρμαση. Τοποθετήστε την προστατευτική ενίσχυση πάνω στον αγκώνα/γόνατο.
- 3) Σημαντικές Πληροφορίες
 - 1) Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν με προσοχή και μόνο για τον αρχικό του όποιο. Μην κάνετε οποιαδήποτε ακατάλληλη τροποποίηση στο προϊόν.
 - 2) Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας πωλητή.
 - 3) Μην φοράτε προϊόντα με SBR/neopréνιο για περισσότερο από 3-4 ώρες χωρίς διασκοτή.
 - 4) Σας ουσιωρεύουμε να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν που περιέχει SBR/neopréνιο στην περίπτωση που έχετε τάση προς αλλεργία στην θερμότητα.
 - 5) Διατηρήστε το προϊόν μακριά από ελεύθερη φλόγα, κάρβουνα και άλλες πηγές θερμότητας. Αποφύγετε θερμοκρασίες άνω των 120 °C/248 °F.
 - 6) Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε ένα προϊόν εάν δεν είναι λειτουργικό ή είναι φθαρέμενο ή κατεστραμμένο.

Οδηγίες Πλυσίματος

- 1) Πλύνετε με ζεστό νερό στους 40 °C (104 °F) με πάρομια χρώματα.
- 2) Να χρησιμοποιείτε ειδικό προστατευτικό σάκο ή δίχτυ πλυσίματος.
- 3) Τεντύστε το προϊόν όσο είναι υγρό και αφήστε το να στεγνώσει στον άέρα.
- 4) Να καθαρίζετε το προϊόν τακτικά συμφώνα με τις οδηγίες φροντίδας της επικέτας φροντίδας του προϊόντος.

Επιλογή Μεγέθους

- 1) Κάνετε τις μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

- 2) Προσδιορίστε το μέγεθος του υποστηρικτικού (βλέπε διάγραμμα μεγέθων).

Απόρριψη

Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Υλικό

Κάλυμμα: poliammido ή πολυαμμίδιο, πολυεστέρας, ελαστάν (ανατρέξτε στην υφασμάτινη επικέτα)
Επένδυση: πολυαμμίδιο ή πολυαμμίδιο, ελαστάν (ανατρέξτε στην υφασμάτινη επικέτα)
Αφρός SBR/neopréνιο ή neopréνιο ή πολυουρεθάνη (ανατρέξτε στην υφασμάτινη επικέτα)
Βάση: αφρός οξείου αιθυλενίου-βινυλίου (αφρός EVA) ή SBR/neopréνιο και/ή neopréνιο (ανατρέξτε στην υφασμάτινη επικέτα)
Συνδετήρες: 405506: Ατσάλι

ES Cómo utilizar su nuevo Soporte Protector Rehband - 7721*, 7727*, 7752*, 7763*, 7952*, 402*, 405*
*diferentes colores, tamaños, espesores, caras

Función

Da soporte, compresión y calor a la rodilla o al codo. Aumenta la circulación sanguínea, alivia la presión y mejora la coordinación muscular en el área.

Modo de empleo

- 1) Sitúe la protección alrededor del codo/la rodilla.
- 2) La curva de las junturas exteriores debe encontrarse al nivel de la articulación. Sitúe la almohadilla protectora sobre el codo/la rodilla.

Información Importante

- 1) La protección debe ser empleada con cuidado y exclusivamente para su finalidad original que no debe ser alterada o modificada.
- 2) Para cualquier consulta respecto a su modo de empleo, le rogamos que contacte con su distribuidor local.
- 3) El empleo de productos de caucho SBR/neopreno no debe exceder las 3-4 horas ininterrumpidas.
- 4) Si es usted alérgico/a al calor, le desaconsejamos el empleo de productos que contengan caucho SBR/neopreno.
- 5) Este producto no es ignífugo. Manténgalo a distancia de llamas expuestas, ascuas u otras fuentes de calor y de temperaturas superiores a los 120 °C/ 248 °F.
- 6) No continúe usando la protección cuando deje de ser funcional, este desgastada o dañada.

Instrucciones de lavado

- 1) Lave la protección a 40 °C (104 °F) junto a tejidos de similar color.
- 2) Es aconsejable lavarla dentro de una bolsa de lavado.
- 3) Estire la protección mientras esté húmeda y déjela secar al aire.
- 4) Lave la protección regularmente siguiendo las indicaciones que aparecen en la etiqueta de cuidado del producto.

Selección de la talla

- 1) Realice las mediciones según lo indicado en el embalaje.
- 2) Compruebe la talla de la protección (consulte la tabla de tallas).

Eliminación

Deseche el producto de conformidad con la legislación nacional.

Composición

Cubierta: poliammido o poliammida, poliéster, elastano (consulte la etiqueta textil)

Forro: poliammido o poliammida, elastano (ver etiqueta textil)

Espuma: SBR/neopreno o neopreno o poliuretano (consulte la etiqueta textil)

Acolchado: espuma de etileno-acetato de vinilo (espuma EVA) o SBR/neopreno y/o neopreno (consulte la etiqueta textil)

Férulas 405506: Acero

HU Hogyan használja új Rehband - 405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*, térdés könyörögéstől

*különböző színek, méretek, vastagságok, oldalak

Funkció

Támasztás, kompresszió és sűrítés céljára készítve. Agyék, visszatérítő erő, színtartás, hőszigetelés, védelem a gyulladásról.

Alkalmasítás

1) Helyezze a terméket a könyökre/térdre.

2) A külső varrás ívén a könyök/tejteggel egy szintben kell lenni. Helyezze a védőpárnát a könyök-/térdcsúcson.

Fontos információ

1) Ne használjon a terméket az utazásban vagy a sportolásban.

2) Ne használjon a terméket a hőterápia során.

3) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

4) Ne használjon a terméket a sportolás során.

5) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

6) Ne használjon a terméket a sportolás során.

7) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

8) Ne használjon a terméket a sportolás során.

9) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

10) Ne használjon a terméket a sportolás során.

11) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

12) Ne használjon a terméket a sportolás során.

13) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

14) Ne használjon a terméket a sportolás során.

15) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

16) Ne használjon a terméket a sportolás során.

17) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

18) Ne használjon a terméket a sportolás során.

19) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

20) Ne használjon a terméket a sportolás során.

21) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

22) Ne használjon a terméket a sportolás során.

23) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

24) Ne használjon a terméket a sportolás során.

25) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

26) Ne használjon a terméket a sportolás során.

27) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

28) Ne használjon a terméket a sportolás során.

29) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

30) Ne használjon a terméket a sportolás során.

31) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

32) Ne használjon a terméket a sportolás során.

33) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

34) Ne használjon a terméket a sportolás során.

35) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

36) Ne használjon a terméket a sportolás során.

37) Ne használjon a terméket a gyógyterápia során.

38) Ne használjon a term

How to use your new Rehband Protective Support – 405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*

*different colors, sizes, thicknesses, sides



Jak používat Vaši novou ochranou podpěru
Rehband – 405*, 402*, 7752*, 7763*,
7952*, 7721*, 7727*

* různé barvy, velikosti, tloušťky, boky

Funkce

Poskytuje podporu, stlačení a teplo v kolenní a loketní oblasti. Zvyšuje průtok krve, uvolňuje tlak a zlepšuje svalovou koordinaci v dané oblasti.

Použití

- 1) Bandáz přiložte na loket/koleno.
 - 2) Obrouk vnějších švů by měl být na stejně úrovni jako kloub.
 - Ochranný polštář umístěte na vrch lokte/kolene.
- Důležité informace
- 1) Tento výrobek používejte s opatrností a pouze k jeho stanovenému účelu.
 - 2) Pokud máte dotazy týkající se použití, obraťte se prosím na svého místního prodejce.
 - 3) Výrobek SBR/neoprenem nenoste bez přerušení déle než 3-4 hodiny.
 - 4) Doporučujeme, abyste nepoužívali výrobek s obsahem SBR/neoprenu, pokud máte sklonky k alergii na teplo.
 - 5) Výrobek uchováváte v dosahu otevřeného ohně, uhlíku a jiných zdrojů tepla. Vyvarujte se teplotám nad 120 °C.
 - 6) Pokud již výrobek není funkční, je opotřebovaný nebo poškozený, přestaňte jej používat.

Pokyny pro čištění

- 1) Perte v teplé vodě při teplotě 40 °C s oblečením podobných barev.
- 2) Používejte sísku nebo sáček na praní jemného prádla.
- 3) Ještě mokrý výrobek natáhněte a nechte uschnout na vzduchu.
- 4) Výrobek pravidelně čistěte podle pokynů k ošetřování výrobku na štítku.

Výběr velikosti

- 1) Provedte měření podle pokynů na obale.
- 2) Určete velikost bandáže (viz tabulka velikosti).

Likvidace

Výrobek zlikvidujte v souladu s národními právními předpisy. Materiál Krytí: polyamid nebo polyamid, polyester, elastan (viz textilní značku) Podšívka: polyamid nebo polyamid, elastan (viz textilní značku) Pěna: SBR/neopren nebo neopren nebo polyuretan (viz textilní značku) Výplň: etylénvinylacetátová pěna (pěna EVA) nebo SBR/neopren a/ nebo neopren (viz textilní značku) Výzvy 405506: ocel



Kako uporabljati vašo novo zaščitno podporo
Rehband – 405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*

* različne barve, velikosti, debeline, strani

Funkcija

Zagotavlja podporo, kompresijo in toplino kolena/komolca. Poveča krvni obtok, razbremeni pritisik in izboljša mišično koordinacijo na tem območju.

Namestitev

- 1) Oporomico namestite na komolec/koleno.
 - 2) Krivulja zunanjih švov mora biti v isti ravni kot sklep. Zaščitno podlogo namestite na komico komolca/kolena.
- Pomembne informacije
- 1) Ta izdelek uporabljalci previdno in samo za njegov predvideni namen. Izdelka ne smete neustrezeno spremenjati.
 - 2) Če imate kakrsna koli vprašanja glede namestitev, se obrnite na svojega lokalnega.
 - 3) Izdelkov, ki vsebujejo SBR/neopren, ne nosite neprekinitno več kot 3-4 ure.
 - 4) Če ste nagnjeni k alergiji na topoto, priporočamo, da ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo SBR/neopren.
 - 5) Izdelka ne imejte v bližini odprtega ognja, žerjavice in drugih virov topote. Temperatura ne sme presegati 120 °C/248 °F.
 - 6) Prenehajte z uporabo izdelka, če je neuporaben, ponošen ali poskodovan.

Navodila za pranje

- 1) Operite v topli vodi na 40 °C (104 °F) z izdelki podobnih barv.
- 2) Uporabite vrečo ali mrežo za perilo.
- 3) Ko je izdelek moker, ga raztegnite in posušite na zraku.
- 4) Izdelek redno čistite v skladu z navodili na listku za vzdrževanje izdelka.

Izbira velikosti

- 1) Izmerite, kot je navedeno na ovojnini.
- 2) Določite velikost opore (glejte tabelo velikosti).

Odlaganje

Izdelek zavrzite v skladu z nacionalnimi predpisi.

Materijal

Vrhni materijal: poliamid ali poliamid, poliester, elastan (glejte tekstilno etiketo)
Podloga: poliamid ali poliamid, elastan (glejte tekstilno etiketo)
Pena: SBR/neopren ali poliuretan (glejte tekstilno etiketo)
Polnilo: etilen-vinil acetatna pena (EVA pena) ali SBR/neopren in/ali neopren (glejte tekstilno etiketo)
Opornice 405506: jeklo



Cum să utilizati nou suport de protecție Rehband –

405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*

* culori, dimensiuni, grosimi și laturi diferite

Funcție

Oferă suport, compresie și căldură la genunchi/cot. Crește circulația săngelui, ameliorează presiunea și îmbunătățește coordonarea musculară în zonă.

Aplicare

- 1) Așezați suportul pe cot/genunchi.
- 2) Curba cuștelor exterioare trebuie să fie la același nivel cu încheietura. Așezați perna protectoare pe vârful cotului/genunchiului.
- Informații importante
- 1) Folosiți produsul cu atenție și doar conform domeniului său de utilizare. Nu aplicați modificații inadecvate produsului.
- 2) Dați aveți întrebări privind aplicațile, vă rugăm să contactați distribuitorul local.
- 3) Nu purtați produse cu SBR/neopren mai mult de 3-4 ore continuu.
- 4) Vă sugerăm să nu utilizați produse care conțin SBR/neopren dacă aveți tendință de alergie la căldură.
- 5) Păstrați produsul la distanță de foc deschis, iar și alte surse de căldură. Evitați temperaturile de peste 120 °C/248 °F.
- 6) Nu continuați să folosiți un produs care nu mai este funcțional, utilizat sau deteriorat.

Instrucțiuni de spălare

- 1) Spălați în apă caldă la 40 °C (104 °F) cu culori asemănătoare.
- 2) Folosiți un sac sau o plasă de rufe.
- 3) Înțindeți produsul când este umed și lăsați-l să se usuce în aer.
- 4) Curățați produsul regulat, conform instrucțiunilor de îngrijire de pe eticheta produsului.

Alegerea mărimii

- 1) Efectuați măsurările conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
- 2) Stabilii dimensiunea suportului (vezi graficul dimensional).

Eliminare

Eliminați produsul conform normelor naționale.

Materiale

Inveliș: poliamid sau poliamidă, poliester, elastan (a se vedea eticheta textilă)
Căptușelă: poliamidă sau poliamidă, elastan (a se vedea eticheta textilă)
Spumă: SBR / neopren sau neopren sau poliuretan (a se vedea eticheta textilă)
Umplutură: spumă de acetat de etilenă-vinil (spumă EVA) sau SBR / neopren și / sau neopren (a se vedea eticheta de pe etichetă)
Atela 405506: Otel



Ako používať novú opornú bandáž Rehband –

405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*

* rôzne farby, veľkosti, hrúbky, strany

Funkcia

Poskytuje oporu, spevnenie a ohrevia kolena/loketa. Zlepšuje cirkuláciu krví, uvoľňuje tlak a zlepšuje svalovú koordináciu v oblasti.

Použitie

- 1) Nasuňte bandáz na loket/koleno.
- 2) Krivka vonkajších švov musí byť na rovnakej úrovni s klobom. Ochrannú podušku umiestnite na špičku lokta/lokna.
- 3) Dôležité informácie
- 1) Tento produkt používajte opatrné a len na stanovený účel. Nevykonávajte žiadne zmeny na produkte.
- 2) Ak máte otázk'y o používaní, kontaktujte miestneho predajcu.
- 3) Dobrá používania SBR/neoprenových produktov nesmie presiahnuť 3-4 hodiny.
- 4) Ak máte alergiu na teplo, odporúčame používať produkty, ktoré neobsahujú neopren.
- 5) Produkt udržiavajte mimo dosahu otvoreného ohňa, žerávovej uhlia a ďalších zdrojov tepla. nevystavujte teplotám nad 120 °C/248 °F.
- 6) Ak už produkt nie je funkčný, je opotrebovaný alebo poškodený, už ho dôležito nepoužívajte.

Pokyny na čistenie

- 1) Perte v teplé vode při teplotě 40 °C (104 °F) s podobnými farbami.
- 2) Použíte vrečuško alebo sietku na pranie.
- 3) Natahnite produkt, kým je mokrý, a nechajte usušiť.
- 4) Produkt pravidelně čistěte podle pokynov na ošetřování na štítku produktu.

Výber veľkosti

- 1) Odmerajte si veľkosť podľa pokynov na obale.
- 2) Zistite veľkosť bandáže (pozrite tabuľku veľkosti).

Likvidácia

Produkt zlikvidujte v súlade s národnými predpismi.

Materiál

Zvršok: polyamid alebo polyamid, polyester elastan (pozri textilný štitok)
Podšívka: polyamid alebo polyamid, elastan (pozri textilný štitok)
Pena: SBR/neopren alebo neopren alebo polyuretan (pozri textilný štitok)

Vypchávka: etylén-vinyl acetátová pena (EVA pena) alebo SBR/

neopren a/alebo neopren ((pozri textilný štitok))

Výstúp 405506: ocel



Hvernig á að nota nýja Rehband-stoðbúnaðinn –

405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*

*Ólikir litir, stærðir, þykkt, hlíðar

Starfsemi

Veitir stuðning, aðhald og varma fyrir hné/olnboga. Eykur blöðrás, leittir á þréstingi og bætir vöðvasamhæfingu á sveðinu.

Notkun

- 1) Setjið speskula á olnbogann/hnéd.
- 2) Sveigjan á ytri saumum ætt að vera í sómu hæð og liðurinn. Staðsettur verndarlið framan á endann á olnbogannum/hnénu.
- 3) Mikilvægar upplýsingar
- 1) Notaðu þessa vörum með aðgát og aðeins í ætluðum tilgangi. Ekki gera neinir óviðeigandi breyttingar á vörnum.
- 2) Hafir þú einhverjar spurningar varðandi notkun vörurnar skalta hafa samband við náðegan.
- 3) Ekki vera í vörum með SBR/neopren-gervigummi í meira en 3-4 tíma án hlés.
- 4) Sérta líklegur til að fá hitaofnami er ekki ráðlegt að nota vörur sem innihalda SBR/neopren-gervigummi.
- 5) Holtu vörurni ír opnum eldi, glóð og óðrum hitauppsprettum. Forðast hita yfir 120 °C/248 °F.
- 6) Ekki halda ófam að nota vörum sem er ekki lengur í lagi, eða er örðin slitin eða skemmd.

Pvottaleiðbeiningar

- 1) Pwoðu við 40 °C (104 °F) með svipuðum litum.
- 2) Notaðu pvottaskjóðu eða -net.
- 3) Teygðu á vörurni á meðan hún er blaut og leyfðu henni að þornu.
- 4) Prifði vörurna reglulega í samræmi við umhíðuleiðbeiningar á miðaðum í vörurnu.

Val á stærð

- 1) Framkvæmdu mælingar eftir leiðbeiningum á pakkanum.
- 2) Ákvárdæðu stærð spelkunnar (sjá stærðarkort).

Förgun

Fargaðu vörurni í samræmi við landslög.

Efní

Yfirborð: Nælon eða nælonnefni, pólýester, elastan (sjá merkimiða)

Innra byrði: Nælon eða nælonnefni, elastan (sjá merkimiða)

Froða: SBR/neoprene eða gervigummi eða gervileður (sjá merkimiða)

Tróð: Etýlen-vinil assetat froða (EVA froða) eða SBR/neoprene og/eða gervigummi (sjá merkimiða)

Spelkur 405506: Stál



Як користуватись новим бандажем Rehband

-405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*

* різні кольори, розміри, товщина, сторони

Призначення

Підтримує, стягує та зігріває коліно чи лікоть. Підвищує циркуляцію крви, знижує тиск, покращує координацію м'язів у відповідній зоні.

Використання

- 1) Накласти бандаж на коліно/лікоть.
- 2) Вигин на зов

How to use your new Rehband Protective Support – 405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*

*different colors, sizes, thicknesses, sides



Kako koristiti novi Rehband zaštitni steznik –
405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*
* različite boje, veličine, debljine, strane

Funkcija

Pruža podršku, kompresiju i toplotu koljenu/laktu. Poboljšava cirkulaciju krví, ublažava pritisak i poboljšava koordinaciju mišića na datom mjestu.

Primjena

- Postavite potporu na rame/koljeno.
- Krivulja vanjskih šavova treba biti na istom nivou sa zglobovima.

Važne informacije

- Korisite ovaj proizvod požljivo i samo za njegovu namenu.
- Nemojte praviti nikakve neodgovarajuće promjene na proizvodu.
- Ako imate pitanja u vezi primjene, obratite se lokalnom.
- Ne nosite proizvode sa SBR/neoprenom na više od 3-4 sata bez prekida.
- Savjetujemo Vam da ne koristite proizvod koji sadrži SBR/neopren u slučaju da ste alergični na topilinu.
- Držite dalje od otvorenog plamena, žaravice i drugih izvora topline. Izbjegavajte temperature iznad 120 °C/248 °F.
- Nemojte nastavljati koristiti proizvod koji više nije funkcionalan ili koji je istrošen ili oštećen.

Upute za pranje

- Perite u toploj vodi na 40 °C (104 °F) sa sličnim bojama.
- Korisite vrećicu ili mrežu za veš.
- Rastegnite proizvod dok je mokar i ostavite da se osuši na zraku.

Cišite uredaj redovno prema uputama za njegu na etiketi proizvoda.

Odabir veličine

- Obavite mjerenja u skladu sa uputama na pakiranju.
- Odredite veličinu potpore (vidi veličinu grafikona).

Odlaganje

Odložite proizvod u skladu s nacionalnim propisima.

Materijal

Obloga: poliamid ili poliamid, poliester, elastan (vidi etiketu)

Podstava: poliamid ili poliamid, elastan (vidi etiketu)

Pjena: SBR / neopren ili neopren ili poliuretan (vidi etiketu)

Punjene: etilen-vinil acetat pjena (EVA pjena) ili SBR/neopren i ili neopren (vidi etiketu)

Udlege 405506: čelik



새로운 Rehband 보호 및 지지대 사용 방법 -
405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*
* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면

기능

무릎이나 팔꿈치에 지지감, 압박감을 주고 따뜻한 느낌을 얻으세요. 해당 부위의 혈액 순환을 증가시키고 압력을 완화하며 근육의 조율을 개선합니다.

사용방법

- 팔꿈치/무릎에 보호대를 위치시키세요.
- 반드시 바깥 솔기의 곡선 위치를 관절의 곡선 위치와 일치시키세요. 보호 패드를 팔꿈치/무릎의 끝 부분에 위치시키세요.
- 주요 정보
- 이 제품을 원래 용도로만 신중히 사용하십시오. 제품을 부적절하게 변형해서는 안됩니다.
- 사용방법에 대한 문의 사항이 있으면 지역 판매점 또는 문의하세요.
- 합성 고무(SBR)/네오프렌을 포함하고 있는 본 제품은 3~4시간 이상 계속해서 착용하지 마세요.
- 열 알레르기 증상이 있는 경우에는 합성 고무(SBR)/네오프렌을 포함하는 본 제품을 사용하지 않도록 권유합니다.
- 본 제품을 환경과 불씨, 다른 열 공급원으로부터 멀리 떨어진 곳에 보관하세요. 120 °C/248 °F 이상의 온도는 피해야 합니다.
- 더 이상 효과가 없거나 마모 또는 손상된 제품은 계속 사용하지 마세요.

세탁 시 주의사항

- 유사한 색상의 세탁물만 함께 세탁하고 40 °C (104 °F)의 따뜻한 물을 사용하세요.
- 빨래망이나 그물망을 사용하세요.
- 제품이 젖어 있는 동안 퍼서 자연 건조시키세요.
- 제품 취급 표지의 지침을 따라 제품을 정기적으로 세탁하십시오.

크기 선택

- 포장에 표시된 방법대로 측정하세요.
- 보호대 크기를 선택하세요(크기 도표 참조).

폐기

본 제품 폐기 시 해당 국가의 규정을 준수하세요.

재질

커버: 폴리아미드 또는 폴리아미드, 폴리에스테르, 엘라스테인 (섬유 라벨 참조)
안감: 폴리아미드 또는 폴리아미드, 엘라스테인 (섬유 라벨 참조)

폼: SBR/네오프렌 또는 네오프렌 (섬유 라벨 참조)
패드: 에틸렌 - 비닐 아세테이트 폼(EVA 폼) 또는 SBR/네오프렌 및/또는 네오프렌 (섬유 라벨 참조)
금속 부목 405506 : 스틸



新しい Rehband 保護サポート - 405*, 402*,
7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727* の使い方
*異なる色、サイズ、厚さ、サイド

機能

膝/肘を支え、圧縮および加温します。血液の循環をよくして圧力を緩和し、その部位の筋肉協調性を改善します。

適用

- 肘/膝のサポート部位に配置します。
- 外側の継ぎ目の曲線部分は、関節と同じ高さになければなりません。肘/膝の先端に保護パッドを配置します。

重要な情報

- 本製品は慎重に使用し、意図された目的のためにのみ使用してください。製品に不適切な変更を加えないでください。
- 適用に関する質問がある場合は、お近くの販売店また。
- 3~4時間以上継続して、SBR /ネオプレン製の本製品を着用しないでください。
- 熱アレルギーを起こす傾向がある場合は、SBR /ネオプレンを含む製品を使用しないことをお勧めします。
- 直火、残り火、他の熱源から離して保管してください。120°C/ 248°Fを超える温度を避けてください。
- 機能しなくなったり、磨耗したり破損したりした製品を使用し続けないでください。

洗濯表示

- 類似した色のものと共に40°C (104°F) のぬるま湯で洗ってください。
- ランドリーバッグまたはネットを使用してください。
- 濡れた状態で製品を伸ばし、エアードライしてください。
- 製品取り扱い表示ラベルの注意事項に従って、製品を定期的に洗浄してください。

サイズの選択

- パッケージ上に記載されている指示に従って測定してください。
- サポートのサイズを決定してください (サイズ表を参照)。

廃棄

国法律に従って廃棄してください。

素材

カバー: ポリアミドまたはポリアミド、ポリエスチル、エラスタン (繊維ラベル参照)

カバー: ポリアミドまたはポリアミド、エラスタン (繊維ラベル参照)

フォーム: SBR/ネオプレン、ネオプレンまたはポリウレタン (繊維ラベル参照)

パッド部分: エチレン酢酸ビニールフォーム (EVA フォーム) または SBR/ネオプレンおよび/またはネオプレン (繊維ラベル参照)

スプリント 405506: スチール



Cara menggunakan Rehband Protective Support -
405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*
*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi

Fungsi

Memberikan dukungan, tekanan, dan kehangatan pada lutut/siku. Meningkatkan peredaran darah, melegakan tekanan dan meningkatkan koordinasi otot di area tersebut.

Aplikasi

- Pasang kain penyangga pada siku/lutut.
- Lengkung pada lapisan luar harus sejajar dengan sendi. Posisi bantalan perluada pada ujung siku/lutut.

Informasi Penting

- Gunakan produk ini dengan hati-hati dan hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan melakukan perubahan yang tidak tepat opus pun terhadap produk.
- Jika anda memiliki pertanyaan seputar aplikasi, silakan hubungi dealer lokal.

- Jangan menggunakan produk bersama SBR/neoprena secara terus-menerus selama lebih dari 3-4 jam.
- Kami mengajurkan anda untuk tidak menggunakan produk yang mengandung SBR/neoprena jika memiliki kecenderungan alergi terhadap panas.

- Jauhkan produk dari kobaran api terkuat, bara dan sumber panas lainnya. Hindari temperatur di atas 120 °C/248 °F.
- Hentikan penggunaan produk yang sudah tidak berfungsi baik, robek atau rusak.

Petunjuk Pencucian

- Cuci dengan air hangat pada temperatur 40 °C (104 °F) dengan pokaiyan lain yang memiliki warna serupa.
- Gunakan kantong atau jaring pengaman pencucian.
- Rentangkan produk di saat basah dan biarkan mengering.
- Bersihkan produk secara berkala sesuai petunjuk perawatan yang tertera pada label petunjuk perawatan.

Pemilihan ukuran

- Lakukan pengukuran sesuai petunjuk pada kemasan.
- Tentukan ukuran yang didukung (lihat tabel ukuran).

Pembuangan

Pembuangan produk sesuai dengan peraturan nasional.

Material

Penutup: poliamida atau poliamida, poliester, elastane (lihat label tekstil)

Lapisan: poliamida atau poliamida, elastane (lihat label tekstil)

Busa: SBR/neoprene atau neoprene atau poliuretan (lihat label tekstil)

Bahan pengisi: busa etilena-vinil asetat (busa EVA) atau SBR/neoprene dan/atau neoprene (lihat label tekstil)

Belat 405506: besi



วิธีใช้อุปกรณ์ป้องกัน Rehband ในเมือง -
405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*
*สีขนาด ความหนา และด้านล่าง ๆ

ฟังก์ชันการทำงาน

ให้การรองรับ มีรั้ง และให้ความอบอุ่นแก่หัวเข่า/ข้อศอกเพิ่มการหมุนเวียนของเลือด ระหว่างแรงกดและปรับเปลี่ยนการประสานของกล้ามเนื้อในบริเวณที่ใช้ ให้การบรรเทาวิธีใช้

- 1) วางตัวผูกบนข้อศอก/เข่าของคุณ

2) ส่วนโง่ของรอบเปลือกคันนอกร่างกายจะอยู่ที่ระดับเดียวกันกับข้อศอก วางแผ่นป้องกันบนปลายของข้อศอก/เข่า

ข้อมูลสำคัญ

- 1) ให้ผลลัพธ์กันที่ดีด้วยความรู้สึกที่ดีและร้อนๆที่รักษาไว้ในบริเวณที่ใช้
- 2) หากไม่ได้ใช้แล้วควรรักษาไว้ในบริเวณที่ดีและร้อนๆที่รักษาไว้ในบริเวณที่ใช้

คำอธิบายการซักล้าง

- 1) ใช้ผลลัพธ์กันที่ดีด้วยความรู้สึกที่ดีและร้อนๆที่รักษาไว้ในบริเวณที่ใช้
- 2) วางตัวผูกบนข้อศอก/เข่าของคุณ

3) ทำความสะอาดและรักษาไว้ในบริเวณที่ดีและร้อนๆที่รักษาไว้ในบริเวณที่ใช้

4) วางตัวผูกบนข้อศอก/เข่าของคุณ

5) วางตัวผูกบนข้อศอก/เข่าของคุณ

6) วางตัวผูกบนข้อศอก/เข่าของคุณ

การเลือกขนาด

- 1) ทำการวัดตามที่อธิบายบนบรรจุภัณฑ์
- 2) กำหนดขนาดของตัวผูก (ตัวตารางขนาด)

การกำจัด

กำจัดผลลัพธ์กันที่ดีตามกฎระเบียบของชาติ

วัสดุ

ส่วนด้านหน้า: โพลีเอทิลีน หรือโพลีอีพ็อกซี โพลีเอสเทอร์ (ดูที่ฉลากฝ้า)

ส่วนด้านหลัง: โพลีเอทิลีน หรือโพลีอีพ็อกซี โพลีอีสเทอร์ (ดูที่ฉลากฝ้า)

โฟม: SBR/尼龍或聚丙烯 หรือ聚丙烯 หรือ聚氯乙稀 (ดูที่ฉลากฝ้า)

แผ่นรอง: เอทิลีนไวนิลอะไธเดฟฟ์ฟอย (EVA) หรือ SBR/尼龍或聚丙烯 และ/หรือ聚丙烯 (ดูที่ฉลากฝ้า)

เครื่องยืดโลหะ 405506: เหล็ก

如何使用新的 Rehband 护具
405*, 402*, 7752*, 7763*, 7952*, 7721*, 7727*
*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面

功能

为膝部/肘部提供支撑、压迫和保暖。促进血液循环，缓解压力，改善局部肌肉协调。

应用

- 1) 将支撑置于肘/膝上。

- 2) 外缝曲线应与关节在同一水平上。将保护垫置于肘/膝尖部。

重要信息

- 1) 使用此产品时要小心，仅能用于预期使用目的。不要对产品进行任何不当改变。