

How to use your new Rehband Support – 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*)

*different colors, sizes, thicknesses, sides



EN

Function

Supports and provides compression and warmth to the knee joint. Increases blood circulation, relieves pressure and improves muscle coordination in the area. Stabilizes the joint area. 1258*: Reduces the pressure selectively.

Application

- 1) Pull the brace up to the knee.
- 2) The patella cut-out should be centered on the patella.
- 3) 1252*: the pad inside should be placed on the inner or outer side of the knee joint. Place the straps cross-wise (as shown in the picture). Tighten the strap until you feel the desired pressure.
- 4) 1258*: Place the patella stabilizer right below the kneecap (as shown in the picture). Tighten the strap.

Important Information

- 1) Use this product with care and only for its intended purpose. Do not make any improper changes to the product.
- 2) If you have questions regarding application, please contact your local dealer.
- 3) Do not wear products with SBR/neoprene for more than 3-4 hours without interruption.
- 4) We advise you to not use the product that contains SBR/neoprene in case of tendency to heat allergy.
- 5) Keep the product away from open flame, embers and other sources of heat. Avoid temperature above 120 °C/248 °F.
- 6) Do not continue using a product that is no longer functional, or that is worn or damaged.

Washing Instructions

- 1) Wash in warm water at 40 °C (104 °F) with similar colours.
- 2) Use laundry bag or net.
- 3) Stretch product while wet and allow to air dry.
- 4) Clean the product regularly according to care instructions on the product care label.
- 5) Fasten all velcro closures 1252* (7759*), 1258* (7757*).
- 6) Products with velcro fasteners require occasional dirt/dust removal.

Size selection

- 1) Do the measurements as instructed on the packaging.
- 2) Determine the size of the support (see size chart).

Disposal

Dispose the product in accordance with national regulations.

Material

Foam: 1252* (7759*), 1253* (7754*) SBR/neoprene (see textile label)
Cover: 1252* (7759*), 1253* (7754*) polyamide; 1258* (7757*)
polyamide and polyamide-polyurethane (see textile label)

Padding: 1252* (7759*) ethylene-vinyl acetate (EVA); 1258* (7757*)
silicone sponge rubber (see textile label)

Как использовать новый Rehband Support 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*)

* различные цвета, размеры, толщина, стороны

Функция

Обеспечивает поддержку, компрессию и согревание коленного сустава. Увеличивает циркуляцию крови, облегчает напряжение и улучшает региональную мышечную координацию. Обеспечивает стабилизацию области сустава.

Применение

- 1) Потяните наколенник до уровня коленного сустава.
- 2) Вырез надколенника должен быть расположен по центру коленной чашечки.
- 3) 1252*: подкладка внутри должна быть размещена на внутренней или внешней стороне коленного сустава. Расположите ремешки крест-накрест (как показано на рисунке). Затяните ремешок до ощущения необходимого давления.
- 4) 1258*: Поместите стабилизатор надколенника непосредственно под коленной чашечкой (как показано на рисунке). Затяните ремешок.

Важная информация

- 1) Используйте это изделие с осторожностью и в точном соответствии с его пред назначением. Не вносить в изделие изменения по своему усмотрению.
- 2) Если у Вас есть вопросы по применению, обязательно свяжитесь с местным продавцом.
- 3) Не носите изделия из SBR/неопрена более, чем 3-4 часа без перерыва.
- 4) Мы не рекомендуем Вам использовать изделия, содержащие SBR/неопрен, если Вы склонны к аллергии на тепло.
- 5) Держите изделия вдали от открытого пламени, тлеющих углей и прочих источников тепла. Избегайте температур выше 120 °C/248 °F.
- 6) Прекратите использование изделия, которое утратило свою функциональность, изношено или повреждено.

Инструкции по стирке

- 1) Стирать в теплой воде при 40 °C (104 °F) с похожими цветами.
- 2) Использовать мешок для стирки или сетчатый мешок.
- 3) Расправить изделие в мокром виде, дать высокнуть на воздухе.
- 4) Регулярно стирать изделие в соответствии с инструкциями по уходу, указанными на этикетке.

5) Закрыть все застежки-липучки 1252* (7759*), 1258* (7757*).

6) Изделия с липучками требуют периодического удаления грязи / пыли.

Выбор размера

- 1) Осуществить замеры, как указано на упаковке.
- 2) Определить размер бандажа (см. таблицу размеров).

Утилизация

Утилизировать изделие в соответствии с местными правовыми актами.

Материал

Пена: 1252* (7759*), 1253* (7754*) бутадиенстирольный каучук/неопрен (см. текстильную бирку)
Покрытие: 1252* (7759*), 1253* (7754*) полиамид; 1258* (7757*) полиамид и полиамид-полиуретан (см. текстильную бирку)
Подкладка: 1252* (7759*) этиленвинилакетат (EVA); 1258* (7757*) силиконовый губчатый каучук (см. текстильную бирку)

DE

Bedienungsanleitung für Ihre neue Rehband Stütze – 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*) verschiedene Farben, Größen, Stärke, Ränder

Funktion

Gibt dem Kniegelenk Halt, Kompression und Wärme. Erhöht die Durchblutung, entlastet den Druck und verbessert die Muskelkoordination in diesem Bereich. Stabilisiert den Gelenkbereich. 1258*: Reduziert den Druck punktuell.

Anwendung

- 1) Ziehen Sie die Stütze bis zum Knie hoch.
- 2) Der Knie scheiben-Ausschnitt sollte mittig über der Knie scheibe liegen.
- 3) 1252*: Das innere Polster sollte auf der Innen- oder Außenseite des Kniegelenks zu liegen kommen. Legen Sie die Gurte über Kreuz an (wie in der Abbildung zu sehen).
- 4) 1258*: Legen Sie den Knie scheiben-Stabilisator direkt unter die Knie scheibe (wie in der Abbildung zu sehen). Ziehen Sie den Gurt fest.

Wichtige Informationen

- 1) Verwenden Sie dieses Produkt nur zu seinem vorgesehenen Zweck. Nehmen Sie keine unangebrachten Veränderungen am Produkt vor.
- 2) Sollten Sie irgendwelche Fragen haben in Bezug auf die Anwendung, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
- 3) Die Nutzungsdauer des SBR/Neopren-Produkts sollte drei bis vier Stunden nicht übersteigen.
- 4) Sind Sie allergisch gegen Hitze, so empfehlen wir Ihnen ein Produkt ohne SBR/Neopren zu verwenden.
- 5) Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer, Glut und anderen Hitzequellen. Vermeiden Sie Temperaturen über 120 °C/248 °F.
- 6) Verwenden Sie kein Produkt, das nicht mehr funktionsfähig, abgenutzt oder beschädigt ist.

Waschanleitung

- 1) Waschen Sie bei 40 °C (104 °F) warmem Wasser mit ähnlichen Farben.
- 2) Benutzen Sie einen Waschbeutel oder ein Waschnetz.
- 3) Spannen Sie das Produkt, wenn es nass ist, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- 4) Reinigen Sie das Produkt regelmäßig gemäß Pflegehinweisen auf dem Etikett des Produkts.
- 5) Schließen Sie alle Klettverschlüsse 1252* (7759*), 1258* (7757*).
- 6) Produkte mit Klettverschluss müssen ab und zu von Schmutz und Staub befreit werden.

Auswahl der Größe

- 1) Messen Sie, wie auf der Packung dargestellt.
- 2) Bestimmen Sie die Größe der Stütze (siehe Maßtabelle).

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß nationalen Vorschriften.

Material

Schaumstoff: 1252* (7759*), 1253* (7754*) SBR/Neopren (siehe Textiletikett)
Abdeckung: 1252* (7759*), 1253* (7754*) Polyamid; 1258* (7757*) Polyamid und Polyamid-Polyurethan (siehe Textiletikett)

Polsterung: 1252* (7759*) Ethylen-Vinylacetat (EVA); 1258* (7757*) Silikon-Schwammgummi (siehe Textiletikett)

SV

Bruksanvisning för ditt nya Rehband Support 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*) olika färger, storlekar, tykkelser, sidor

Funktion

Ger stöd, kompression och värme till knälederna. Förbättrar blodcirkulationen, reducerar tryck och förbättrar muskelkoordinationen i området. Stabilisering området kring lederna.

Användning

- 1) Drag bygeln upp till knät.
- 2) Urtaget till patella måste centreras i förhållande till patella.
- 3) 1252*: kudden innanför måste placeras på in- eller utsidan av knälederna. Placer remmarna i korsform (enligt bild). Strama åt remmarna tills du känner det önskade trycket.
- 4) 1258*: Placer patellastabilisatorn strax under knäskälen (enligt bild). Strama åt remmarna.

Viktig information

- 1) Använd denna produkt med försiktighet och endast för det avsedda området. Gör inga felaktiga ändringar av produkten.
- 2) Om du har frågor angående användningen, kontakta din lokala återförsäljare.
- 3) Använd inte SBR-/neoprenprodukter i mer än 3-4 timmar utan avbrott.
- 4) Vi rekommenderar att du som har tendens till varmeallergi inte använder produkter som innehåller SBR/neopren.
- 5) Håll produkten borta från öppen eld, glöd och andra värmekällor. Undvik temperaturer över 120 °C/248 °F.
- 6) Fortsätt inte använda en produkt som inte längre fungerar, eller som är sliten eller skadad.

Vätskeanvisning

- 1) Vask i varmt vatten på 40 °C (104 °F) med liknande färger.
- 2) Använd en wasknet.
- 3) Streck ut produkten mens det er vått før du henger det til tørk (kontrakermaskin).
- 4) Rengjør produktet jevnlig og i samsvar med instruksjonene du finner på produktet.
- 5) Spenn fast alle borrelás 1252* (7759*), 1258* (7757*).
- 6) Produkten med borrelás krever sporadisk smuss / støvfjerning.

Funktionsprinsipp

Gir støtte, kompresjon og varme til kneleddet. Forbedrer blodsirkulasjonen, linder press og forbedrer muskelkoordinasjonen. Stabiliserer området kring ledene.

Bruksanvisning

- 1) Trekk støttesbåndet opp til kneet.
- 2) Utskjeringen skal være sentrert på kneskålen.
- 3) 1252*: Puten på innsiden skal plasseres på den indre eller ytre siden av kneddet. Legg strøppene på ivers (som vist på bildet). Stram strøppene til du føler ønsket trykk.
- 4) 1258*: Plasser patellastabilisatorn rett under kneskålen (som vist på bildet). Stram strøppen.

Viktig informasjon

- 1) Bruk produktet forsiktig og hensiktsmessig. Ikke modifiser produktet på uspesifiserte vis.
- 2) Ved spesrmål om bruk av produktet, ta kontakt med din lokale leverandør eller tilsvarende.
- 3) Aldri ha på deg produkter med SBR/neopren i mer enn 3-4 timer om gangen.
- 4) Vi råder deg til å unngå produkter som inneholder SBR/neopren dersom du lider av varmeallergi.
- 5) Oppbev produktet unna åpne flammer, glød og andre varmekilder. Unngå temperaturer over 120 °C/248 °F.
- 6) Oppbev all bruk av produkt som ikke lenger er funksjonell eller som er slitt eller skadet.

Waskeanvisning

- 1) Wask i varmt vann på 40 °C (104 °F) med like farger.
- 2) Bruk en wasknet.
- 3) Strekk ut produktet mens det er vått før du henger det til tørk (kontrakermaskin).
- 4) Rengjør produktet jevnlig og i samsvar med instruksjonene du finner på produktet.
- 5) Spenn fast alle borrelás 1252* (7759*), 1258* (7757*).
- 6) Produkten med borrelás krever sporadisk smuss / støvfjerning.

Funksjon

Gir støtte, kompresjon og varme til kneleddet. Forbedrer blodsirkulasjonen, linder press og forbedrer muskelkoordinasjonen i området. Stabiliserer området omkring ledet.

Størrelse

- 1) Ta mål slik som beskrevet på emballasjen.
- 2) Avgjør riktig størrelse for støtte (se størelseskart).

Ahvendning

Kasser produktet i samsvar med nasjonale forskrifter.

Material

Sukum: 1252* (7759*), 1253 * (7754*) SBR / neopren (sie tekstilellabel)

Bekleidning: 1252* (7759*), 1253 * (7754*) polyamid; 1258 * (7757*) polyamid og polyamid-polyurethan (sie tekstilellabel)

Pelottes: 1252 * (7759*) ethylenvinylacetat (EVA); 1258 * (7757*) silikon svampgummi (sie tekstilellabel)

Kassering

Kassera produkten i enlighet med nationella bestämmelser.

Material

Sukum: 1252* (7759*), 1253 * (7754*) SBR/neopren (sie tekstilellabel)

Tyg: 1252* (7759*), 1253 * (7754*) polyamid; 1258 * (7757*) polyamid och polyamid-polyuretan (sie tekstilellabel)

Fylnad: 1252* (7759*) etylen-vinylacetat (EVA); 1258* (7757*) skumgummi av silikon (sie tekstilellabel)

Kuinka tulee käyttää uutta Rehband-tukea/ suojaa – 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*)

*erilais

How to use your new Rehband Support – 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*)

*different colors, sizes, thicknesses, sides

IT Come utilizzare il tuo nuovo supporto lombare Rehband – 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*) *diversi colori, misure, spessori, laterali

Funzione

Fornire supporto, compressione e calore all'articolazione del ginocchio. Favorire la circolazione sanguigna, dare sollievo alla tensione e migliorare la coordinazione muscolare della zona. Stabilizzare l'area dell'articolazione.

Aplicación

- 1) Tirare el tutore fino al ginocchio.
- 2) El foro de la rotula debe estar centrada en la rótula.
- 3) 1252*: El imbotillado interno debe colocarse en el lado interno o externo de la rodilla. Ponga las correas en cruz (como se muestra en la imagen). Ajuste las correas hasta que sienta la presión deseada.
- 4) 1258*: Ponga el estabilizador de rotula justo debajo de la rotula (como se muestra en la imagen). Ajuste la correa.

Informazioni importanti

- 1) Utilizzare il prodotto con cura, ed esclusivamente per gli scopi previsti. Non apportare modifiche improprie al prodotto.
- 2) In caso di domande relative all'applicazione del prodotto, consultate il vostro rivenditore locale.
- 3) Non indossare prodotti con SBR/neoprene per più di 3-4 ore consecutive.
- 4) Consigliamo di non utilizzare un prodotto contenente SBR/neoprene in caso di tendenza all'allergia al calore.
- 5) Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, braci ardenti e altre fonti di calore. Evitare temperature superiori ai 120 °C/248 °F.
- 6) Non continuare a utilizzare un prodotto che non è più funzionale, o che è usurato o danneggiato.

Istruzioni per il lavaggio

- 1) Lavare in acqua calda a 40 °C (104 °F) insieme a indumenti con colori simili.
- 2) Utilizzare la rete o la borsa per il bucato.
- 3) Tendere il prodotto mentre è ancora bagnato e lasciarlo asciugare.
- 4) Pulire il prodotto regolarmente, secondo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.
- 5) Fissare tutte le chiusure in velcro 1252* (7759), 1258* (7757).
- 6) I prodotti con lacci in velcro richiedono, occasionalmente, l'eliminazione della sporcizia o della polvere.

Scelta della taglia

- 1) Prendere le misure come indicato sulla confezione.

- 2) Determinare la taglia del supporto (vedere la tabella taglie).

Smaltimento

Smaltire il prodotto secondo le normative nazionali.

Materiale

Schiiuma: 1252* (7759*), 1253* (7754*) SBR/neoprene (vedere l'etichetta del tessuto)
Copertura: 1252* (7759*), 1253* (7754*) poliammide; 1258* (7757*) poliammido e poliammido poliuretano (vedere l'etichetta del tessuto)
Imbottitura: 1252* (7759*) etilene-vinile acetato (EVA); 1258* (7757*) gomma in spugna di silicone (vedere l'etichetta del tessuto)

EL Πώς να χρησιμοποιείται η καινούργια μάσ πας Rehband Support – 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*) *Διάφορα χρώματα, μεγέθη, πάχη, διάφορες πλευρές

Λειτουργία

Παρέχει υποστήριξη, συμπίεση και ζεστασία στην άρθρωση του γόνατος. Αυξάνει την κυκλοφορία των αίματος, ανακουφίζει την πίεση και βελτιώνει τον συντονισμό των μυών στην περιοχή σταθεροποίει την περιοχή των αρθρώσεων.

Εφαρμογή

- 1) Τραβήγετε τον νάρθηκα μέχρι το γόνατο.
- 2) Η αποκοπή της επιγονατίδας πρέπει να είναι κεντραρισμένη στην επιγονατίδα.
- 3) 1252*: το εσωτερικό πέλμα πρέπει να τοποθετηθεί στην εσωτερική ή την εξωτερική πλευρά της άρθρωσης του γόνατος. Τοποθετήστε τους μάντες σταυροειδώς (όπως φαίνεται στην εικόνα).
- 4) Σφίξτε τον μάντα μέχρι να είνωσετε την επιθυμητή πίεση.
- 5) 1258*: Τοποθετήστε το σταθεροποιητή της επιγονατίδας ακριβώς κάτω από το κάλυμμα (όπως φαίνεται στην εικόνα). Σφίξτε τον μάντα
- 6) Σημαντικές Πληροφορίες
- 1) Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν με προσοχή και μόνο για τον αρχικό του σκοπό. Μην κάνετε οποιαδήποτε ακατάλληλη τροποποίηση στο προϊόν.
- 2) Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας πολιτικό.
- 3) Μην φοράτε προϊόντα με SBR/εστερίνιο για περιοστότερο από 3-4 ώρες χωρίς διακοπή.
- 4) Σας αιμούσουμε να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν που περιέχει SBR/εστερίνιο στην περίπτωση που έχετε τάση προς αλέργηση στην θερμότητα.
- 5) Διατηρήστε το προϊόν μακριά από ελεύθερη φλόγα, κάρβουνα και άλλες πηγές θερμότητας. Αποφύγετε θερμοκρασίες άνω των 120 °C/248 °F.
- 6) Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε ένα προϊόν εάν δεν είναι λειτουργικό ή είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο.

Οδηγίες Πλυσίματος

- 1) Πλύνετε με ζεστό νερό στους 40 °C (104 °F) με πάρομια χρώματα.
- 2) Να χρησιμοποιείτε ειδικό προστατευτικό σάκο ή δίχτυ πλυσίματος.
- 3) Τεντύστε το προϊόν όσο είναι υγρό και αφήστε το να στεγνώσει στον άνεμο.
- 4) Να καθαρίζετε το προϊόν τακτικά συμφώνα με τις οδηγίες φροντίδας της επικέτας φροντίδας του προϊόντος.
- 5) Κλείστε όλες τις ενδασεις τύπου Velcro (ακράτος) 1252* (7759), 1258* (7757).
- 6) Τα προϊόντα με συνδετήρες Velcro απαιτούν περιστασιακό καθαρισμό ακαθαριστών/σκόνης.

Επιλογή Μεγέθους

- 1) Κάντε τις μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην συσκευασία.
- 2) Προσδιορίστε το μέγεθος του υποστηρικτικού (βλέπε διάγραμμα μεγέθων).

Απόρριψη

Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Υλικό

Afroös: 1252* (7759*), 1253* (7754*) SBR/νεοπρένιο (ανατρέξτε στην επικέτα των υφασμάτων)

Kálymás: 1252* (7759*), 1253* (7754*) πολιαμίδιο. 1258* (7757*) πολιαμίδιο και πολιαμίδιο-πολιυρετάν (ανατρέξτε στην επικέτα υφασμάτων)

Báta: 1252* (7759*) οξειδικό αιθυλένιο-βινύλιο (EVA); 1258* (7757*) σπογγώδες καυτούσιοι σιλικόνης (ανατρέξτε στην επικέτα υφασμάτων)

ES

Cómo usar tu nuevo soporte Rehband – 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*) *diferentes colores, tamaños, espesores, caras

Función

- Da soporte, compresión y calor a la rodilla. Aumenta la circulación sanguínea, alivia la presión y mejora la coordinación muscular en el área. Estabiliza el área de la articulación.
- Aplicación**
- 1) Deslice la órtesis hasta la rodilla.
 - 2) La abertura de la rótula debe estar centrada en la rótula.
 - 3) 1252*: la almohadilla interior debe colocarse en el lado interno o externo de la rodilla. Ponga las correas en cruz (como se muestra en la imagen). Ajuste las correas hasta que sienta la presión deseada.
 - 4) 1258*: Ponga el estabilizador de rótula justo debajo de la rótula (como se muestra en la imagen). Ajuste la correa.

Información Importante

- 1) La protección debe ser empleada con cuidado y exclusivamente para su finalidad original que no debe ser alterada o modificada.
- 2) Para cualquier consulta respecto a su modo de empleo, le rogamos que contacte con su distribuidor local.
- 3) El empleo de productos de caucho SBR/neopreno no debe exceder las 3-4 horas ininterrumpidas.
- 4) Si es usted alérgico/a al calor, le desaconsejamos el empleo de productos que contengan caucho SBR/neopreno.
- 5) Este producto no es ignífugo. Manténgalo a distancia de llamas expuestas, asciugas y otras fuentes de calor y de temperaturas superiores a los 120 °C/248 °F.
- 6) No continúe usando la protección cuando deje de ser funcional, esté desgastada o dañada.

Instrucciones de lavado

- 1) Lave la protección a 40 °C (104 °F) junto a tejidos de similar color.
- 2) Esaconsejable lavarla dentro de una bolsa de lavado.
- 3) Estire la protección mientras esté húmeda y déjela secar al aire.
- 4) Lave la protección regularmente siguiendo las indicaciones que aparecen en la etiqueta de cuidado del producto.
- 5) Ajuste los cierres de velcro 1252* (7759), 1258* (7757).
- 6) Los productos con cierres velcro requieren la eliminación ocasional de suciedad/polvo.

Selección de la talla

- 1) Realice las mediciones según lo indicado en el embalaje.
- 2) Compruebe la talla de la protección (consulte la tabla de tallas).

Eliminación

Deseche el producto de conformidad con la legislación nacional.

Composición

Espuma: 1252* (7759*), 1253* (7754*) SBR/neopreno (vea la etiqueta) Cubierta: 1252* (7759*), 1253* (7754*) poliamida; 1258* (7757*) poliamida y poliamida-poliuretano (vea la etiqueta) Relleno: 1252* (7759*) etileno-vinilacetato (EVA); 1258* (7757*) esponja de goma en silicona (vea la etiqueta)

HU Az új Rehband támasztás használata – 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*) *különböző színek, méretek, vastagságok, oldalak

Funkció

Támasztást, kompressziót biztosít, illetve melegen tartja a térdízelületet. Javítja a vérkezést, csökkeni a nyomást és javítja az izmek egyműködését az adott területen. Stabilizálja az ízület területét.

Alkalmasztás

- 1) Hüzza fel a térdvédőt a térdre.
- 2) A térdalkács kivágatot a térdalkácsra kell központosítani.
- 3) 1252*: a belül lévő protektort a térdízelület belső vagy a külső oldalra kell helyezni. A térdzárakat keresztszöveg helyezze el (a képen bemutatottnak megfelelően). Addig szoritsa a tépőzárat, amíg el nem érni a kívánt nyomást.
- 4) 1258*: Helyezze a patella-stabilizálót közvetlenül a térdalkács alá (a képen bemutatottnak megfelelően). Szoritsa meg a térdzárát.

Fontos információ

- 1) Csak a rendeltetési céljának megfelelően, gondosan szabad használni. Ne módosítsa a termékét.
- 2) Ha a használatattal kapcsolatos kérdéseket merül fel, forduljon a helyi forgalmazóhoz.
- 3) Megszakítás nélkül ne viseljen SBR/neoprén anyagból készült terméket 3-4 órándál hosszabb ideig.
- 4) Azt javasoljuk, hogy hőallergiára való hajlam esetén ne használjon SBR/neoprén tartalmú terméket.
- 5) Tartsa távol a terméket nyílt lángtól, parázsolt és más hőforrásról.
- 6) Ne folytasson a termék használatát, ha az már nem tölti be rendeltetésének célját, elkopott vagy sérült.

Mosási útmutató

- 1) Mossa meleg, 40 °C-os (104 °F) vízben hasonló színű ruhaneművel.
- 2) Használjon mosószkot vagy mosóhálót.
- 3) Terítse ki a még nedves termékét és hagyja megszáradni.
- 4) Tisztítson rendszeresen, a termék címkéjén található kezelési útmutató betartásával.
- 5) Illenessz össze minden tépőzárt 1252* (7759), 1258* (7757).
- 6) A tépőzáras rögzítőkkel ellátott termékek esetében időnként szükséges van a szennyeződés/por eltávolítására.

Méretválasztás

- 1) Végezz el a méretet a csomagolásban található utasítások szerint.
- 2) Határozza meg az Ön számára melefelő méreteret (mérettáblázat).

Hulladékkezelés

Ártalmatlanítva a terméket a nemzetी jogszabályoknak megfelelően.

Anyag

Hab: 1252* (7759*), 1253* (7754*) SBR/neoprén (lásd a textil címkét) Burkolt: 1252* (7759*), 1253* (7754*) poliamid; 1258* (7757*) poliamid és poliamid-poliuretán (lásd a textil címkét) Protektor: 1252* (7759*) etilen-vinil-acetát (EVA); 1258* (7757*) szilikongumi szivacs (lásd a textil címkét)

ET Kuidas kasutada oma uut Rehbandi tuge – 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*) *erinevad värvud, suurused, paksused, külged

</div

How to use your new Rehband Support – 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*)

*different colors, sizes, thicknesses, sides



Como usar seu novo Suporte Rehband
1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*)
*diferentes cores, tamanhos, espessuras, lados

Função

Proporciona apoio, compressão e calor à articulação do joelho. Aumenta a circulação sanguínea, alivia a pressão e melhora a cozedura muscular na zona. Estabiliza a área da articulação.

Aplicação

- Puxe o imobilizador até ao joelho.
- O recorte da patela deverá ficar centrado sobre a rótila.
- 1252*: o almofada interior deve ser colocado no lado interno ou externo da articulação do joelho. Coloque as tiras de forma transversal (como mostrado na imagem). Aperte a fita até que senta a pressão desejada.
- 1258*: Coloque o estabilizador patela mesmo debaixo da rótila (como mostrado na imagem). Aperte a fita.

Informações importantes

- Utilize cuidadosamente este produto e apenas para o seu fim pretendido. Não faça modificações indevidas ao produto.
- Se tem dúvidas quanto à aplicação, contacte o seu revendedor local.
- Não utilize produtos contendo SBR/neopreno por mais de 3-4 horas seguidas.
- Aconselhamo-lo a não utilizar produtos que contenham SBR/neopreno em caso de tendência para alergia ao calor.
- Mantenha o produto afastado de chamas, brasas ou outras fontes de calor. Evite temperaturas acima dos 120 °C/248 °F.
- Não continue a utilizar um produto que já não esteja funcional, ou que esteja desgastado ou danificado.

Instruções de lavagem

- Lave com água quente a 40 °C (104 °F) juntamente com cores semelhantes.
- Utilize um saco ou rede de lavagem de roupas delicadas.
- Estique o produto enquanto estiver molhado e deixe secar ao ar livre.
- Lime regularmente o produto de acordo com as instruções de conservação do produto.
- Feeche todos os fechos de velcro 1252* (7759*), 1258* (7757*).
- Produtos com fechos de velcro exigem a remoção ocasional de sujidade/poeira.

Seleção de tamanhos

- Faça as medições conforme as indicações da embalagem.

- Determine o tamanho do suporte (consultar tabela de tamanhos).

Eliminação

Descarte o produto de acordo com os regulamentos nacionais.

Material

Espuma: 1252* (7759*), 1253* (7754*) SBR / neopreno (consulte a etiqueta têxtil)
Cobertura: 1252* (7759*), 1253* (7754*) poliamida; 1258* (7757*) poliamida/poliamida-políuretano (consulte a etiqueta têxtil)
Enchimento: 1252* (7759*) etileno-acetato de vinilo (EVA); 1258* (7757*) esponja de borracha de silicone (consulte a etiqueta têxtil)

Jak používat svůj nový Rehband Support
1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*)
*různé barvy, velikosti, tloušťky, boky

Funkce

Podporuje, stahuje a hřeje kolenní kloub. Zlepšuje krvní oběh, uvolňuje tlak a zlepšuje koordinaci svalů v oblasti. Stabilizuje oblast kloubu.

Použití

- Vytáhněte bandáž ke koleni.
- Výřez na českou by měl být na středu český.
- 1252*: vložka uvnitř by měla být umístěna na vnitřní nebo vnější straně kolenního kloubu. Pásky umístěte křížem (jak je znázorněno na obrázku). Utláhněte pásek, dokud neučíté pozadovaný tlak.
- 1258*: Stabilizátor český umístěte přímo pod českou (jak je znázorněno na obrázku). Utahněte pásek.

Důležité informace

- Tento výrobek používajete s opatrností a pouze k jeho stanovenému účelu. Na výrobku neprovádějte žádné nevhodné změny.
- Pokud máte dotazy týkající se používání, obraťte se prosím na svého místního prodejce.
- Výrobky s SBR/neoprenem nenosete bez přerušení déle než 3-4 hodiny.
- Dopravujeme, abyste nepoužívali výrobek s obsahem SBR/neoprénu, pokud máte sklon k alergii na teplo.
- Výrobek uchováváte v dosahu otevřené ohřívače, uhlíku a jiných zdrojů tepla. Vyuvarujte se teplotám nad 120 °C/248 °F.
- Pokud již výrobek není funkční, je potřeba ho poškozený, přestáne jej používat.

Pokyny pro číslení

- Perete v teplé vodě při teplotě 40 °C (104 °F) s oblečením podobných barev.
- Použijte siřík nebo sáček na praní jemného prádla.
- Uřete velikost bandáže (viz tabulku velikosti).

Likvidace

Výrobek zlikvidujte v souladu s národními právními předpisy.

Materiál

Pěna: 1252* (7759*), 1253* (7754*) SBR/neopren (viz textilní štítek)
Povrch: 1252* (7759*), 1253* (7754*) poliamid; 1258* (7757*) poliamid a poliamid-políuretan (viz textilní štítek)
Výplň: 1252* (7759*) etilen-vinyl acetát (EVA); 1258* (7757*) silikonová pěnová guma (viz textilní štítek)

Modul de utilizare a noii dvs. centuri Rehband
1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*)
*culoare, dimensiuni, grosimi și lățuri diferite

Funcție

Oferă suport, compresie și căldură articulației genunchiului. Sporește circulația sanguină, ameliorează presiunea și îmbunătățește coordonarea musculară în zona. Calmează durerea și stabilizează zona articulației.

Aplicare

- Trageți suportul până la genunchi.
- Forma prevăzută pentru rotulă trebuie să fie centrată pe rotulă.
- 1252*: pernă interioară trebuie amplasată pe partea interioară sau exterioară a articulației genunchiului. Poziționați chingile în mod încreșător (după cum se arată în imagine). Strângeți chingile până la apariția presiunii dorite.
- 1258*: Poziționați stabilizatorul rotular imediat sub rotulă (după cum se arată în imagine). Strângeți chingile.

Informații importante

- Folosiți produsul cu atenție și doar conform domeniului său de utilizare. Nu aplicați modificări inadecvate produsului.
- Dacă aveți întrebări privind aplicație, vă rugăm să contactați distribuitorul local.
- Nu purtați produse cu SBR/neopren mai mult de 3-4 ore continuu.
- Vă sugerăm să nu utilizați produse care conțin SBR/neopren dacă aveți tendințe de alergie la căldură.
- Păstrați produsul la distanță de foc deschis, iar și alte surse de căldură. Evitați temperaturile de peste 120 °C/248 °F.
- Nu continuați să folosiți un produs care nu mai este funcțional, uzat sau deteriorat.

Instrucțiuni de spălare

- Spălați în apă caldă la 40 °C (104 °F) cu culori asemănătoare.
- Folosiți un sac sau o plasă de rufe.
- Întăriți produsul când este umed și lăsați-l să se usuce în aer.
- Curățați produsul regulat, conform instrucțiunilor de îngrijire de pe eticheta produsului.
- Folosiți toate prinderile cu arici 1252* (7759*), 1258* (7757*).
- Producătorul nu necesită ocazională îndepărțarea murdăriei / prafului.

Alegerea mărimei

- Efectuați măsurătorile conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
- Stabilități dimensiunea suportului (vezi graficul dimensional).

Eliminare

Eliminați produsul conform normelor naționale.

Material

Spuma: 1252* (7759*), 1253* (7754*) SBR / neopren (a se vedea eticheta pentru textile)

Înlătătoare: 1252* (7759*), 1253* (7754*) poliamidă; 1258* (7757*) poliamidă și poliamidă-políuretan (a se vedea eticheta pentru textile)

Căptușeala: 1252* (7759*) etilen-vinil acetat (EVA); 1258* (7757*) burete cauciucat de siliciu (a se vedea eticheta pentru textile)

Kako uporabljati vaš novi Rehband Support
1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*)
*različne barve, velikosti, debeline, strani

Delovanje

Daje oporo, kompresijo in topoto kolenskemu sklepu. Poveča krvni obtok, razbremeni pritisk in območju izboljša koordinacijo mišic.

Uporaba

- Potegnite opornik do kolena.
- Luknja za pogacio mora biti naravnana na pogacio.
- 1252*: notranja podloga naj bo nameščena na notranjo ali zunanj stran kolenskega sklepa. Krizo namestite pasove (kot je prikazano na sliki). Zategnite pas, dokler ne začelite želenega pritiska.
- 1258*: Namestite stabilizator pogacio točno pod pogacio (kot je prikazano na sliki). Zategnite pas.

Pomembne informacije

- Ta izdelek uporabljam previdno in samo za njegov predvideni namen. Izdelka ne smete neustreznost spreminjati.
- Ce imate kakšna koli vprašanja glede namestitve, se obrnite na svojega lokalnega dobavitelja.
- Izdelkov, ki vsebujejo SBR/neopren, ne nosite neprekinitno več kot 3-4 ure.
- Ce ste nagnjeni k alergiji na topoto, priporočamo, da ne uporabljate izdelkov, ki vsebujejo SBR/neopren.
- Izdelka ne imejte v bližini odprtine ognja, žerjavice in drugih virov topote. Temperatura ne sme presegati 120 °C/248 °F.
- Prenehajte z uporabo izdelka, če je neuporaben, ponošen ali poškodovan.

Navodila za pranje

- Operite v topli vodi na 40 °C (104 °F) z izdelki podobnih barv.
- Uporabite vrečo ali mrežo za perilo.
- Ko je izdelek mokar, ga razstignite in posušite na zraku.
- Izdelek redno čistite v skladu z navodili na listku za vzdrževanje izdelka.
- Pritisnite vse trakove z ježki 1252* (7759*), 1258* (7757*).
- Izdelki z veliko zaporko potrebujejo občasno odstranjevanje umazanja/prohu.

Izbira velikosti

- Izberite, kot je navedeno na ovojnini.
- Dobrite, kot je navedeno na ovojnini.

Odlaganje

Izdelek zavritev v skladu z nacionalnimi predpisi.

Material

Pena: 1252* (7759*), 1253* (7754*) SBR/neopren (glejte etiketo za tekstil)

Prevleka: 1252* (7759*), 1253* (7754*) poliamid; 1258* (7757*) poliamid / poliamid-políuretan (glejte etiketo za tekstil)

Polnilo: 1252* (7759*) etilen vinil acetat (EVA); 1258* (7757*) silikonov svampogumm (glejte etiketo za tekstil)

Ako používať novú podporu Rehband
1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*)
*rôzne farby, velikosti, hrúbky, strany

Funkcia

Poskytuje oporu, kompresiu a ohrevia kolenný klub. Zlepšuje krvný oběh, uvoľňuje tlak a zlepšuje svalovú koordináciu v tejto oblasti. Stabilizuje oblasť kluba.

Použitie

- Natahajte si ortézu na koleno.
- Výprez po jablkóho by mal byť na jablkóku.
- 1252*: vložka vnútři by mala byť umiestnená na vnútnej alebo vonkajšej strane kolenného kluba. Popruhy umiestnite krížom (ako na obrázku). Popruhy utiahnite, až pokým neučítate želaný tlak.
- 1258*: Stabilizátor jablká umiestnite presne pod jablkóko (ako na obrázku) Popruhy utiahnite.

Dôležité informácie

- Tento produkt používajete s opatrností a pouze k jeho stanovenému účelu. Na výrobku neprovádějte žádné nevhodné změny.
- Pokud máte dotazy týkající se používání, obraťte se prosím na svého místního prodejce.
- Výrobky s SBR/neoprenem nenosete bez přerušení déle než 3-4 hodiny.
- Dopravujeme, abyste nepoužívali výrobek s obsahem SBR/neoprénu, pokud máte sklon k alergii na teplo.
- Výrobek uchováváte v dosahu otevřeného ohřívače, uhlíku a jiných zdrojů tepla. Vyuvarujte se teplotám nad 120 °C/248 °F.
- Pokud již výrobek není funkční, je potřeba ho poškozený, přestáne jej používat.

Pokyny pro číslení

- Perete v teplé vodě při teplotě 40 °C (104 °F) s oblečením podobných barev.
- Použijte siřík nebo sáček na praní jemného prádla.
- Uřete velikost bandáže (viz tabulka velikosti).

Likvidácia

Produkt zlikvidujte v souladu s národními právními předpisy.

Pokyny na čistenie

- Perete v teplé vodě pri teplotě 40 °C (104 °F) s podobnými farbami.
- Použite vrečku alebo sáček na pranie.
- Zapniete suchým zipom výzdušnú zipsu.

3) Používajte vysokou teplotu 120 °C/248 °F.

4) Ak máte alergiu na teplo, doporučujeme používať produkty, ktoré neobsahujú neopren.

5) Produkt udržiavajte mimo dosahu otvoreného ohňa, žeravého uhlia a ďalších zdrojov tepla. Nevyvarujte sa teplotám nad 120 °C/248 °F.

6) Ak už produkt nie je funkčný, je potrebné ho odprebať alespoň jednou.

7) Prinášajte výrobku v pravom čase, aby sa vysušil.

8) Výrobky so suchým zipom vyzýavajte príležitosťné odstránenie nečistôt/prachu.

How to use your new Rehband Support – 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*)

*different colors, sizes, thicknesses, sides



Kako koristiti vaš novi Rehband Support – 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*)

različite boje, veličine, debeline, strane

Funkcija

Pruža podršku, kompresiju i toplostu zglobu koljena. Poboljšava cirkulaciju krvi, ublažava pritisak i poboljšava koordinaciju mišića na tom mjestu. Stabilizuje područje zgloba.

Primjena

- 1) Navucite steznik na koljeno.
- 2) Isječak za čašicu namjestite na čašicu.
- 3) 1252*: unutrašnji jastučić namjestite na unutrašnju ili vanjsku stranu zgloba koljena. Postavite trake poprečno (kao što je prikazano na slici). Zatežite traku dok ne osjetite željeni pritisak.
- 4) 1258*: Stabilizator čašice postavite tačno ispod koljena (kao što je prikazano na slici). Zategnite traku.

Važne informacije

- 1) Koristite ovaj proizvod pažljivo i samo za njegovu namjenu. Nemojte praviti nikakve neodgovarajuće promjene na proizvodu.
- 2) Ako imate pitanja u vezi primjene, obratite se lokalnom dobavljaču.
- 3) Ne nosite proizvode sa SBR/neoprenom na više od 3-4 sata bez prekida.
- 4) Savjetujemo Vam da ne koristite proizvod koji sadrži SBR/neopren u slučaju da ste alergični na topilinu.
- 5) Držite dalje od otvorenog plamena, žaravice i drugih izvora topline. Izbjegavajte temperature iznad 120 °C/248 °F.
- 6) Nemojte nastaviti koristiti proizvod koji više nije funkcionalan ili koji je istrošen ili oštećen.

Upute za pranje

- 1) Perite u toploj vodi na 40 °C (104 °F) sa sličnim bojama.
- 2) Koristite vrećicu ili mrežu za veš.
- 3) Rastegnite proizvod dok je mokar i ostavite da se osuši na zraku.
- 4) Čistite uređaj redovno prema uputama za njegu na etiketu proizvoda.
- 5) Pričvrstite svu čišćak trake 1252* (7759*), 1258* (7757*).
- 6) Proizvodi sa čišćak zatvaračima zahtijevaju povremeno uklanjanje prijavštine/pršnine.

Odabir veličine

- 1) Obavite mjerjenja u skladu sa uputama na pakiranju.
- 2) Odredite veličinu potpore (vidi veličinu grafikona).

Odlaganje

Odložite proizvod u skladu s nacionalnim propisima.

Materijal

Pjena: 1252* (7759*), 1253* (7754*) SBR/neopren (vidi etiketu)
Omotac: 1252* (7759*), 1253* (7754*) poliamid; 1258* (7757*) poliamid i poliamid-poluretan (vidi etiketu)
Obloga: 1252* (7759*) etilen-vinil acetat (EVA); 1258* (7757*) silikonska spužvasta guma (vidi etiketu)

KO 귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 – 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*)

* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면

효능

무릎 관절을 지지하고 압박하며 보온하는 기능을 가집니다. 혈액 순환을 증가시키고, 압력을 완화하며, 국부적인 근육 조절 능력을 향상시킵니다.

관절 부상을 안정시킵니다.

사용 방법

- 1) 제품을 무릎까지 당깁니다.
- 2) 제품을 대퇴부 중심에 오도록 모양을 잘 맞추어 착용합니다.
- 3) 1252*: 패드 안쪽은 무릎의 안쪽과 바깥쪽에 위치하도록 합니다.

무릎 관절의 스트랩은 십자형으로 놓으십시오(그림 참조). 원하는 압박감을 느낄 때까지 스트랩을 조이십시오.

- 4) 1258*: 스테빌라이저는 대퇴부 바로 아래에 오도록 하고 (그림 참조), 스트랩을 묶습니다.

주의 사항

- 1) 이 제품을 원래 용도로만 신중히 사용하십시오. 제품을 부적절하게 변형해서는 안됩니다.
- 2) 사용에 대한 문의 사항이 있는 경우 지역 판매점.
- 3) 합성 고무(SBR)/네오프렌 제품을 3~4시간 이상 연속하여 착용하지 마십시오.
- 4) 열 알레르기 증상이 있는 경우 합성 고무(SBR)/네오프렌이 포함된 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 5) 제품을 화염 또는 불 및 다른 열 공급원으로부터 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오. 120°C/ 248°F 이상의 온도는 피하여 주십시오.
- 6) 더 이상 효과가 없거나 마모 또는 손상된 제품은 계속 사용하지 마십시오.

세탁 지침

- 1) 비슷한 색상의 세탁물과 함께 40 °C (104 °F)의 따뜻한 물에 세탁하십시오.
- 2) 세탁망 주머니 또는 세탁 그물망을 사용하십시오.
- 3) 젖은 상태에서 제품을 곧게 펴서 자연 건조시키십시오.
- 4) 제품 취급 표시의 지침을 따라 제품을 정기적으로 세탁하십시오.
- 5) 모든 벨크로 클로저를 고정합니다 1252* (7759*), 1258* (7757*).
- 6) 벨크로가 있는 제품은 때때로 먼지 및 이물질을 제거하여 주십시오.

크기 선택

- 1) 포장에 표시된 지시대로 측정하십시오.
- 2) 보호대 사이즈를 선택하십시오(크기 도표 참조).

폐기 처리

국가의 규정에 따라 제품을 폐기하십시오.

재질

폼: 1252* (7759*), 1253 * (7754*) SBR / 네오프렌 (섬유 라벨 참조)
커버: 1252 * (7759*), 1253 * (7754*) 폴리아미드; 1258 * (7757*) 폴리아미드 및 폴리아미드 - 폴리우레탄 (섬유 라벨 참조)
패드: 1252 * (7759*) 에틸렌-醋酸ビニール (EVA); 1258 * (7757) 실리콘 스포지 고무 (섬유 라벨 참조)



新しいRehband Supportの使い方 – 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*)

*異なる色、サイズ、厚さ、サイド

機能

膝関節を支え、圧縮して温めます。血液循環をよくして圧力を下げ、その部位の筋肉を調整します。関節部を安定させます。

使い方

- 1) ブレースを膝上まで引き出します。
- 2) 膝蓋切り取り部分が膝蓋の中央に来るようになります。
- 3) 1252*: 内部のパッドを膝関節の内側または外側に 当てます。ストラップを交叉させて当てます (図参照)。加圧が適切と感じられるまで、ストラップを締め付けます。
- 4) 1258*: 膝蓋スタビライザーパッドを膝頭のすぐ下に当てます (図参照)。ストラップを締め付けます。

重要な情報

- 1) 本製品は慎重に使用し、意図された目的のためにのみ使用してください。製品に不適切な変更を加えないでください。
- 2) 適用に関する質問がある場合は、お近くの販売店ま。
- 3) 3~4時間以上継続して、SBR /ネオプレン製の本製品を着用しないでください。
- 4) 热アレルギーを起こす傾向がある場合は、SBR /ネオプレンを含む製品を使用しないことをお勧めします。
- 5) 直火、残り火、他の熱源から離して保管してください。 $120^{\circ}\text{C}/248^{\circ}\text{F}$ を超える温度を避けてください。
- 6) 機能しなくなったり、磨耗したり破損したりした製品を使い続けないでください。

洗濯表示

- 1) 類似した色のものと共に 40°C (104°F) のぬるま湯で洗ってください。
- 2) ランドリーバッグまたはネットを使用してください。
- 3) 濡れた状態で製品を伸ばし、エアードライしてください。
- 4) 製品取り扱い表示ラベルの注意事項に従って、製品を定期的に洗浄してください。
- 5) すべてのベルクロクロロージャーを締めてください 1252* (7759*), 1258* (7757*).
- 6) Velcro ファスナーが付いた製品は、ときどき汚れ/埃を取り除く必要があります。

サイズの選択

- 1) パッケージ上に記載されている指示に従って測定してください。
- 2) サポートのサイズを決定してください (サイズ表を参照)。

廃棄

国の法律に従って廃棄してください。

素材

フォーム: 1252* (7759*), 1253* (7754*) SBR /ネオプレン (繊維ラベル参照)
カバー: 1252* (7759*), 1253* (7754*) ポリアミド、1258* (7757*) ポリアミドおよびポリアミド・ブリュレタン (繊維ラベル参照)
パッド: 1252* (7759*) エチレン-醋酸ビニール (EVA); 1258* (7757) シリコンスポンジゴム (繊維ラベル参照)

ID Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru – 1252* (7759*), 1253* (7754*), 1258* (7757*)

*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi

Fungsi

Memberikan dukungan, tekanan, dan kehangatan pada sendi lutut. Meningkatkan sirkulasi darah, melegakan tekanan, dan meningkatkan koordinasi otot di area tersebut. Menstabilkan area sendi.

Penggunaan

- 1) Tarik penjepit ke atas lutut.
- 2) Potongan penutup patella harus dipasangkan pada patella.
- 3) 1252*: bantalan di dalam harus ditempatkan di sisi dalam atau luar sendi lutut. Tempatkan tali pengikat secara menyilang (sebagaimana ditunjukkan pada gambar). Eratkan tali hingga Anda merasakan tekanan yang diinginkan.
- 4) 1258*: Tempatkan patella stabilizer tepat di bawah tempurung lutut (sebagaimana ditampilkan dalam gambar). Eratkan ikatan tali.

Informasi Penting

- 1) Gunakan produk ini dengan hati-hati dan hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan melakukan perubahan yang tidak tepat opa pun terhadap produk.
- 2) Jika anda memiliki pertanyaan seputar aplikasi, silakan hubungi dealer lokal.
- 3) Jangan menggunakan produk bersama SBR/neoprena secara terus-menerus selama lebih dari 3-4 jam.
- 4) Kami mengarurkan anda untuk tidak menggunakan produk yang mengandung SBR/neoprena jika memiliki kecenderungan alergi terhadap panas.
- 5) Jauhkan produk dari kobaran api terbuka, bara dan sumber panas lainnya. Hindari temperatur di atas $120^{\circ}\text{C}/248^{\circ}\text{F}$.
- 6) Hentikan penggunaan produk yang sudah tidak berfungsi baik, robek atau rusak.

Petunjuk Pencucian

- 1) Cuci dengan air hangat pada temperatur 40°C (104°F) dengan pakaiain yang memiliki warna serupa.
- 2) Gunakan kantong atau jaring pengaman cuci.
- 3) Rendangkan produk di saat basah dan biarkan mengering.
- 4) Bersihkan produk secara berkala sesuai petunjuk perawatan yang tertera pada label petunjuk perawatan.
- 5) Kencangkan semua tali pengikat velcro 1252* (7759*), 1258* (7757*).
- 6) Produk dengan pengikat velcro memerlukan pembersihan kotoran/debu berkala.

Pemilihan ukuran

- 1) Lakukan pengukuran sesuai petunjuk pada kemasan.
- 2) Tentukan ukuran yang didukung (lihat tabel ukuran).

Pembuangan

Pembuangan produk sesuai dengan peraturan nasional.

Material

Busa: 1252* (7759*), 1253* (7754*) SBR/neoprene (lihat label tekstil)
Penutup: 1252* (7759*), 1253* (7754*) poliamida; 1258* (7757*) poliamida dan poliamida-polyurethane (lihat label tekstil)
Lapisan: 1252* (7759*) etilen-vinil asetat (EVA); 1258* (7757*) karet spons silikon (lihat label tekstil)



วิธีการใช้ชิ้นส่วนของ Rehband Support

*สี ขนาด ความหนา และด้านล่าง ๆ

ฟังก์ชันการทารงาน

ให้การรับน้ำหนัก และให้ความอบอุ่นแก่ข้อต่อหัวเข่า เพิ่มการหมุนเวียนของเลือด ระบบแรกและปั๊บปั๊บ การประสานของกล้ามเนื้อในบริเวณที่ใช้

การใช้งาน

- 1) ถุงสายรัดที่มีหัวเข้าและหัวออก ให้ความอบอุ่นแก่ข้อต่อหัวเข่า เพิ่มการหมุนเวียนของเลือด ระบบแรกและปั๊บปั๊บ การประสานของกล้ามเนื้อในบริเวณที่ใช้
- 2) รอบตัวสำหรับกระดูกสะโพ่งที่ต้องการดึงกลับไปทางด้านนอกของข้อต่อหัวเข่า วางสายรัดให้แนบสนิทกับกระดูกสะโพ่งที่ต้องการดึงกลับไปทางด้านนอกของข้อต่อหัวเข่า เพิ่มการหมุนเวียนของเลือด ระบบแรกและปั๊บปั๊บ การประสานของกล้ามเนื้อในบริเวณที่ใช้
- 3) 1252*: แผ่นรองหัวเข่าในใจกลางของหัวเข่าเพื่อให้กระดูกหัวเข่าเคลื่อนไหวได้ลื่นไหล วางสายรัดให้แนบสนิทกับกระดูกหัวเข่าเพื่อให้กระดูกหัวเข่าเคลื่อนไหวได้ลื่นไหล
- 4) 1258*: วางสายรัดที่หัวเข่าที่ต้องการดึงกลับไปทางด้านนอกของข้อต่อหัวเข่า เพิ่มการหมุนเวียนของเลือด ระบบแรกและปั๊บปั๊บ การประสานของกล้ามเนื้อในบริเวณที่ใช้

ข้อมูลสำคัญ

- 1) ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการรักษาความปลอดภัยและการฟื้นฟูฟื้นฟู
- 2) ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีกระดูกหัวเข่าที่ต้องการดึงกลับไปทางด้านนอกของข้อต่อหัวเข่า เพิ่มการหมุนเวียนของเลือด ระบบแรกและปั๊บปั๊บ การประสานของกล้ามเนื้อในบริเวณที่ใช้
- 3) ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีกระดูกหัวเข่าที่ต้องการดึงกลับไปทางด้านนอกของข้อต่อหัวเข่า เพิ่มการหมุนเวียนของเลือด ระบบแรกและปั๊บปั๊บ การประสานของกล้ามเนื้อในบริเวณที่ใช้
- 4) ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีกระดูกหัวเข่าที่ต้องการดึงกลับไปทางด้านนอกของข้อต่อหัวเข่า เพิ่มการหมุนเวียนของเลือด ระบบแรกและปั๊บปั๊บ การประสานของกล้ามเนื้อในบริเวณที่ใช้
- 5) ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีกระดูกหัวเข่าที่ต้องการดึงกลับไปทางด้านนอกของข้อต่อหัวเข่า เพิ่มการหมุนเวียนของเลือด ระบบแรกและปั๊บปั๊บ การประสานของกล้ามเนื้อในบริเวณที่ใช้
- 6) ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีกระดูกหัวเข่าที่ต้องการดึงกลับไปทางด้านนอกของข้อต่อหัวเข่า เพิ่มการหมุนเวียนของเลือด ระบบแรกและปั๊บปั๊บ การประสานของกล้ามเนื้อในบริเวณที่