


How to use your new Rehband Support – 1256* (7781*), 1255* (7782*)

*different colors, sizes, thicknesses, sides



(EN)

Function

Gives support, compression and warmth to the knee. Increases blood circulation, relieves pressure and improves muscle coordination in the area. Provides stabilization. Straps and splints provides additional stability and protection.

Application

- 1) Adjust the splints individually (1256*, 7781*).
- 2) Open all the velcro closures and pull the brace up to the knee joint. The patella cutout should be centered on the patella.
- 3) Adjust all velcro straps.

Instructions for Adjusting the Splint (1256*, 7781*)

It's recommended that the splints be adjusted by a skilled person. The easiest way to shape the splint is by bending it further at the pre-made bend. The splint should only be bent sideways.

Adjusting Procedure (1256*, 7781*)

First bend the splint in the direction that it would allow it to fit your leg best. Avoid forcible bending directly against the splint joint (pic. 1). Bend the splint with a vice or a similar tool (pic. 2) or manually (pic. 3).

Important Information

- 1) Use this product with care and only for its intended purpose. Do not make any improper changes to the product.
- 2) If you have questions regarding application, please contact your local dealer.
- 3) Do not wear products with SBR/neoprene for more than 3-4 hours without interruption.
- 4) We advise you to not use the product that contains SBR/neoprene in case of tendency to heat allergy.
- 5) Keep the product away from open flame, embers and others sources of heat. Avoid temperature above 120 °C/248 °F.
- 6) Do not continue using a product that is no longer functional, or that is worn or damaged.

Washing Instructions

- 1) Wash in warm water at 40 °C (104 °F) with similar colours.
- 2) Use laundry bag or net.
- 3) Stretch product while wet and allow to air dry.
- 4) Clean the product regularly according to care instructions on the product care label.
- 5) Fasten all velcro closures.
- 6) Remove detachable splints.
- 7) Products with velcro fasteners require occasional dirt/dust removal.

Size selection

- 1) Do the measurements as instructed on the packaging.
- 2) Determine the size of the support (see size chart).

Disposal

Dispose the product in accordance with national regulations.

Material

Foam: SBR/Neoprene (see on textile label)
Cover: polyamide and/or polyamide-elastane (see on textile label)
Metal splints: aluminium (1256*, 7781*), steel (1255*, 7782*)

(RU)

Как использовать Ваш новый бандаж Rehband 1256* (7781*), 1255* (7782*)

* различные цвета, размеры, толщина, стороны

Функция

Обеспечивает поддержку, компрессию и согревание коленного сустава. Увеличивает циркуляцию крови, облегчает напряжение и улучшает региональную мышечную координацию. Обеспечивает стабилизацию. Ремни и вставки обеспечивают дополнительную стабильность и защиту.

Применение

- 1) Отрегулируйте ремни индивидуально (1256*, 7781*).
 - 2) Расстегните все застежки на липучках и натяните бандаж на коленный сустав. Вырез надколенника должен быть расположен по центру коленной чашечки.
 - 3) Отрегулируйте все застежки на липучках.
 - 4) Инструкция по регулированию вставки (1256*, 7781*)
- Рекомендуется, чтобы регулирование вставки осуществлялось обученным лицом. Самый простой способ придать форму вставке – э согнуть ее в месте уже имеющегося заранее изгиба. Вставку следует изгибать только вбок.

Процедура регулировки (1256*, 7781*)

Сначала согните вставку в том направлении, которое наилучшим образом соответствует изгибу ноги. Избегайте принудительного сгибания вставки в обратном направлении (рис. 1). Согните вставку с помощью тисков или аналогичного инструмента (рис. 2) или вручную (рис. 3).

Важная информация

- 1) Используйте это изделие с осторожностью и в точном соответствии с его предназначением. Не вносить в изделие изменения по своему усмотрению.
- 2) Если у Вас есть вопросы по применению, обязательно свяжитесь с местным продавцом.
- 3) Не носите изделия из SBR/неопрена более, чем 3-4 часа без перерыва.
- 4) Мы не рекомендуем Вам использовать изделия, содержащие SBR/неопрен, если Вы склонны к аллергии на тепло.
- 5) Держите изделие вдали от открытого пламени, тлеющих углей и прочих источников тепла. Избегайте температуры выше 120 °C.
- 6) Прекратите использование изделия, которое утратило свою функциональность, изношено или повреждено.

Инструкции по стирке

- 1) Стирать в теплой воде при 40 °C с похожими цветами.
- 2) Использовать мешок для стирки или сетчатый мешок.
- 3) Расправить изделие в мокром виде, дать высохнуть на воздухе.
- 4) Регулярно стирать изделие в соответствии с инструкциями по уходу, указанными на этикетке.
- 5) Закрепить все застежки-липучки.
- 6) Снять съемные вставки.
- 7) Изделия с липучками требуют периодического удаления грязи / пыли.

Выбор размера

- 1) Осуществить замеры, как указано на упаковке.
- 2) Определите размер бандажа (см. таблицу размеров).

Утилизация

Утилизировать изделие в соответствии с местными правовыми актами.

Материал

Пена: бутадienstирольный каучук/неопрен (см. текстильную бирку)
Покрывало: полиамид и/или полиамид-эластан (см. текстильную бирку)
Металлические вставки: алюминий (1256*, 7781*), сталь (1255*, 7782*)

(DE)

So verwenden Sie Ihre neue Rehband-Stütze 1256* (7781*), 1255* (7782*)

*verschiedene Farben, Größen, Stärke, Ränder

Funktion

Verleiht Knie Halt, Kompression und Wärme. Erhöht die Durchblutung, entlastet den Druck und verbessert die Muskelkoordination in dem Bereich. Bietet Stabilisierung. Gurte und Schienen sorgen für zusätzliche Stabilität und Schutz.

Anwendung

- 1) Stellen Sie die Schienen individuell ein (1256*, 7781*).
 - 2) Öffnen Sie alle Klettverschlüsse und ziehen Sie die Schiene bis zum Kniegelenk hoch. Der Patella-Ausschnitt sollte auf der Knieschiebe zentriert sein.
 - 3) Stellen Sie alle Klettverschlüsse ein.
 - 4) Anleitung zum Einstellen der Schiene (1256*, 7781*)
- Es empfiehlt sich, die Schienen von einem Fachmann anpassen zu lassen. Die Schiene lässt sich am einfachsten formen, indem man sie an er vorgefertigten Biegung weiter biegt. Die Schiene sollte jedoch nur seitlich gebogen werden.

Einstellverfahren (1256*, 7781*)

Biegen Sie die Schiene zunächst in die Richtung, in die sie am besten zu Ihrem Bein passt. Vermeiden Sie es, die Schiene mit Gewalt direkt am vorhandenen Gelenk weiter zu biegen (Abb. 1). Biegen Sie die Schiene mit einem Schraubstock oder ähnlichen Werkzeug (Abb. 2) oder aber von Hand (Abb. 3).

Wichtige Informationen

- 1) Verwenden Sie dieses Produkt nur zu seinem vorgesehen Zweck. Nehmen Sie keine unangebrachten Veränderungen am Produkt vor.
- 2) Sollten Sie irgendwelche Fragen haben in Bezug auf die Anwendung, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
- 3) Die Nutzungsdauer des SBR/Neopren-Produkts sollte drei bis vier Stunden nicht übersteigen.
- 4) Sind Sie allergisch gegen Hitze, so empfehlen wir Ihnen ein Produkt ohne SBR/Neopren zu verwenden.
- 5) Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer, Glut und anderen Hitzequellen. Vermeiden Sie Temperaturen über 120 °C.
- 6) Verwenden Sie kein Produkt, das nicht mehr funktionsfähig, abgenutzt oder beschädigt ist.

Waschanleitung

- 1) Waschen Sie bei 40 °C warmem Wasser mit ähnlichen Farben.
- 2) Benutzen Sie einen Waschbeutel oder ein Waschnetz.
- 3) Spannen Sie das Produkt, wenn es nass ist, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- 4) Reinigen Sie das Produkt regelmäßig gemäß Pflegehinweisen auf dem Etikett des Produkts.
- 5) Schließen Sie alle Klettverschlüsse.
- 6) Entfernen Sie alle lösbaren Schienen.
- 7) Produkte mit Klettverschluss müssen ab und zu von Schmutz und Staub befreit werden.

Auswahl der Größe

- 1) Messen Sie, wie auf der Packung dargestellt.
- 2) Bestimmen Sie die Größe der Stütze (siehe Maßtabelle).

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß nationalen Vorschriften.
Material
Schaumstoff: SBR/Neopren (siehe Textiletikett)
Bezug: Polyamid und Polyamid-Elastan (siehe Textiletikett)
Metallschienen: Aluminium (1256*, 7781*), Stahl (1255*, 7782*)

(SV)

Så använder du ditt nya Rehband stöd 1256* (7781*), 1255* (7782*)

*olika färger, storlekar, tjocklek, sidor

Funktion

Ger stöd, kompression och värme till knät. Ökar blodcirkulationen, lättar tryck och förbättrar muskelkoordinationen i regionen. Ger stabilisering. Remmar och skenor ger ytterligare stabilitet och skydd.

Användning

- 1) Anpassa skenorna individuellt (1256*, 7781*).
- 2) Oppna alla kardborreläs och dra stödet upp till knäleden. Urtaget måste centreras på knäskålen.
- 3) Anpassa alla kardborreremmar.

Instruktioner i att anpassa skenorna (1256*, 7781*)

Det rekommenderas att skenorna anpassas av en yrkesperson. Det enklaste sättet att forma skenan på är genom att böja den ytterligare där den redan har förberetts för böjning. Skenan bör endast böjas i sidled.

Anpassningsprocedur (1256*, 7781*)

Böj först skenan i den riktning som gör att den passar benet bäst. Undvik vid makt att böja den emot sin samling (fig. 1). Böj skenan i ett skruvstöd eller motsvarande (fig. 2) eller med händerna (fig. 3).

Viktig information

- 1) Använd denna produkt med försiktighet och endast för det avsedda ändamålet. Gör inga felaktiga ändringar av produkten.
- 2) Om du har frågor angående användningen, kontakta din lokala återförsäljare.
- 3) Använd inte SBR-/neoprenprodukter i mer än 3-4 timmar utan avbrott.
- 4) Vi rekommenderar att du som har tendens till värmeallergi inte använder produkter som innehåller SBR/neopren.
- 5) Håll produkten borta från öppen eld, glöd och andra värmekällor.
- 6) Undvik temperaturer över 120 °C/ 248 °F.
- 7) Försätt inte att använda en produkt som inte längre fungerar, eller som är slitet eller skadad.

Tvåttråd

- 1) Tvätta i varmt vatten på 40 °C (104 °F) med liknande färger.
- 2) Använd tvätt- eller nätpåse.
- 3) Sträck produkten medan den är våt och låt lufttorka.
- 4) Rengör produkten regelbundet enligt instruktionerna på tvåttrådestiketten.
- 5) Fäst alla kardborreförslutningar.
- 6) Ta bort löstagbara spjälor.
- 7) Man bör regelbundet rengöra produkter med kardborrestängning för smuts och damm.

Storleksval

- 1) Gör mätningarna enligt instruktionerna på förpackningen.
- 2) Bestäm storleken på stödet (se storlekskartan).

Kassering

Kassera produkten i enlighet med nationella bestämmelser.

Material

Skum: SBR/Neopren (se textiletikett)
Täckmaterial: polyamid och/eller polyamid-elastan (se textiletikett)
Metallskenor: aluminium (1256*, 7781*), stål (1255*, 7782*)



(FI)

Näin käytät uutta Rehband-tukeasi – malli 1256* (7781*), 1255* (7782*)

*erilaisia värejä, kokoja, paksuuksia, sivuja

Käyttötarkoitus

Tukee, kompresso ja lämmittää polvea. Parantaa verenkiertoa, helpottaa painetta ja parantaa lihasten koordinaatiota alueella. Nauhat ja lastat lisäävät stabiiliutta ja suojaa.

Pukeminen

- 1) Sääda lastat yksilöllisesti (1256*, 7781*).
- 2) Avaa kaikki tarranauhat ja vedä tuki ylös polvinivelen ympärille. Polvilumpiaukko tulee keskittää polvilumpon kohdalle
- 3) Sääda kaikki tarranauhat.

Lastan säätö-ohjeet (1256*, 7781*)

Suositamme, että lastoja säätää asiantuntija. Helpoin tapa muovata lastaa on taivuttaa se oletusarvoa kaarevammaksi. Lastaa saa taivuttaa vain sivusuuntaan.

Säätömenettely (1256*, 7781*)

Taivuta ensin lastaa sellaiseen suuntaan, että se istuu alaraajallesi parhaiten. Vältä taivutusta väkisin suoraan lastan nivellä vasten (kuva 1). Taivuta lastaa ruuvipenkillä tai muulla vastaavalla työkalulla (kuva 2) tai käsin (kuva 3).

Tärkeä tietää

- 1) Käytä tätä tuotetta huolella ainoastaan sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä tee tuotteeseen sopimattomia muutoksia.
- 2) Jos sinulla on käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä paikalliseen kauppiaseen.
- 3) Älä käytä SBR-kumia tai neopreeniä sisältäviä tuotteita tuotta yli 3-4 tuntia.
- 4) Emme suosittele käyttämään SBR-kumia tai neopreeniä sisältävää tuotetta, jos sinulla on taipumus lämpöallergiaan.
- 5) Pidä tuote pois avotulen, hiilloksen ja muiden lämmönlähteiden lähetyiltä. Vältä yli 120 °C:n lämpötilaa.
- 6) Älä jatka tuotteen käyttöä, jos se ei ole enää toimintakuntoinen tai se on kulunut tai vioittunut.

Pesuohteet

- 1) Pese 40 °C samanväristen kanssa.
- 2) Käytä pesupussia tai verkkoa.
- 3) Venytä tuotetta kosteana ja anna sen kuivua.
- 4) Puhdista tuotetta säännöllisesti hoito-ohjeiden mukaisesti.
- 5) Kiinnitä kaikki tarra kiinnitykset.
- 6) Poista irrotettavat lastat.
- 7) Tarranauhoilla varustetuista tuotteista tulee poistaa ajoittain epäpuhtaudet/pölyt.

Koon valinta

- 1) Suorita mittaukset pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- 2) Määritä tuen koko (katso kokotaulukko).

Hävittäminen

Hävitä tuote paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Materiaali

Pehmuste: SBR-kumi/neopreeni (ks. kangasetiketti)
Päällinen: polyamidi ja polyamidi-elastaani (ks. kangasetiketti)
Metallilastat: alumiini (1256*, 7781*), teräs (1255*, 7782*)

(NO)

Slik bruker du din nye Rehband støtte 1256* (7781*), 1255* (7782*)

*ulike farger, størrelser, tykkelser, sider

Funksjon

Gir støtte, kompresjon og varme til kneet. Øker blod sirkulasjonen, lindrer press og forbedrer muskelkoordineringen. Gir stabilisering. Stroppe og skinner gir ekstra stabilitet og beskyttelse.

Bruksanvisning

- 1) Juster skinnene individuelt (1256*, 7781*).
- 2) Åpne alle borrelåser og trekk bøyen opp til kneleddet. Utsparingen i støtten skal være sentrert på kneskålen
- 3) Juster inn alle borrelåsene

Instruksjon for justering av skinne (1256*, 7781*)

Det anbefales at skinner justeres av en fagperson. Den enkleste måten å forme skinnen på er ved å bøye den videre ved den ferdige bøyen. Skinnen må bare bøyes sidelengs.

Justeringsprosedyre (1256*, 7781*)

Bøy først skinnen i retningen som passer benet ditt best. Unngå kraftig bøyning direkte mot knensens skjøtestykke (bilde 1). Bøy skinnen ved hjelp av en skrutikke eller et lignende verktøy (bilde 2) eller manuelt (bilde 3).

Viktig informasjon

- 1) Bruk produktet forsiktig og hensiktsmessig. Ikke modifiser produktet på upassende vis.
 - 2) Ved spørsmål om bruk av produktet, ta kontakt med din lokale leverandør.
 - 3) Aldri ha på deg produkter med SBR/neopren i mer enn 3-4 timer om gangen.
 - 4) Vi råder deg til å unngå produkter som inneholder SBR/neopren dersom du lider av varmeallergi.
 - 5) Oppbevar produktet unna åpne flammer, glød og andre varmekilder. Unngå temperaturer over 120 °C.
 - 6) Opphør all bruk av produkt som ikke lenger er funksjonell eller som er slitt eller skadet.
- Vaskeinstrukser**
- 1) Vask i varmt vann (40 °C) med like farger.
 - 2) Bruk et vaskenett.
 - 3) Strekk ut produktet mens det er vått før du henger det til tork (kontra tørkemaskin).
 - 4) Rengjør produktet jevnlig og i samsvar med instruksene du finner på produktetiketten.
 - 5) Spenn fast alle borrelås.
 - 6) Ta av avtakbare spjelker.
 - 7) Produkter med borrelås krever sporadisk smuss / støvfjerning.

Størrelse

- 1) Ta mål slik som beskrevet på emballasjen.
- 2) Avgjør riktig størrelse for støtte (se størrelseskart).

Avhending

Kasser produktet i samsvar med nasjonale forskrifter.

Materiale

Skum: SBR/neopren (se tekstiletikett)
Trekk: polyamid og polyamid-elastan (se tekstiletikett)
Metallskinner: aluminium (1256*, 7781*), stål (1255*, 7782*)

(DA)

Sådan bruger du dit nye Rehband knæbind 1256* (7781*), 1255* (7782*)

*forskellige farver, størrelser, tykkelser, sider

Funktion

Giver støtte, kompression og varme til knæet. Øger blodomløbet, aflaster tryk og forbedrer muskelkoordinationen i området. Giver stabilisering. Remme og skinner giver yderligere stabilitet og beskyttelse.

Anvendelse

- 1) Tilpas skinnerne individuelt (1256*, 7781*).
- 2) Åbn alle velcrolukkerne og træk bindet op til knæleddet. Hullet skal centreres på knæskallen.
- 3) Tilpas alle velcromenne.

Instruktioner i at tilpasse skinnen (1256*, 7781*)

Det anbefales, at skinnerne tilpasses af en fagperson. Den letteste måde at forme skinnen på, er ved at bøje den yderligere dér, hvor den er forberedt til bøjning. Skinnen bør kun bøjes sideværts.

Tilpasningsprocedure (1256*, 7781*)

Bøj først skinnen i den retning, som gør, at den passer benet bedst. Undgå at ved magt bøje den imod sin samling (fig. 1). Bøj skinnen i en skruetvinge eller tilsvarende (fig. 2) eller med hænderne (fig. 3).

Vigtige oplysninger

- 1) Brug dette produkt med forsigtighed og kun til dets beregnede formål. Foretag ikke nogen uretmæssige ændringer i produktet.
- 2) Hvis du har spørgsmål om anvendelsen, bedes du kontakte din lokale forhandler.
- 3) Undlad at bruge produkter med SBR/neopren i mere end 3-4 timer i træk.
- 4) Vi anbefaler, at du ikke bruger produktet, som indeholder SBR/neopren i forbindelse med tendens til varmeallergi.
- 5) Hold produktet væk fra åben ild, gløder og andre varmekilder. Undgå temperaturer over 120 °C/248 °F.
- 6) Undlad fortsat brug af et produkt, som ikke længere virker, eller er slidt eller beskadiget.

Vaskeanvisninger

- 1) Vask i varmt vand ved 40 °C (104 °F) med andet af lignende farver.
- 2) Brug en vaskepose eller -net.
- 3) Stræk produktet, mens det er vådt, og lad det lufttørre.
- 4) Rengør produktet regelmæssigt i følge pasningsvejledninger på produktets behandlingsmærkat.
- 5) Luk alle velcro-lukninger.
- 6) Fjern udtagelige skinner.
- 7) Man bør med jævne mellemrum rengøre produkter med velcrolukning for smuds og støv.

Valg af størrelse

- 1) Udfør målingerne, som anført på emballagen.
- 2) Bestem størrelsen af støtten (se størrelsesskemaet).

Bortskaffelse

Bortskaf produktet i overensstemmelse med nationale regulativer.

Materiale

Skum: SBR/Neopren (se tekstiletikett)
Dækmateriale: polyamid og/eller polyamid-elastan (se tekstiletikett)
Metalskinner: aluminium (1256*, 7781*), stål (1255*, 7782*)

(NL)

Hoe gebruik je je nieuwe Rehband brace 1256* (7781*), 1255* (7782*)

*verschillende kleuren, maten, dikte, zijden

Functie

Geeft steun, druk en warmte aan de knie. Bevordert de bloedsomloop, verlicht pressie en verbetert de spiercoördinatie in het gebied. Zorgt voor stabilisatie. Banden en spalken zorgen voor extra stabiliteit en bescherming.

Aanbrengen

- 1) Pas de spalken individueel aan(1256*, 7781*).
- 2) Open alle klittenbandsluitingen en trek de brace op tot het kniegewricht. De knieschijf-uitsparing dient zich midden op de knieschijf te bevinden.
- 3) Pas alle klittenbandjes aan.

Instructies voor het afstellen van de Spalk (1256*, 7781*)

Wij adviseren de spalken door een deskundige te laten afstellen. De eenvoudigste manier om de spalk te vervormen is door hem bij de voorgevormde knik verder te buigen. De spalk mag alleen zijwaarts worden verbogen.

Afstelprocedure (1256*, 7781*)

Verbuig de spalk eerst in de richting die het best bij je been past. Voorkom geforceerd verbuigen tegen de scharnier van de spalk in (afb. 1). Verbuig de spalk in een bankschroef of met soortgelijk gereedschap (afb. 2) of handmatig (afb. 3).

Belangrijke Informatie

- 1) Gebruik dit product met zorg en enkel voor het beoogde gebruik. Breng geen onjuiste wijzigingen aan het product aan.
- 2) Contacteer uw lokale verdeler wanneer u vragen heeft over het aanbrengen ervan.
- 3) Draag geen producten met SBR/neopreen gedurende meer dan 3-4 uren zonder onderbreking.
- 4) We raden u aan het product dat SBR/neopreen bevat niet te dragen, bij aanleg voor hitte-allergie.
- 5) Hou het product weg van open vlammen, stukjes gloeiend hout en andere hittebronnen. Vermijd temperaturen boven 120 °C/248 °F.
- 6) Blijf geen product gebruiken dat niet langer functioneel is, of versleten of beschadigd is.

Wasinstructies

- 1) Wasen in warm water op 40 °C (104 °F) met gelijkaardige kleuren.
- 2) Gebruik waszak of net.
- 3) Rek het product uit terwijl het nat is en laat het drogen.
- 4) Reinig het product regelmatig volgens de verzorgingsinstructies, vermeld op het verzorgingsetiket van het product.
- 5) Sluit alle velcrosluitingen.
- 6) Verwijder afneembare spalken.
- 7) Producten met klittenband dienen regelmatig van vuil/stof te worden ontdaan.

Selectie maat

- 1) Voer de metingen uit, zoals geïnstrueerd op de verpakking.
- 2) Bepaal de maat van de steun (zie maatgrafiek).

Wegwerken

Werk het product weg volgens de nationale reglementeringen.

How to use your new Rehband Support – 1256* (7781*), 1255* (7782*)

*different colors, sizes, thicknesses, sides

BG

</

Upute za pranje	새로운 Rehband 지지대 1256* (7781*), 1255* (7782*) 사용 방법 * 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면
1) Perite u toploj vodi na 40 °C (104 °F) sa sličnim bojama.	
2) Koristite vrećicu ili mrežu za veš.	
3) Rastegnite proizvod dok je mokar i ostavite da se osuši na zraku.	
4) Čistite uređaj redovno prema uputama za njegu na etiketi proizvoda.	
5) Pričvrstite sve čičak trake.	
6) Uklonite odvojive longete.	
7) Proizvodi sa čičak zatvaračima zahtijevaju povremeno uklanjanje prijavštine/praošine.	
Odabir veličine	
1) Obavite mjerenja u skladu sa uputama na pakiranju.	
2) Odredite veličinu potpore (vidi veličinu grafikona).	
Odlaganje	
Odložite proizvod u skladu s nacionalnim propisima.	
Materijal	
Pjena: SBR/neopren (vidi etiketu)	
Omotač: poliamid i poliamid-elastan (vidi etiketu)	
Metalne udloge: aluminij (1256*, 7781*), čelik(1255*, 7782*)	

새로운 Rehband 지지대 1256* (7781*), 1255* (7782*) 사용 방법

* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면

기능

무릎에 지지감, 압박감을 주고 따뜻한 느낌을 얻으세요. 해당 부위의 혈액 순환을 증가시키고 압력을 완화하며 근육의 조율을 개선합니다. 스트랩과 부속으로 안정감을 높이고 보호합니다.

적용

1) 부속을 개별적으로 조절합니다 (1256*).

2) 모든 벨크로 클로저를 열고 브레이스를 무릎 관절까지 끌어 올리십시오. 무릎 절개 부위가 무릎뼈 중앙에 위치해야 합니다.

3) 모든 벨크로 스트랩을 조절합니다.

부속 조절 방법 (1256*, 7781*)

부속은 숙련된 사람이 조절하도록 권장합니다. 부속의 형태를

만드는 가장 쉬운 방법은 이전에 만들어진 굽은 접합이 더

단순한 것입니다. 부속은 옆면만 구부러지지 않습니다.

조절 절차 (1256*, 7781*)

먼저 부속을 안대하로 구부리면 다리에 가장 잘 맞게 됩니다.

부속 관절에 직접적으로 힘을 주어 구부리지 마십시오 (그림 1).

바이스나 유사한 도구 (그림 2) 또는 손으로 (그림 3) 부속을

구부리십시오.

주의 사항

1) 제품을 원래 용도에만 신중히 사용하십시오. 제품을

부적절하게 변경해서는 안됩니다.

2) 사용에 대한 문의 사항이 있는 경우 지역 판매점.

3) 합성 고무 (SBR)/네오프렌 제품을 3~4시간 이상 연속하여

사용하지 마십시오.

4) 열 알레르기 증상이 있는 경우 합성 고무 (SBR)/네오프렌이

포함된 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

5) 제품을 화염 또는 불빛 다른 열 공급원으로부터 멀리 떨어진

곳에서 사용하십시오. 120°C/ 248°F 이상의 온도는 피하여

주십시오.

6) 이상 효과 없거나 마모 또는 손상된 제품은 계속

사용하지 마십시오.

세탁 지침

1) 비슷한 색상의 세탁물과 함께 40°C (104°F)의 따뜻한 물에

세탁하십시오.

2) 세탁망 주머니 또는 세탁 그릇망을 사용하십시오.

Cara menggunakan Pendukung Rehband

1256* (7781*), 1255* (7782*)

*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi

Fungsi

Memberikan dukungan, tekanan, dan kehangatan pada lutut.

Meningkatkan peredaran darah, melegakan tekanan dan meningkatkan koordinasi otot di area tersebut.

Memberikan stabilitasi. Tali dan belat memberikan kestabilan dan perlindungan tambahan.

Penggunaan

1) Sesuaikan belat secara individu (1256*, 7781*).

2) Buka semua penutup velcro dan tarik penjepit ke atas sendi lutut.

Potongan patella harus dipusatkan pada patella .

3) Sesuaikan semua tali pengikat velcro.

Petunjuk untuk Menyesuaikan Belat (1256*, 7781*)

Disarankan agar belat disesuaikan oleh orang yang ahli. Cara paling mudah untuk membentuk belat adalah dengan membengkokkannya lebih jauh pada lekukan pra-pembuatan. Belat seharusnya hanya akan tertekuk ke samping.

Prosedur Penyesuaian (1256*, 7781*)

Pertama bengkokkan belat ke arah yang akan memungkinkannya untuk paling pas dengan kaki Anda. Hindari pembengkokkan secara langsung dengan paksa terhadap sambungan belat (gbr. 1). Bengkokkan belat dengan alat pengganti atau yang serupa (gbr. 2) atau secara manual (gbr. 3).

Informasi Penting

1) Gunakan produk ini dengan hati-hati dan hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan melakukan perubahan yang tidak tepat apa pun terhadap produk.

2) Jika anda memiliki pertanyaan seputar aplikasi, silakan hubungi dealer lokal.

3) Jangan menggunakan produk bersama SBR/neoprena secara terus-menerus selama lebih dari 3-4 jam.

4) Kami menganjurkan anda untuk tidak menggunakan produk yang mengandung SBR/neoprena jika memiliki kecenderungan alergi terhadap panas.

5) Jauhkan produk dari kobaran api terbuka, bara dan sumber panas lainnya. Hindari temperatur di atas 120 °C/ 248 °F.

6) Hentikan penggunaan produk yang sudah tidak berfungsi baik, robek atau rusak.

Petunjuk Pencucian

1) Cuci dengan air hangat pada temperatur 40 °C (104 °F) dengan pakaian lain yang memiliki warna serupa.

2) Gunakan kantong atau jaring pengaman cucian.

3) Rontangkan produk di saat basah dan biarkan mengering.

4) Bersihkan produk secara berkala sesuai petunjuk perawatan yang tertera pada label petunjuk perawatan.

5) Kencangkan semua tali pengikat velcro.

6) Lepaskan belat yang dapat dilepas.

7) Produk dengan pengikat velcro memerlukan pembersihan kotoran/debu berkala.

Pemilihan ukuran

1) Lakukan pengukuran sesuai petunjuk pada kemasan.

2) Tentukan ukuran yang didukung (lihat tabel ukuran).

Pembuangan

Pembuangan produk sesuai dengan peraturan nasional.

Bahan

Busa: SBR/neoprene (lihat label tekstil)

Penutup: poliamida dan poliamida-elastane (lihat label tekstil)

Belat logam: aluminium (1256*, 7781*), besi (1255*, 7782*)

如何使用新的 Rehband 护膝
1256* (7781*)、1255* (7782*)
*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面

功能

为膝部提供支撑、压迫和保暖。增加血液循环，缓解压力，改善局部肌肉协调。固定带和夹板提供额外的稳定性和保护。

使用方法

1) 分别调整各个夹板 (1256* , 7781*)。

2) 打开所有魔术贴，将护具一直拉到膝关节。髌骨开口应位于髌骨中央。

3) 调整所有魔术贴。

夹板调整说明 (1256* , 7781*)

建议由熟练人员调整夹板。最简单的夹板调整方法是，在预制弯曲部位进一步弯曲。只能向两侧弯曲夹板。

调整程序 (1256* , 7781*)

先向最贴合腿的方向弯曲夹板。避免直接对夹板接头强制弯曲 (图 1)。用虎钳或类似工具弯曲夹板 (图 2) 或手动弯曲 (图 3)。

重要信息

1) 使用此产品时要小心，仅能用于预期使用目的。不要对产品进行任何不当改变。

2) 如果您有关于应用方面的问题，请联系您的当地经销商。

3) 不要连续穿戴含有丁苯橡胶/氯丁橡胶的产品超过3-4小时。

4) 我们建议您在有热过敏倾向时不要使用含有丁苯橡胶/氯丁橡胶的产品。

5) 使产品远离明火、灰烬或其它热源。避开温度高于120°C/ 248°F 处。

6) 不要继续使用功能失效、磨损或损坏的产品。

洗涤说明

1) 40 °C (104°F) 水温洗涤，近色可共洗。

2) 使用洗衣袋或网。

3) 在湿的状态下拉展产品，使其自然风干。

4) 按照产品使用须知标签上的使用说明定期清洁产品。

5) 扣紧所有维可牢搭扣。

6) 去掉可拆卸的夹板。

7) 带魔术贴的产品需要定期去污/除尘。

尺寸选择

1) 按照包装上的说明进行测量。

2) 确定支撑的尺寸 (见尺寸表)。

处理

按照国家规定对产品进行丢弃处理。

材料

泡沫：SBR/氯丁橡胶 (参见布标)

外层：聚酰胺和/或聚酰胺-氨纶 (参见布标)

金属夹板：铝 (1256*7781*)，钢 (1255* , 7782*)