

# How to use your new Rehband Support – 135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\*different colors, sizes, thicknesses, sides



EN

## Function

Gives support, compression and warmth to the knee/elbow. Increases blood circulation, relieves pressure and improves muscle coordination in the area. Provides stabilization. Suitable for strength training and lifting heavy weights. This product comes with semi-flexible straps for personal adjustment and strong positioning.

## Application

- 1) Place the support on the knee/elbow.
- 2) The Rehband logo on the support should be positioned at the same level as the middle of the joint.
- 3) Tighten the straps until you feel the desired pressure from the support.

## Important Information

- 1) Use this product with care and only for its intended purpose. Do not make any improper changes to the product.
- 2) If you have questions regarding application, please contact your local dealer.
- 3) Do not wear products with SBR/neoprene for more than 3-4 hours without interruption.
- 4) We advise you to not use the product that contains SBR/neoprene in case of tendency to heat allergy.
- 5) Keep the product away from open flame, embers and others sources of heat. Avoid temperature above 120 °C/248 °F.
- 6) Do not continue using a product that is no longer functional, or that is worn or damaged.

## Washing Instructions

- 1) Wash in warm water at 40 °C (104 °F) with similar colours.
- 2) Use laundry bag or net.
- 3) Stretch product while wet and allow to air dry.
- 4) Clean the product regularly according to care instructions on the product care label.
- 5) Fasten all velcro closures.
- 6) Products with velcro fasteners require occasional dirt/dust removal.

## Size selection

- 1) Do the measurements as instructed on the packaging.
- 2) Determine the size of the support (see size chart).

## Disposable

Dispose the product in accordance with national regulations.

## Material

Foam: SBR/neoprene (see textile label)  
Cover: polyamide (see textile label)

DE

## So verwenden Sie Ihre neue Rehband-Schutzstütze

135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\*verschiedene Farben, Größen, Stärke, Ränder

## Funktion

Gibt dem Knie/Ellenbogen Halt, Kompression und Wärme. Erhöht die Durchblutung, entlastet den Druck und verbessert die Muskelkoordination in dem Bereich. Bietet Stabilisierung und Schutz vor Stößen. Geeignet für Krafttraining und das Heben schwerer Lasten. Dieses Produkt wird mit halbflexiblen Gurten für persönliche Anpassung und starken Halt geliefert.

## Anwendung

- 1) Legen Sie die Stütze an Knie/Ellenbogen an.
- 2) Das Rehband-Logo auf der Stütze sollte sich auf gleicher Höhe befinden wie die Mitte des Gelenks.
- 3) Ziehen Sie die Gurte fest, bis Sie den gewünschten Druck durch die Stütze spüren.

## Wichtige Informationen

- 1) Verwenden Sie dieses Produkt nur zu seinem vorgesehenen Zweck. Nehmen Sie keine unangebrachten Veränderungen am Produkt vor.
- 2) Sollten Sie irgendwelche Fragen haben in Bezug auf die Anwendung, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
- 3) Die Nutzungsdauer des SBR/Neopren-Produkts sollte drei bis vier Stunden nicht übersteigen.
- 4) Sind Sie allergisch gegen Hitze, so empfehlen wir Ihnen ein Produkt ohne SBR/Neopren zu verwenden.
- 5) Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer, Glut und anderen Hitzequellen. Vermeiden Sie Temperaturen über 120 °C.
- 6) Verwenden Sie kein Produkt, das nicht mehr funktionsfähig, abgenutzt oder beschädigt ist.

## Waschanleitung

- 1) Waschen Sie bei 40 °C warmem Wasser mit ähnlichen Farben.
- 2) Benutzen Sie einen Waschbeutel oder ein Waschnetz.
- 3) Spannen Sie das Produkt, wenn es nass ist, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- 4) Reinigen Sie das Produkt regelmäßig gemäß Pflegehinweisen auf dem Etikett des Produkts.

## Schließen Sie alle Klettverschlüsse.

- 5) Produkte mit Klettverschluss müssen ab und zu von Schmutz und Staub befreit werden.

## Auswahl der Größe

- 1) Messen Sie, wie auf der Packung dargestellt.
- 2) Bestimmen Sie die Größe der Stütze (siehe Maßtabelle).

## Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß nationalen Vorschriften.

## Material

Schaum: SBR/Neopren (siehe Etikett)

Hülle: Polyamid (siehe Etikett)

FI

## Näin käytät uutta Rehband-tukeaasi –

malli 135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\*erilaisia värijä, kokoja, paksuksia, sivuja

## Toiminto

Tukee, kompresso ja lämmittää polvea/kynärpäätä. Tehostaa verenkiertoa, helpottaa painetta ja parantaa lihasten koordinaatiota alueella. Sopii käytettäväksi liikuntaa harrastettaessa ja taakojaa nostettaessa. Tuotteella ovat puolijoustavat nauhat yksilöllistä soötöä ja luaja sijoittamista varten.

## Käyttö

- 1) Aseta tuki polvelle/kynärpähän.
- 2) Tuessa olevan Rehbandin logon tulee olla samalla tasolla nivelien keskipuolella.
- 3) Kiristä hihan tunnes tunnelin halutun paineen.

## Tärkeä tietää

- 1) Käytä tätä tuotetta huolella ainoastaan sillä tarkoitettuna käyttötarkoitukseen. Älä tee tuotteeseen sopimattomia muutoksia.
- 2) Jos sinulla on käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä paikalliseen kauppiaseen.
- 3) Älä käytä SBR-kumia tai neopreeniä sisältäviä tuotteita tauotta yli 3-tuntia.
- 4) Emme suosittele käyttämään SBR-kumia tai neopreeniä sisältävää tuotetta, jos sinulla on taipumus lämpöallergiaan.
- 5) Pidä tuote pois avotulen, hiljokseen ja muiden lämmönlähteiden läheyyystä. Vältä yli 120 °C:n lämpötilaa.
- 6) Älä jatka tuotteen käyttöä, jos se ei ole enää toimintakuntoinen tai se on kulunut tai vioittunut.

## Pesuohjeet

- 1) Pese 40 °C samanvärisen kanssa.
- 2) Käytä pesupussia tai -verkkooa.
- 3) Verrytä tuotetta kosteana ja anna sen kuiva.
- 4) Puhdistaa tuotetta säännöllisesti hoito-ohjeiden mukaisesti.
- 5) Kiinnitä kaikki tarra-kiinnitykset.
- 6) Tarranauhoilla varustetusta tuotteesta tulee poistaa ojotaittai epäpätkaudet/pölyt.

## Koon valinta

- 1) Suorita mittakäset pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- 2) Määritä tuen koko (katso kokotaulukko).

## Hävitäminen

Hävitä tuote paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

## Materiaali

Vahto: SBR/neopreeni (katso tekstillietiketti)

Päälilinen: polyamidi (katso tekstillietiketti)

## Vaskanevisnir

- 1) Vaski i varmt vann ved 40 °C (104 °F) med andet af lignende farver.
- 2) Brug en vaskepose eller -net.
- 3) Stæk produktet, mens det er vådt, og lad det luftørre.
- 4) Rengør produktet regelmæssigt i følge pasningsvejledninger på produkets behandlingsmærkat.
- 5) Luk alle velcro-lukninger.
- 6) Man bør med jævn mellemrum rengøre produkter med velcrolukning for smuds og støv.

## Valg af størrelse

- 1) Udfør målingerne, som anført på emballagen.
- 2) Bestem størrelsen af støtten (se størrelseskemaet).

## Bortskaflle

Bortskaflle produktet i overensstemmelse med nationale regulativer.

## Materiale

Skum: SBR/neopren (se mærke på stoffet)

Betræk: polyamid (se mærke på stoffet)

NL

## Hoe gebruik je je nieuwe Rehband brace

135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\*verschillende kleuren, maten, dikte, zijden

## Functie

Geef steun, druk en warmte aan de knie/elleboog. Bevordert de bloedsomloop, verlicht druk en verbeterd de spiercoördinatie in het gebied. Zorgt voor stabilisatie. Geschikt voor krachtrainning en het tillen van zware lasten. Dit product wordt geleverd met semi-flexibele banden voor individuele aanpassing en stevige positionering.

## Aanbrenging

- 1) Plaats de steun op de knie/elleboog.
- 2) Het Rehband logo op de steun moet op hetzelfde niveau geplaatst worden als het midden van het gewricht.
- 3) Bind de riemen vast tot je de gewenste druk van de steun voelt.

## Belongrijke Informatie

- 1) Gebruik dit product met zorg en enkel voor het beoogde gebruik. Breng geen onjuiste wijzigingen aan het product aan.
- 2) Contacteer uw lokale verderle of de voorsteller wanneer u vragen heeft over het aanbrengen ervan.
- 3) Draag geen producten met SBR/neopreen gedurende meer dan 3-4 uren zonder onderbreking.
- 4) We raden u aan het product dat SBR/neopreen bevat niet te dragen, bij aanleg voor hitte-allergie.
- 5) Houd het product weg van open vlammen, stukjes gloeiend hout en andere hittebronnen. Vermijd temperaturen boven 120 °C/248 °F.
- 6) Blif geen product gebruiken dat niet langer functioneel is, of versleten of beschadigd is.

## Wasinstructies

- 1) Wassen in warm water op 40 °C (104 °F) met gelijkaardige kleuren.
- 2) Gebruik waszak of net.
- 3) Rek het product uit terwijl het nat is en laat het drogen.
- 4) Reinig het product regelmatig volgens de verzorgingsinstructies, vermeld op het verzorgingssetiket van het product.
- 5) Sluit alle velcrosluitingen.
- 6) Producten met klettenband dienen regelmatig van vuil/stof te worden ontdaan.

## Selectie maat

- 1) Voer de metingen uit, zoals geïnstructeerd op de verpakking.
- 2) Bepaal de maat van de steun (zie maatgrafiek).

## Wegwerken

Werk het product weg volgens de nationale reglementeringen.

## Materiaal

Schuim: SBR/neopreen (zie op textielsetiket)

Bekleding: polyamide (zie op textielsetiket)

FR

## Comment utiliser votre nouveau maintien de protection

Rehband 135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\* choix de couleurs, tailles, épaisseurs, côté

## Fonction

Offre maintien, chaleur et compression au genou/coude. Augmente la circulation sanguine, soulage la pression et améliore la coordination musculaire dans la région. Offre une stabilisation. Convient à la musculation et pour soulever des charges lourdes. Ce produit est livré avec des sangles semi-flexibles pour un ajustement personnel et un positionnement solide.

## Utilisation

- 1) Placez le support sur le genou/coude.
- 2) Le logo Rehband du support doit être positionné au même niveau que le milieu du joint.
- 3) Serrez les sangles jusqu'à ce que le support applique la pression souhaitée.

## Informations importantes

- 1) Utilisez ce produit avec précaution et uniquement pour l'usage prévu. N'apportez aucune modification indue au produit.
- 2) Si vous avez des questions concernant l'utilisation, veuillez consulter votre revendeur local.
- 3) Ne portez pas de produits en SBR/néoprène plus de 3 à 4 heures sans interruption.
- 4) Nous vous conseillons de ne pas utiliser de produits contenant du SBR/néoprène si vous avez tendance à être allergique à la chaleur.
- 5) Gardez le produit à l'écart des flammes nues, braises et autres sources de chaleur. Évitez des températures supérieures à 120 °C.
- 6) N'utilisez plus un produit qui ne fonctionne plus, ou qui est usé ou endommagé.

## Instructions de lavage

- 1) Lavez à l'eau chaude à 40 °C avec des couleurs similaires.
- 2) Utilisez un sac à linge ou un filet.
- 3) Étirez le produit pendant qu'il est mouillé et laissez-le sécher à l'air.
- 4) Nettoyez régulièrement le produit conformément aux consignes de son étiquette d'entretien.

## Choix de la taille

- 1) Effectuez les mesures indiquées sur l'emballage.
- 2) Déterminez la taille du support (consultez la grille des tailles).

## Élimination

Éliminez le produit conformément aux réglementations nationales.

## Matériaux

Mousse: SBR/néoprène (consulter l'étiquette textile)

Housse: polyamide (consulter l'étiquette textile)

DA

## Sådan bruger dit nye Rehband støttebind

135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\*forskellige farver, størrelser, tykkelser, sider

## Funktion

Giver støtte, kompression og varme til kne/aluebue. Øger blodomlobet, afslarer tryk og forbederer muskelkoordineringen i området. Giver stabilisering. Passer til styrketræning og vægtløftning. Dette produkt er udstyr med delvist fleksible remme til personlig indstilling og styrkeveu.

# How to use your new Rehband Support – 135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\*different colors, sizes, thicknesses, sides



Come usare il tuo nuovo supporto Rehband  
135\*(7790\*) e 132\*(7791\*)

\*diversi colori, misure, spessori, laterali

## Funzione

Fornire supporto, compressione e calore a ginocchio/gomito. Favorire la circolazione sanguigna, dare sollievo alla tensione e migliorare la coordinazione muscolare della zona. Adatto all'allungamento pesante e al sollevamento di pesi anche notevoli. Il prodotto è dotato di lacci semi-flessibili per una regolazione personalizzata e per mantenerne la posizione.

## Applicazione

- Posizionare il supporto sul ginocchio/gomito.
  - Il logo Rehband sul supporto deve essere posizionato allo stesso livello della metà del giunto.
  - Serrare le cinghie fino ad aprire la pressione desiderata esercitata sul supporto.
- Informazioni importanti**
- Utilizzare il prodotto con cura, ed esclusivamente per gli scopi previsti. Non apportare modifiche improprie al prodotto.
  - In caso di domande relative all'applicazione del prodotto, consultate il vostro rivenditore locale.
  - Non indossare prodotti con SBR/neoprene per più di 3-4 ore consecutive.
  - Consigliamo di non utilizzare un prodotto contenente SBR/neoprene in caso di tendenza all'allergia al calore.
  - Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, braci ardenti e altre fonti di calore. Evitare temperature superiori ai 120 °C/248 °F.
  - Non continuare a utilizzare un prodotto che non è più funzionale, o che è usurato o danneggiato.

## Istruzioni per il lavaggio

- Lavare in acqua calda a 40 °C (104 °F) insieme a indumenti con colori simili.
- Utilizzare la rete o la borsa per il bucato.
- Tendere il prodotto mentre è ancora bagnato e lasciarlo asciugare.
- Pulire il prodotto regolarmente, secondo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.
- Fissare tutte le chiusure in velcro.
- I prodotti con lacci in velcro richiedono, occasionalmente, l'eliminazione della sporcizia o della polvere.

## Scelta della taglia

- Prendere le misure come indicato sulla confezione.
- Determinare la taglia del supporto (vedere la tabella taglie).

## Smaltimento

Smaltire il prodotto secondo le normative nazionali.

## Materiale

Schiava: SBR/neoprene (vedere etichetta in tessuto)

Rivestimento: poliammide (vedere etichetta in tessuto)



Cómo utilizar su nuevo Soporte Protector  
Rehband 135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\*diferentes colores, tamaños, espesores, caras

## Función

Da soporte, compresión y calor a la rodilla o al codo. Aumenta la circulación sanguínea, alivia la presión y mejora la coordinación muscular en el área. Adecuado para entrenamiento de fuerza y levantamiento de pesos pesados. Este producto viene con correas semiflexibles para ajuste personal y posicionamiento firme.

## Modo de empleo

- Sitúe la protección alrededor del codo/la rodilla.
  - El logotipo Rehband de la protección debe situarse en la parte central de la articulación.
  - Ciñe los tirantes hasta conseguir la presión deseada.
- Información Importante**
- La protección debe ser empleada con cuidado y exclusivamente para su finalidad original que no debe ser alterada o modificada.
  - Para cualquier consulta respecto a su modo de empleo, le rogamos que contacte con su distribuidor local.
  - El empleo de productos de caucho SBR/neopreno no debe exceder las 3-4 horas interrumpidas.
  - Si es usted alérgico/a al calor, le desaconsejamos el empleo de productos que contengan caucho SBR/neopreno.
  - Este producto no es ignífugo. Manténgalo a distancia de llamas expuestas, asciugas u otras fuentes de calor y de temperaturas superiores a los 120 °C/248 °F.
  - No continúe usando la protección cuando deje de ser funcional, esté desgastada o dañada.

## Instrucciones de lavado

- Lave la protección a 40 °C (104 °F) junto a tejidos de similar color.
- Es aconsejable lavarla dentro de una bolsa de lavado.
- Estire la protección mientras esté húmeda y déjela secar al aire.
- Lave la protección regularmente siguiendo las indicaciones que aparecen en la etiqueta de cuidado del producto.
- Ajuste los cierres de velcro.
- Los productos con cierres velcro requieren la eliminación ocasional de suciedad/polvo.

## Selección de la talla

- Realice las mediciones según lo indicado en el embalaje.
- Compruebe la talla de la protección (consulte la tabla de tallas).

## Eliminación

Desechar el producto de conformidad con la legislación nacional.

## Composición

Espuma: SBR/neopreno (ver etiqueta textil del producto)

Rivestimiento: Poliamida (ver etiqueta textil del producto)



Hogyan használja új Rehband

135\* (7790\*), 132\* (7791\*) rögzítőjét

\*különböző színek, méretek, vastagságok, oldalak

## Funció

Támasztó, kompressziót biztosít, illetve melegen tarlja a térdet/könyököt. Javitja a vérkeringést, csökkenti a nyomást és javítja az izmok egysütműködését az addit területeken. Használható erődzés és nehéz súlyok emelése során. A személyes állíthatóság és az erős pozicionálás érdekében ezt a termékét félrugalmas pántokkal szállítjuk.

## Alkalmažás

- Helyezze a termékét a könyökre/térdre.
- A termékben található Rehband logónak a térd-/könyökhajlat középével egy szintben kell esnie.
- Húzza meg a pántokat addig, amíg a kívánt nyomást eléri.

## Fontos információ

- Csak a rendeltetési céljának megfelelően, gondosan szabad használni. Ne módositsa a termékét.
- Ha a használattal kapcsolatos kérdése merül fel, forduljon a helyi forgalmazóhoz.
- Megszakítás nélkül ne viseljen SBR/neoprén anyagából készült termékét 3-4 óránl hosszabb ideig.
- Azt javasoljuk, hogy hömölgériára való hajlam esetén ne használjon SBR/neoprén tartalmú terméket.
- Tartsa távol a termékét nyílt lángtól, parázsolt és más höförréstől. Ne tegye ki 120 °C/248 °F-nál magasabb hőmérsékletet.
- Ne folytassa a termék használatát, ha az már nem tölti be rendeltetésének célját, elkoptat vagy sérült.

## Mosási útmutató

- Mossa meleg, 40 °C-os (104 °F) vizben hasonló színű ruhaneművel.
- Használjon mosószerkötőt vagy mosóhálót.
- Terítse ki a még nedves termékét és hagyja megszáradni.
- Tisztítása rendszeresen, a termék címkején található kezelési útmutató betartásával.
- Illeszzen össze minden tépőzárat.

- A tépőzáras rögzítőkkel ellátott termékek esetében időnként szükség van a szennyeződés/por eltávolítására.

## Méretválasztás

1) Végezze el a mérést a csomagolásban található utasítások szerint.

2) Határozza meg az Ön számára melefelő méretet (mérettáblázat).

## Hulladékkezelés

Ártalmatlanítva a termékét a nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

## Anyag

Hab: SBR/neoprén (lásd a textilcímkét)

Borítás: poliamid (lásd a textilcímkét)



Kuidas kasutada uut Rehbandi tuge

135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\*erinevat värvit, suurused, paksused, küljed

## Osttarve

Tugi on ette nähtud põle-/küünarliigile toetamiseks, kompreessioonis ja soojahoidmiseks. See soodustab vereringet, leevendab survet ja parandab lihaste koordinaatsiooni antud piirkonnas. Sobib jõutreeninguteks ja raskuste tõstmiseks. Toode on sadaval poolpaaindlike riimadega personalseks kohandamiseks ja tugevaks paigaldamiseks.

## Paigaldamine

1) Aseta tugi põlvele/küünarnukile.

2) Toel olev Rehbandi logo peab asetsema põle/küünarnuki keskosaga kohakuti.

3) Pinguta rihamisid, kuni saavutat soovitud surve.

## Oluline info

1) Kasuta toodet ettevaatlikult ja ainult selleks ettenähtud eesmärgil. Ära muuda toodet selleks mitte ettenähtud moodi.

2) Kui sul on küsimusi paigaldamise kohta, võta palun ühendust toote kohaliku esindaja.

3) Ära kannata SBR/neopreenist tooteid üle 3–4 tunni järjest.

4) Soovitatame mitte kasutada SBR/neopreeni sisoldatavat toodet juhul, kui oled allergiline kuumusele.

5) Hoia toodet lahtise leegi, sõekuumuse ja teiste kuumusallikatega kokkujuuete eest. Väldi temperatuure üle 120 °C/248 °F.

6) Ära kasuta toodet juhul, kui see on kaotanud oma funktsionaalsuse, on kulunud või kahjustatud.

**Pesemise juhised**

1) Pese soojas vees 40 °C (104 °F) juures koos sama värviga esemetega.

2) Kasuta pesutikki või -võrkku.

3) Venita toode niiskenu sirgeks ja aseta kuivama.

4) Puhasta toodet regulaarsetest vastavalt hoolusjuhisele või -etiketile.

5) Sulge köik takjakinnitused.

6) Takjakinnitega toodet tuleb aeg-ajalust mustus/tolm eemaldada.

## Suuruse valik

1) Teosta kõik mõõtmised pakendil olevate juhistele kohaselt.

## Materjal

Vah: SBR/neopreen (vaata etiketti)

Kattmaterjal: polüamiid (vaata etiketti)



Kā lietot jūsu jauno Rehband ortozi  
135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\* dažādas krāsas, izmēri, biezums, malas

## Funkcija

Nodrošina atbalstu, kompreesijs un siltumu celim/elkonim. Uzlabo asinšriti, atvieglo spiedienu un uļab opkārtējo muskuļu koordināciju. Piemērots spēka treniņiem un smaga svara ceļšanai. Šīm izstrādājumam ir daļēji elastīgas lences individuālai plēagošanai un spēcīgai noteikšanai.

## Lietošana

1) Novietojiet balstu uz ceļa/elkonu.

2) Balsta Rehband logotipam jābūt novietotam locītavas viduspunkta līmeni.

3) Pievelciet siksnes līdz jutāt, ka balsts izdara nepieciešamo spiedienu.

## Svarīga informācija

1) Izmantot šo preci uzmanīgi un tikai paredzētajam nolūkam.

2) Ja jums ir kādi jautājumi par preces lietošanu, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

3) Nevalkajiet SBR/neoprēna preces ilgāk par 3-4 stundām bez pārtraukuma.

4) Mēs iestājamās neizmantot SBR/neoprēna preci gadījumā, ja jums ir alergiskā reakcija pret siltumu.

5) Nepakļaujiet preci atklāti līesmai, oglēm un citiem karstuma avotiem. Izvairieties no temperatūrām, kas ir augstākas par 120 °C/248 °F.

6) Neturpiniet izmantot preci, kas vairs nav funkcionāla, ir novalkāta vai bojāta.

## Mazgāšanas norādījumi

1) Mazgājiet 40 °C (104 °F) temperatūrā kopā ar līdzīgas krāsas apģērbu.

2) Izmantojiet īlkveida veļas maišinu vai līķliju.

3) Slapji preci nostiepiet un laujiet tai izšķirt.

4) Regulāri tiriet preci, ievērojot preces etiketē sniegtos kopšanas norādījumus.

5) Aizsaitiet visas Velcro aizdedzes.

6) Produktiem ar līplēdēju nepieciešams periodisks netirums/pielikums.

## Izmēra noteikšana

1) Veiciet iepakojumā norādīto izmēru.

2) Nosaka balsta izmēru (skatīt izmēru tabulu).

## Likvidēšana

Atbrīvojiet no preces saskaņā ar valsts likumiem.

## Materiāls

Putplasts: SBR/neoprēns (skatīt tekstiliztrādājuma etiketi)

Apvalks: poliamids (skatīt tekstiliztrādājuma etiketi)



# How to use your new Rehband Support – 135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\*different colors, sizes, thicknesses, sides



## Como utilizar a nova faixa de suporte Rehband 135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\*diferentes cores, tamanhos, espessuras, lados

### Funcão

Proporciona apoio, compressão e calor à articulação do joelho/cotovelo. Aumenta a circulação sanguínea, alivia a pressão e melhora a coordenação muscular na zona. Proporciona estabilização. Adequado para treino de força e levantamento de pesos. Este produto é vendido com tiras semi-flexíveis para ajuste personalizado e forte posicionamento.

### Aplicaçao

1) Coloque o suporte no cotovelo/joelho.  
2) O logótipo Rehband no suporte deve ser posicionado ao mesmo nível que o meio da articulação.

3) Aperte as faixas até sentir a pressão pretendida do suporte.

### Informações importantes

1) Utilize cuidadosamente este produto e abraços para o seu fim pretendido. Não faça modificações indevidas ao produto.  
2) Se tem dúvidas quanto à aplicação, contacte o seu revendedor local.  
3) Não utilize produtos contendo SBR/neopreno por mais de 3-4 horas seguidas.  
4) Aconselhamo-lo a não utilizar produtos que contenham SBR/neopreno em caso de tendência para alergia ao calor.  
5) Mantenha o produto afastado de chamas, brasas ou outras fontes de calor. Evite temperaturas acima dos 120 °C/248 °F.  
6) Não continue a utilizar um produto que já não esteja funcional, ou que esteja desgastado ou danificado.

### Instruções de lavagem

1) Lave com água quente a 40 °C (104 °F) juntamente com cores semelhantes.  
2) Utilize um saco ou rede de lavagem de roupas delicadas.

3) Estique o produto enquanto estiver molhado e deixe secar ao ar livre.  
4) Limpe regularmente o produto de acordo com as instruções na etiqueta de conservação do produto.

5) Feche todos os fechos de velcro.

6) Produtos com fechos de velcro exigem a remoção ocasional de sujidade/poeira.

### Seleção de tamanhos

1) Faça as medições conforme as indicações da embalagem.  
2) Determine o tamanho do suporte (consultar tabela de tamanhos).

### Eliminação

Descarte o produto de acordo com os regulamentos nacionais.

### Material

Espuma: SBR/neopreno (ver etiqueta)

Revestimento: poliamida (ver etiqueta)



## Cum să utilizați noua suport Rehband 135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\*culoare, dimensiuni, grosimi și laturi diferite

### Funcie

Oferă suport, compresie și căldură la genunchi/cot. Crește circulația săngelui, ameliorează presiunea și îmbunătățește coordonarea musculară în zonă. Asigură stabilizare. Potrivit pentru exercițiile de forță și ridicarea greutăților ridicate. Acest produs este livrat cu cureau flexible care permit o reglare personalizată și poziționare rezistentă.

### Aplicare

1) Așezați suportul pe genunchi/cot.  
2) Sigla Rehband pe suport trebuie să fie așezată la același nivel ca parte mediaană a încheieturii.

3) Strângeți cureaule până la atingerea presiunii dorite a suportului.

### Informații importante

1) Folosiți produsul cu atenție și doar conform domeniului său de utilizare. Nu aplicați modificări inadecvate produsului.  
2) Dacă aveți întrebări privind aplicarea, vă rugăm să contactați distribuitorul local.  
3) Nu purtați produse cu SBR/neopren mai mult de 3-4 ore continuu.  
4) Vă sugerăm să nu utilizați produse care conțin SBR/neopren dacă aveți tendințe de alergie la căldură.  
5) Păstrați produsul la distanță de foc deschis, iar și alte surse de căldură. Evitați temperaturile de peste 120 °C/248 °F.  
6) Nu continuați să folosiți un produs care nu mai este funcțional, uzat sau deteriorat.

### Instrucțiuni de spălare

1) Spălați în apă caldă la 40 °C (104 °F) cu culori asemănătoare.  
2) Folosiți un sac sau o placă de rușe.  
3) Înțindeți produsul când este umed și lăsați-l să se usuce în aer.  
4) Curățați produsul regulat, conform instrucțiunilor de îngrijire de pe eticheta produsului.  
5) Folosiți toate prinderile cu arici.  
6) Produse cu velcro necesită ocasională îndepărțare murdarie / prafuri.

### Alegerea mărimei

1) Efectuați măsurătorile conform instrucțiunilor de pe ambalaj.  
2) Stabiliți dimensiunea suportului (vezi graficul dimensional).

### Eliminare

Eliminați produsul conform normelor naționale.

### Material

Spumă: SBR/neopren (vezi eticheta textilă)

Strat de acoperire: poliamidă (vezi eticheta textilă)



## Kako uporabljati vašo novo zaščitno podporo Rehband 135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\* različne barve, velikosti, debeline, strani

### Funkcia

Zagotavlja podporo, kompresijo in topilno koleno/komolco. Poveča krvni obtok, razbremeni pritisk in izboljša mišično koordinacijo na tem območju. Zagotavlja stabilizacijo. Primerno za trening moči in dviganje težkih bremen. Ta izdelek je dobavljen z delno upoglavljimi trakovi za individualno prilagoditev in močno namestitev.

### Namestitev

1) Namesteite opornico na koleno/komolco.  
2) Logotip družbe Rehband na opornici mora biti na sredini sklepa.  
3) Izdelkov, ki vsebujejo SBR/neopren, ne nosite neprekiniteno več kot 3-4 ure.

4) Če ste nagnjeni k alergiji na topoto, priporočamo, da ne uporabljate izdelkov, ki vsebujejo SBR/neopren.  
5) Izdelka ne imatejte v bližini odprtega ognja, žeravice in drugih virov topote. Temperatura ne sme preseči 120 °C/248 °F.  
6) Prenehajte z uporabo izdelka, če je neuporaben, ponošen ali poškodovan.

### Navodila za pranje

1) Operite v topli vodi na 40 °C (104 °F) z izdelki podobnih barv.  
2) Uporabite vrečo ali mrežo za perilo.  
3) Ko je izdelek mokar, ga raztegnite in posušite na zraku.  
4) Izdelek redno čistite v skladu z navodili na listku za vzdrževanje izdelka.  
5) Pritrďte vse trakove z ježki.  
6) Izdelki z velcro zapunko potrebujejo občasno odstranjevanje umazanije/prahu.

### Izbira velikosti

1) Izmerite, kot je navedeno na ovojnini.

2) Določite velikost opore (glejte tabelo velikosti).

### Odlaganje

Izdelek zavritev v skladu z nacionalnimi predpisi.

### Material

Pena: SBR/neopren (glejte tekstilno etiketo)

Prevleka: poliamid (glejte tekstilno etiketo)



## Návod na použitie novej opory Rehband 135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\* rôzne farby, velikosti, hrúbky, strany

### Funkcia

Poskytuje oporu a kompresiu a zahrieva koleno/loketo. Zlepšuje krvný obech, uvoľňuje tlak a zlepšuje svalovú koordináciu v tejto oblasti. Prináša stabilizáciu. Vhodná pomôcka pri silovom tréningu a zdvívani fažkých závaží. Výrobok sa dodáva s polopružnými popruhmi umožňujúcimi vlastné nastavenie a pevnú umiestnenie.

### Použitie

1) Nasuňte bandáz na loket/koleno.  
2) Logo Rehband na bandáž by malo byť v strede klíbu.

3) Užívajte remenu, kym nepocítíte, že váš bandáz dostatočne stiahuje.

### Dôležité informácie

1) Tento produkt používajte opatrnne a len na stanovený účel. Nevykonávajte žiadne zmeny na produkte.

2) Ak máte otázk'y používania, kontaktujte miestneho predajcu.

3) Doba používania SBR/neoprenových produktov nesmie presiahnuť 3-4 hodiny.

4) Ak máte alergiu na teplo, odporúčame používať produkty, ktoré neobsahujú neopren.

5) Produkt udržiavajte mimo dosahu otvoreného ohňa, žeravého uhlia a ďalších zdrojov tepla. Nevystavujte teplotám nad 120 °C/248 °F.

6) Ak už produkt nie je funkčný, je opotrebovaný alebo poškodený, už ho dalej nepoužívajte.

### Pokyny na čistenie

1) Perte v tepliej vode pri teplote 40 °C (104 °F) s podobnými farbami.

2) Použite vrečku alebo sieťku na pranie.

3) Natahnite produkt, kym je mokrý, a nechajte usušiť.

4) Produkt pravidelne čistite podľa pokynov na ošetrovanie uvedené na štítku produktu.

5) Zlepzte všetky suché zipsy.

6) Výrobky so suchým zipom vyžadujú priležitosťné odstránenie nečistôt/prachu.

### Výber velikosti

1) Odmerajte si vélkoſť podľa pokynov na obale.

2) Zistite vélkoſť bandáže (pozrite tabuľku vélkoſťí).

### Likvidácia

Produkt zlikvidujte v súlade s národními predpismi.

### Materiál

Pena: SBR/neopren (pozri textilný štítek)

Povrch: polyamid (pozri textilný štítek)



## Hvernig þú átt að nota þitt nýja Rehband Support 135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\*Ólikir litir, stærðir, þykkt, hildar

### Starfsemi

Veitir stöðuning, aðhald og vermir hné/olnboga. Eyrur blöðflæði, léttir óþrystingu og bætir samhæfingu vöðva ó svæðinu. Hentar fyrir brekkjóðum og lyftingar með þungum löðum. Með þessari vörum fylgia höfsvingunlegar ólögur til aðlögunar að likamanum og traustrar festingar.

### Notkun

1) Setjið speskuna við hnéd/úlnliðinn.

2) Rehband austöknumið á speskunnini ætti að vera staðsett í sömu hæð og miðjan ó liðnum.

3) Hertu ólamar þangað til þú finnur æskilegan þrysting frá speskunni.

### Mikilvægar upplýsingar

1) Notaðu þessa vörum með aðgáð og aðeins í aðluðum tilgangi. Ekki gera neinari óviðeigandi breytilegir að vörurni.

2) Hafir þú einhverjar spurningar varðandi notkun vörurnar skaltu hafa samband við nálegaðu söluðuði.

3) Ekki vera í vörum með SBR/neopren-gervigúmmi í meira en 3-4 tíma án lífes.

4) Sértu líkleg(ur) til að fá hitaofnáemi er ekki ráðlegt að nota vörur sem innihalda SBR/neópren-gervigúmmi.

5) Haltu vörurnni frá opnum eldi, glóð og óðrum hitauppsprettum.

Fordóð hita fyrir 120 °C/248 °F.

6) Ekki halda ófram að nota vörum sem er ekki lengur í lagi, eða er orðin slitin eða skemmd.

### Þrottaleiðbeiningar

1) Provðu við 40 °C (104 °F) með svipulundum litum.

2) Notaðu þvottaskjóðu eða -net.

3) Teygðu ó vörurni ó meðan hún er blaut og leyfdu henni að þornu.

4) Prifðu vörurnu reglulega í samræmi við umhverfudeiðbeiningar á miðanum ó vörurni.

5) Festu alla franska renniliða.

6) Nauðsynlegt er að því að því er óhreyfni/ryk af og til af vörum með frönskum rennilis.

### Val á stærð

1) Framkvæmdu mælingar eftir leiðbeiningum á pakkanum.

2) Ákváðuðu stærð speskunnar (sjá stærðarkort).

### Förgun

Forgaðu vörurni í samræmi við landslög.

# How to use your new Rehband Support – 135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\*different colors, sizes, thicknesses, sides



**Yeni Rehband desteğinizi kullanma rehberi**  
135\* (7790\*), 132\* (7791\*)  
\*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar

## İşlevi

Diz ve dirsekte destekli sıkıştırma ve sıkıcılık sağlar. Bölgede kan dolasımını artırır, basıksız azaltır ve kas koordinasyonunu artırır. Güç antrenmanı ve büyük güçlük kaldırılmak için uygundur. Bu ürün, kişisel oyay ve güçlü konumlandırma için yan esnek bantlarla birlikte teslim edilir.

## Kullanım

- Destekli diz veya dirseğinizin üzerine yerleştirin.
- Destek üzerinde bulunan Rehband logosunun yeri, ekleminizin ortasında aynı noktada olmalıdır.
- Destek, istediginiz ölçüde basınç uygulayana kadar bantları sıkıştırın.
- Önemli Bilgiler**  
1) Bu ürünü lütfen dikkatle ve amacına uygun olarak kullanın. Ürün üzerinde uygunsuz değişimleri yapmayın.  
2) Ürünün kullanımı hokkaidaki sorularınız için lütfen yerel tedarikçinizi arayın.  
3) SBR/neopren içeren ürünlerin, ortalıkta 3-4 saatten fazla kullanmayın.  
4) İsi olaylarına eğiliminiz varsa SBR/neopren içeren ürünlerin kullanımınızı tavsiye ederiz.  
5) Ürünün açık alevlere, közlerle ve diğer ısı kaynaklarına yaklaştırılmayı surdurmeyin.  
6) İşlevini yitirmiş, eskimiş veya hasar görmüş bir ürünü kullanmayı surdurmeyin.

## Yukarıda Taliimatları

- 40 °C (104 °F) sıcaklığından yüksek suda, benzer renklerle yıkın.
- Çamaşır flesi veya ağı kullanın.
- Ürünü islatmak için yararak açın ve havaya kuruması için bırakın.
- Ürünü, ürün bakım etiketinde yer alan bakım talimatlarına uygun şekilde, düzenli olarak temizleyin.
- Tüm cilt cırt bantları kapatın.
- Velko bantları sahip ürünlerde arada sırada kir/toz temizliği yapılımaldır.

## Beden seçimi

- Ambalajda bulunan adımları takip ederek ölçülerini alın.
- Destekin bedenini belirleyin (bkz: beden tablosu).

## İmha

Ürünü, ulusal düzenlemelere uygun olarak imha edin.

## Malzeme

Köpük: SBR/neopren (bkz: teknik etiketi)

Kılıf: poliamid (bkz: teknik etiketi)



**Kako koristiti novi Rehband steznik**  
135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\* različite boje, veličine, debeline, strane

## Funkcija

Pruža podršku, kompresiju i toplotnu koljenju/laktu. Poboljšava cirkulaciju krv, ublažava pritisak i poboljšava koordinaciju mišića na određenom mjestu. Pogodan za trening snage i dizanje teških tegova. Ovaj proizvod dolazi s poli-fleksibilnim trakama za lično podešavanje i snažno pozicioniranje.

## Primjena

- Postavite potporu na rame/koljeno.
- Rehband logotip na potpori bi trebao biti smješten na istom nivou kao i sredina zglobova.
- Stegnite trake dok ne osjetite željeni pritisak od podloge.

## Važne informacije

- Koristite ovaj proizvod pažljivo i samo za njegovu namjenu. Nemojte provati nikakve neodgovarajuće promjene na proizvodu.
- Ako imate pitanja u vezi primjene, obratite se lokalnom dojavljaču.
- Ne nosite proizvode sa SBR/neoprenom na više od 3-4 sata bez prekida.
- Savjetujemo Vam da ne koristite proizvod koji sadrži SBR/neopren u slučaju da ste alergični na topolinu.
- Držite dolje od otvoreneg plamena, žaravice i drugih izvora topline. Izbjegavajte temperature iznad 120 °C/248 °F.
- Nemojte nastaviti koristiti proizvod koji više nije funkcionalan ili koji je istrošen ili oštećen.

## Upute za pranje

- Perite u toploj vodi na 40 °C (104 °F) sa sličnim bojama.
- Koristite vrećicu ili mrežu za veš.
- Rastegnite proizvod dok je mokar i ostavite da se osuši na zraku.
- Čistite uredaj redovno prema uputama za njegu na etiketi proizvoda.
- Pričvrstite svu čičak trake.
- Proizvodi sa čičak zatvaračima zahtijevaju povremeno uklanjanje prijavitne/präśine.

## Odobribi veličine

- Obavite mjerjenja u skladu sa uputama na pakiranju.
- Odredite veličinu potpore (vidi veličinu grafikona).

## Odlaganje

Odložite proizvod u skladu s nacionalnim propisima.

## Materijal

Pjena: SBR/neopren (vidi teknisku naljepnicu)

Poklopac: poliamid (vidi teknisku naljepnicu)



## 효능

무릎/팔꿈치를 지지하고 압박하며 보온하는 기능을 가집니다. 혈액 순환을 증가시키고, 압력을 완화하며, 국부적인 근육 조절 능력을 향상합니다. 근력 강화 및 역기 운동에 적합합니다. 사용자 개인에 맞게 조절하고 확실하게 위치를 고정하기 위한 세미-플렉시블 스트랩이 포함되어 있습니다.

## 사용방법

- 보호대를 무릎/팔꿈치 위에 놓으세요.
- 반드시 보호대에 있는 리밴드 로고를 관절 중앙과 동일한 위치에 놓아야 합니다.
- 보호대가 주는 압력을 적당하다고 느낄 때까지 곤을 조이세요.

## 주의 사항

- 이 제품을 원래 용도로만 신중히 사용하십시오. 제품을 부적절하게 변형해서는 안됩니다.
- 사용에 대한 문의 사항이 있는 경우 지역 판매점 또는 처.
- 합성 고무(SBR)/네오프렌 제품을 3~4시간 이상 연속하여 착용하지 마십시오.
- 열 알레르기 증상이 있는 경우 합성 고무(SBR)/네오프렌이 포함된 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 제품을 화염 또는 불 및 다른 열 공급원으로부터 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오. 120°C / 248°F 이상의 온도는 피하여 주십시오.
- 더 이상 효과가 없거나 마모 또는 손상된 제품은 계속 사용하지 마십시오.

## 세탁 지침

- 비슷한 색상의 세탁물과 함께 40 °C (104 °F)의 따뜻한 물에 세탁하십시오.
- 세탁망 주머니 또는 세탁 그물망을 사용하십시오.
- 젖은 상태에서 제품을 곱게 펴서 자연 건조시키십시오.
- 제품 취급 표지의 지침에 따라 제품을 정기적으로 세탁하십시오.
- 모든 벨크로 클로저를 고정하여 세탁하십시오.
- 벨크로가 있는 제품은 때때로 먼지 및 이물질을 제거하여 주십시오.

## 크기 선택

- 포장에 표시된 지시대로 측정하십시오.
- 보호대 사이즈를 선택하십시오(크기 도표 참조).

## 폐기 처리

국가의 규정에 따라 제품을 폐기하십시오.

## 재질

발포 고무: SBR/네오프렌 (섬유 재질 라벨 참조)

커버: 폴리아미드(섬유 재질 라벨 참조)



## 新しい Rehband サポートの使い方 135\* (7790\*), 132\* (7791\*) の使い方

\*異なる色、サイズ、厚さ、サイド

## 機能

膝/肘を支え、圧縮および加温します。血液の循環をよくし、圧力を緩和し、その部位の筋肉協調性を改善します。強度トレーニングおよび重量上げに適しています。この製品には、個別調節および強力な位置決めに対応する半柔軟ストラップが付属しています。

## 適用

- 膝/肘のサポート部位に配置します。
- サポートの上に表示されているRehbandロゴは、関節の中央と同じレベルに位置していません。
- サポートからの希望の圧力を感じるまでストラップを締めます。

## 重要な情報

- 本製品は慎重に使用し、意図された目的のためにのみ使用してください。製品に不適切な変更を加えないでください。
- 適用に関する質問がある場合は、お近くの販売店または、3~4時間以上継続して、SBR/ネオプレン製の本製品を着用しないでください。
- 熱アレルギーを起こす傾向がある場合は、SBR/ネオプレンを含む製品を使用しないことをお勧めします。
- 直火、残り火、他の熱源から離して保管してください。
- 機能しなくなったり、磨耗したり破損したりした製品を使用しないでください。

## 洗濯表示

- 類似した色のものと共に40°C (104°F) のぬるま湯で洗ってください。
- ランドリーバッグまたはネットを使用してください。
- 濡れた状態で製品を伸ばし、エアードライしてください。
- 製品取り扱い表示ラベルの注意事項に従って、製品を定期的に洗浄してください。
- すべてのベルクロ開閉を固定しないでください。
- Velcro ファスナーが付いた製品は、ときどき汚れ/埃を取り除く必要があります。

## サイズの選択

- パッケージ上に記載されている指示に従って測定してください。
- サポートのサイズを決定してください (サイズ表を参照)。

## 廃棄

国の法律に従って廃棄してください。

## 素材

フォーム: SBR /ネオプレン (繊維ラベルを参照)

カバー: ポリアミド (繊維ラベルを参照)



## 새로운 재활 보호대 사용 방법 135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면

## Fungsi

Memberikan dukungan, tekanan, dan kehangatan pada lutut/siku. Meningkatkan peredaran darah, melegakan tekanan dan meningkatkan koordinasi otot di area tersebut. Cocok untuk latihan kekuatan dan mengangkat beban berat. Produk ini hadir bersama tali pengikat semi-fleksibel untuk penyesuaian pribadi dan pengaturan posisi yang kuat.

## Applikasi

- 1 Pasang alat penyanga pada lutut/siku.
- 2 Logo Rehband pada alat penyanga harus diposisikan sejajar dengan bagian tengah sendi lutut.
- 3 Kencangkan tali pengikat hingga anda merasakan tingkat tekanan yang diinginkan.

## Informasi Penting

- 1 Gunakan produk ini dengan hati-hati dan hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan melakukan perubahan yang tidak tepat apa pun terhadap produk.
- 2 Jika anda memiliki pertanyaan seputar aplikasi, silakan hubungi dealer lokal.
- 3 Jangan menggunakan produk bersama SBR/neoprena secara terus-menerus selama lebih dari 3-4 jam.
- 4 Kami mengurangkannya untuk tidak menggunakan produk yang mengandung SBR/neoprena jika memiliki kecenderungan alergi terhadap panas.
- 5) Jauhkan produk dari kobaran api terbuka, bara dan sumber panas lainnya. Hindari temperatur di atas 120 °C/248 °F.
- 6) Hentikan penggunaan produk yang sudah tidak berfungsi baik, robek atau rusak.

## Petunjuk Pencucian

- 1 Cuci dengan air hangat pada temperatur 40 °C (104 °F) dengan pakaian lain yang memiliki warna serupa.
- 2 Gunakan kantong atau jaring pengaman cuci.
- 3 Rendangkan produk di saat basah dan biarkan mengering.
- 4 Bersihkan produk secara berkala sesuai petunjuk perawatan yang tertera pada label petunjuk perawatan.
- 5) Kencangkan semua tali pengikat velcro.
- 6) Produk dengan pengikat velcro memerlukan pembersihan kotoran/debu berkala.

## Pemilihan ukuran

- 1 Lakukan pengukuran sesuai petunjuk pada kemasan.
- 2 Tentukan ukuran yang diidukung (lihat tabel ukuran).

## Pembuangan

Pembuangan produk sesuai dengan peraturan nasional.

## Material

Busa: SBR/neoprena (lihat label teknis)

Sarung pelindung: poliamida (lihat label teknis)



## 瑞士使用的Rehband支撑带 135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\*瑞士使用的Rehband支撑带  
135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

\*瑞士使用的Rehband支撑带  
135\* (7790\*), 132\* (7791\*)

## 功能

为膝部/肘部提供支撑、压迫和保暖。增加血液循环，缓解压力，改善局部肌肉协调。适合力量锻炼和举重。本产品带有半柔性的固定带，用于个人调整和强力固定。

## 应用

- 1 将支撑置于膝/肘上。
- 2 支撑上的 Rehband 标识应置于关节中间同一水平。
- 3 拉紧带子，直至您从支撑上感受到想要的压力状态。

## 重要信息

- 1) 使用此产品时要小心，仅能用于预期使用目的。不要对产品进行任何不当改变。
- 2) 如果您有关于应用方面的问题，请联系您的当地经销商。
- 3) 不要连续穿戴含有丁苯橡胶/氯丁橡胶的产品超过3-4小时。
- 4) 我们建议您在有热过敏倾向时不要使用含有丁苯橡胶/氯丁橡胶的产品。
- 5) 使产品远离明火、灰烬或其它热源。避开温度高于120°C/248°F处。
- 6) 不要继续使用功能失效、磨损或损坏的产品。

## 洗涤说明

- 1) 40 °C (104°F) 水温洗涤，近色可共洗。
- 2) 使用洗衣袋或网。
- 3) 在湿的状态下拉展产品，使自然干。
- 4) 按照产品使用须知标签上的使用说明定期清洁产品。
- 5) 扣紧所有维可牢尼龙搭扣。
- 6) 带魔术贴的产品需要定期去污/除尘。

## 尺寸选择

- 1) 按照包装上的说明进行测量。
- 2) 确定支撑的尺寸 (见尺寸表)。

## 处理

按照国家规定对产品进行丢弃处理。

## 材料

泡沫：丁苯橡胶/氯丁橡胶（见布标）

覆盖物：聚酰胺（见布标）

## 如何使用新的 Rehband 护具