

# How to use your new Rehband Thigh Support – 114\* (7740\*, 7940\*)

\*different colors, sizes, thicknesses, sides



**EN**

## Function

Gives support, compression and warmth to the thigh. Increases blood circulation, relieves pressure and improves muscle coordination in the area. Provides stabilization and assists in athletic performance and in recovery, both during and after exercise.

## Application

- 1) Place the support on the thigh.
- 2) Tighten the velcro fasteners at the front as required (1143\*, 7740\*).

## Important Information

- 1) Use this product with care and only for its intended purpose. Do not make any improper changes to the product.
- 2) If you have questions regarding application, please contact your local dealer.
- 3) Do not wear products with SBR/neoprene for more than 3-4 hours without interruption.
- 4) We advise you to not use the product that contains SBR/neoprene in case of tendency to heat allergy.
- 5) Keep the product away from open flame, embers and other sources of heat. Avoid temperature above 120°C/248°F.
- 6) Do not continue using a product that is no longer functional, or that is worn or damaged.

## Washing Instructions

- 1) Wash in warm water at 40 °C (104°F) with similar colours.
- 2) Use laundry bag or net.
- 3) Stretch product while wet and allow to air dry.
- 4) Clean the product regularly according to care instructions on the product care label.
- 5) Fasten all velcro closures (1143\*, 7740\*).
- 6) Products with velcro fasteners require occasional dirt/dust removal.

## Size selection

- 1) Do the measurements as instructed on the packaging.
- 2) Determine the size of the support (see size chart).

## Disposal

Dispose the product in accordance with national regulations.

## Material

Foam: SBR/neoprene (see on textile label)

Cover: polyamide and/or polyester (see on textile label)

**RU**

## Как использовать Ваш новый бандаж на бедро Rehband – 114\*(7740\*, 7940\*)

\* различные цвета, размеры, толщина, стороны

## Функция

Обеспечивает поддержку, компрессию и согревание бедра. Увеличивает циркуляцию крови, облегчает напряжение и улучшает региональную мышечную координацию. Обеспечивает стабилизацию и поддержку при выполнении спортивных упражнений, а также при восстановлении, как во время, так и после нагрузки.

## Применение

- 1) Поместите бандаж на область бедра.
- 2) В соответствии с потребностью затяните застежки на липучке на передней стороне (1143\*, 7740\*).

## Важная информация

- 1) Используйте это изделие с осторожностью и в точном соответствии с его предназначением. Не вносить в изделие изменения по своему усмотрению.
- 2) Если у Вас есть вопросы по применению, обязательно свяжитесь с местным продавцом.
- 3) Не носите изделия из SBR/неопрена более, чем 3-4 часа без перерыва.
- 4) Мы не рекомендуем Вам использовать изделия, содержащие SBR/неопрен, если Вы склонны к аллергии на тепло.
- 5) Держите изделие вдали от открытого пламени, тлеющих углей и прочих источников тепла. Избегайте температуры свыше 120°C.
- 6) Прекратите использование изделия, которое утратило свою функциональность, изношено или повреждено.

## Инструкции по стирке

- 1) Стирать в теплой воде при 40 °C с похожими цветами.
- 2) Использовать мешок для стирки или сетчатый мешок.
- 3) Расправить изделие в мокром виде, дать высохнуть на воздухе.
- 4) Регулярно стирать изделие в соответствии с инструкциями по уходу, указанными на этикетке.
- 5) Закрывать все застежки-липучки (1143\*, 7740\*).
- 6) Изделия с липучками требуют периодического удаления грязи / пыли.

## Выбор размера

- 1) Осуществить замеры, как указано на упаковке.
- 2) Определите размер бандажа (см. таблицу размеров).

## Утилизация

Утилизировать изделие в соответствии с местными правовыми актами.

## Материал

Пена: бутадииенстирольный каучук/неопрен (см. текстильную бирку)

Покрывие: полиамид и/или полиэстер (см. текстильную бирку)

**DE**

## So verwenden Sie Ihre neue Rehband Wadenstütze – 114\*(7740\*, 7940\*)

\*verschiedene Farben, Größen, Stärke, Ränder

## Funktion

Gibt dem Oberschenkel Halt, Kompression und Wärme. Erhöht die Durchblutung, entlastet den Druck und verbessert die Muskelkoordination in dem Bereich. Bietet Stabilisierung und Unterstützung bei sportlicher Leistung und Erholung, sowohl beim Training als auch danach.

## Anwendung

- 1) Legen Sie die Stütze auf den Oberschenkel.
- 2) Ziehen Sie die Klettverschlüsse an der Vorderseite so fest wie nötig (1143\*, 7740\*).

## Wichtige Informationen

- 1) Verwenden Sie dieses Produkt nur zu seinem vorgesehenen Zweck. Nehmen Sie keine unangebrachten Veränderungen am Produkt vor.
- 2) Sollten Sie irgendwelche Fragen haben in Bezug auf die Anwendung, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
- 3) Die Nutzungsdauer des SBR/Neopren-Produkts sollte drei bis vier Stunden nicht übersteigen.
- 4) Sind Sie allergisch gegen Hitze, so empfehlen wir Ihnen ein Produkt ohne SBR/Neopren zu verwenden.
- 5) Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer, Glut und anderen Hitzequellen. Vermeiden Sie Temperaturen über 120 °C.
- 6) Verwenden Sie kein Produkt, das nicht mehr funktionsfähig, abgenutzt oder beschädigt ist.

## Waschanleitung

- 1) Waschen Sie bei 40 °C warmem Wasser mit ähnlichen Farben.
- 2) Benutzen Sie einen Waschbeutel oder ein Waschnetz.
- 3) Spannen Sie das Produkt, wenn es nass ist, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- 4) Reinigen Sie das Produkt regelmäßig gemäß Pflegehinweisen auf dem Etikett des Produkts.
- 5) Schließen Sie alle Klettverschlüsse (1143\*, 7740\*).
- 6) Produkte mit Klettverschluss müssen ab und zu von Schmutz und Staub befreit werden.

## Auswahl der Größe

- 1) Messen Sie, wie auf der Packung dargestellt.
- 2) Bestimmen Sie die Größe der Stütze (siehe Maßtabelle).

## Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß nationalen Vorschriften.

## Material

Schaumstoff: SBR/Neopren (siehe Textiletikett)

Bezug: Polyamid und/oder Polyester

**SV**

## Så använder du ditt nya Rehband lärstöd – 114\*(7740\*, 7940\*)

\*olika färger, storlekar, tjocklek, sidor

## Funktion

Ger stöd, kompression och värme till läret. Ökar blodcirkulationen, avlastar tryck och förbättrar muskelkoordination i området. Ger stabilisering och understödjer idrottsprestationer samt restitution både under och efter träning.

## Användning

- 1) Placera stödet på läret.
- 2) Strama åt kardborrelåsen fram som anvisat (1143\*, 7740\*).

## Viktig information

- 1) Använd denna produkt med försiktighet och endast för det avsedda ändamålet. Gör inga felaktiga ändringar av produkten.
- 2) Om du har frågor angående användningen, kontakta din lokala återförsäljare.
- 3) Använd inte SBR-/neoprenprodukter i mer än 3-4 timmar utan avbrott.
- 4) Vi rekommenderar att du som har tendens till värmeallergi inte använder produkter som innehåller SBR/neopren.
- 5) Håll produkten borta från öppen eld, glöd och andra värmekällor. Undvik temperaturer över 120°C/248°F.
- 6) Fortsätt inte att använda en produkt som inte längre fungerar, eller som är slitet eller skadat.

## Tvättråd

- 1) Tvätta i varmt vatten på 40°C (104°F) med liknande färger.
- 2) Använd tvätt- eller nätpåse.
- 3) Sträck produkten medan den är våt och låt lufttorka.
- 4) Rengör produkten regelbundet enligt instruktionerna på tvättrådsetiketten.
- 5) Fäst alla kardborreförslutningar (1143\*, 7740\*).
- 6) Man bör regelbundet rengöra produkter med kardborrestängning för smuts och damm.

## Storleksval

- 1) Gör mätningarna enligt instruktionerna på förpackningen.
- 2) Bestäm storleken på stödet (se storlekskartan).

## Kassering

Kassera produkten i enlighet med nationella bestämmelser.

## Material

Skum: SBR/neopren (se textiletiket)

Täckmaterial: polyamid och/eller polyester (se textiletiket)

**FI**

## Näin käytät uutta Rehband-merkistä reisuukeasi – malli 114\* (7740\*, 7940\*)

\*erilaisia värejä, kokoja, paksuuksia, sivuja

## Käyttötarkoitus

Tukee, kompressoii ja lämmittää reittä. Parantaa verenkiertoa, helpottaa painetta ja parantaa lihasten koordinaatiota alueella. Parantaa verenkiertoa, helpottaa painetta ja parantaa lihasten koordinaatiota. Stabiloii ja auttaa parantamaan urheilusuorituskykyä ja palautumista harjoittelun aikana ja jälkeen.

## Pukeminen

- 1) Pujota tuki reiden ympärille.
- 2) Kiristä edessä olevat tarranauhut asianmukaisella tavalla (1143\*, 7740\*).

## Tärkeä tietää

- 1) Käytä tätä tuotetta huolella ainoastaan sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä tee tuotteeseen sopimattomia muutoksia.
- 2) Jos sinulla on käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä paikalliseen kauppiaseen.
- 3) Älä käytä SBR-kumia tai neopreeniä sisältäviä tuotteita tauotta yli 3-4 tuntia.
- 4) Emme suosittele käyttämään SBR-kumia tai neopreeniä sisältävää tuotetta, jos sinulla on taipumus lämpöallergiaan.
- 5) Pidä tuote pois avotulen, hilloksen ja muiden lämmönlähteiden lähetyviltä. Vältä yli 120°C:n lämpötilaa.
- 6) Älä jatka tuotteen käyttöä, jos se ei ole enää toimintakuntoinen tai se on kulunut tai vioittunut.

## Pesuhjeet

- 1) Pese 40 °C samanväristen kanssa.
- 2) Käytä pesupussia tai -verkkoa.
- 3) Venyttä tuotetta kosteana ja anna sen kuivua.
- 4) Puhdista tuotetta säännöllisesti hoito-ohjeiden mukaisesti.
- 5) Kiinnitä kaikki tarrakiinnitykset (1143\*, 7740\*).
- 6) Tarranauhoilla varustetuista tuotteista tulee poistaa ajoittain epäpuhtaudet/pölyt.

## Koon valinta

- 1) Suorita mittaukset pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- 2) Määritä tuen koko (katso kokotaulukko).

## Hävittäminen

Hävitä tuote paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

## Materiaali

Pehmuste: SBR-kumi/neopreeni (ks. kangasetiketti)

Päälinen: polyamidi ja/tai polyesteri (ks. kangasetiketti)

**NO**

## Slik bruker du din nye Rehband lårstøtte – 114\*(7740\*, 7940\*)

\*ulike farger, størrelser, tykkelser, sider

## Funksjon

Gir låret støtte, kompresjon og varme. Øker blodsirkulasjonen, lindrer press og forbedrer muskelkoordineringen. Gir stabilisering og støtte under atletisk ytelse og restitution, både under og etter øvelsen.

## Bruksanvisning

- 1) Plasser støtten på låret.
- 2) Stram borrelåsene på forsiden etter behov (1143\*, 7740\*).

## Viktig informasjon

- 1) Bruk produktet forsiktig og hensiktsmessig. Ikke modifier produktet på upassende vis.
- 2) Ved spørsmål om bruk av produktet, ta kontakt med din lokale leverandør.
- 3) Aldri ha på deg produkter med SBR/neopren i mer enn 3-4 timer om gangen.
- 4) Vi råder deg til å unngå produkter som inneholder SBR/neopren dersom du lider av varmeallergi.
- 5) Oppbevar produktet unna åpne flammer, glød og andre varmekilder. Unngå temperaturer over 120°C.
- 6) Oppfør all bruk av produkt som ikke lenger er funksjonell eller som er slitt eller skadet.

## Vaskeinstrukser

- 1) Vask i varmt vann (40 °C) med like farger.
- 2) Bruk et vaskenett.
- 3) Strekk ut produktet mens det er vått før du henger det til tork (kontra tørkemaskin).
- 4) Rengjør produktet jevnlig og i samsvar med instruksene du finner på produktetiketten.
- 5) Spenn fast alle borrelås (1143\*, 7740\*).
- 6) Produkter med borrelås krever sporadisk smuss / støvfjerning.

## Størrelse

- 1) Ta mål slik som beskrevet på emballasjen.
- 2) Avgjør riktig størrelse for støtte (se størrelseskart).

## Avhending

Kasser produktet i samsvar med nasjonale forskrifter.

## Materiale

Skum: SBR/neopren (se textiletiket)

Trekk: polyamid og/eller polyester (se textiletiket)

**DA**

## Sådan bruger du dit nye Rehband lårbind – 114\*(7740\*, 7940\*)

\*forskellige farver, størrelser, tykkelser, sider

## Funktion

Giver støtte, kompression og varme til låret. Øger blodcirkulationen, aflaster tryk og forbedrer muskelkoordination i området. Giver stabilisering og understøtter idrætspræstationer samt med restitution både under og efter træning.

## Anvendelse

- 1) Placer bindet på låret.
- 2) Stram velcrolukkerne foran som anvist (1143\*, 7740\*).

## Vigtige oplysninger

- 1) Brug dette produkt med forsigtighed og kun til dets beregnede formål. Foretag ikke nogen uretmæssige ændringer i produktet.
  - 2) Hvis du har spørgsmål om anvendelsen, bedes du kontakte din lokale forhandler.
  - 3) Undlad at bruge produkter med SBR/neopren i mere end 3-4 timer i træk.
  - 4) Vi anbefaler, at du ikke bruger produktet, som indeholder SBR/neopren i forbindelse med tendens til varmeallergi.
  - 5) Hold produktet væk fra åben ild, gløder og andre varmekilder. Undgå temperaturer over 120 °C/248 °F.
  - 6) Undlad fortsat brug af et produkt, som ikke længere virker, eller er slidt eller beskadiget.
- ### Vaskeanvisninger
- 1) Vask i varmt vand ved 40 °C (104 °F) med andet af lignende farver.
  - 2) Brug en vaskepose eller -net.
  - 3) Stræk produktet, mens det er vådt, og lad det lufttørre.
  - 4) Rengør produktet regelmæssigt i følge pasningsvejledninger på produktets behandlingsmærkat.
  - 5) Luk alle velcro-lukninger (1143\*, 7740\*).
  - 6) Man bør med jævne mellemrum rengøre produkter med velcrolukning for smuds og støv.

## Valg af størrelse

- 1) Udfør målingerne, som anført på emballagen.
- 2) Bestem størrelsen af støtten (se størrelsesskemaet).

## Bortskaffelse

Bortskaf produktet i overensstemmelse med nationale regulativer.

## Materiale

Skum: SBR/neopren (se textiletiket)

Dækmateriale: polyamid og/eller polyester (se textiletiket)

**NL**

## Hoe gebruik je je nieuwe Rehband dijsteun – 114\*(7740\*, 7940\*)

\*verschillende kleuren, maten, dikte, zijden

## Functie

Geeft steun, druk en warmte aan de dij. Bevordert de bloedsomloop, verlicht pressie en verbetert de spiercoördinatie in het gebied. Zorgt voor stabilisatie en helpt bij de atletische prestaties en bij het herstel, zowel tijdens als na de oefening.

## Aanbrengen

- 1) Plaats de steun op de dij.
- 2) Trek de klittenbandjes aan de voorkant zo nodig strakker (1143\*, 7740\*).

## Belangrijke Informatie

- 1) Gebruik dit product met zorg en enkel voor het beoogde gebruik. Breng geen onjuiste wijzigingen aan het product aan.
- 2) Contacteer uw lokale verdeler wanneer u vragen heeft over het aanbrengen ervan.
- 3) Draag geen producten met SBR/neopreen gedurende meer dan 3-4 uren zonder onderbreking.
- 4) We raden u aan het product dat SBR/neopreen bevat niet te dragen, bij aanleg voor hitte-allergie.
- 5) Hou het product weg van open vlammen, stukjes gloeiend hout en andere hittebronnen. Vermijd temperaturen boven 120°C/248°F.
- 6) Blijf geen product gebruiken dat niet langer functioneel is, of versleten of beschadigd is.

## Wasinstructies

- 1) Wasen in warm water op 40°C (104°F) met gelijkaardige kleuren.
- 2) Gebruik waszak of net.
- 3) Rek het product uit terwijl het nat is en laat het drogen.
- 4) Reinig het product regelmatig volgens de verzorgingsinstructies, vermeld op het verzorgingsetiket van het product.
- 5) Sluit alle velcrosluitingen (1143\*, 7740\*).
- 6) Producten met klittenband dienen regelmatig van vuil/stof te worden ontdaan.

## Selectie maat

- 1) Voer de metingen uit, zoals geïnstrueerd op de verpakking.
- 2) Bepaal de maat van de steun (zie maatgrafiek).

## Wegwerken

Werk het product weg volgens de nationale reglementeringen.

## Materiaal

Schuim: SBR/neopreen (zie textiellabel)

Bekleding: polyamide en/of polyester (zie textiellabel)

**FR**

## Comment utiliser votre nouveau cuissard de maintien Rehband – 114\*(7740\*, 7940\*)

\* choix de couleurs, tailles, épaisseurs, côté

## Fonction

Offre maintien, compression et chaleur à la cuisse. Augmente la circulation sanguine, soulage la pression et améliore la coordination musculaire dans la région concernée. Stabilise et aide à la performance sportive et à la récupération, pendant et après les exercices.

## Application

- 1) Placez le maintien sur la cuisse.
- 2) Serrez les attaches velcro à l'avant, au besoin (1143\*, 7740\*).

## Informations importantes

- 1) Utilisez ce produit avec précaution et uniquement pour l'usage prévu. N'apportez aucune modification induite au produit.
- 2) Si vous avez des questions concernant l'utilisation, veuillez consulter votre revendeur local.
- 3) Ne portez pas de produits en SBR/néoprène plus de 3 à 4 heures sans interruption.
- 4) Nous vous conseillons de ne pas utiliser de produits contenant du SBR/néoprène si vous avez tendance à être allergique à la chaleur.
- 5) Gardez le produit à l'écart des flammes nues, braises et autres sources de chaleur. Évitez des températures supérieures à 120 °C.
- 6) N'utilisez plus un produit qui ne fonctionne plus, ou qui est usé ou endommagé.

## Instructions de lavage

- 1) Lavez à l'eau chaude à 40 °C avec des couleurs similaires.
- 2) Utilisez un sac à linge ou un filet.
- 3) Étirez le produit pendant qu'il est mouillé et laissez-le sécher à l'air.
- 4) Nettoyez régulièrement le produit conformément aux consignes de son étiquette d'entretien.
- 5) Fixez toutes les attaches velcro (1143\*, 7740\*).
- 6) Les produits avec des attaches en Velcro nécessitent un enlèvement occasionnel de la saleté/poussière.

## Choix de la taille

- 1) Effectuez les mesures indiquées sur l'emballage.
- 2) Déterminez la taille du support (consultez la grille des tailles).

## Élimination

Éliminez le produit conformément aux réglementations nationales.

## Matériaux

Mousse: SBR/néoprène (voir étiquette textile)

Revêtement : polyamide et/ou polyester (voir étiquette textile)



## Rehband Limited

Villa Elias • 8740 Lasa/Pafos • Cyprus

info@rehband.com • www.rehband.com



# How to use your new Rehband Thigh Support – 114\* (7740\*, 7940\*)

\*different colors, sizes, thicknesses, sides

<b>IT</b>	<b>Come usare il vostro nuovo supporto Rehband per la coscia – 114* (7740*, 7940*)</b>
-----------	--

<sup>\*</sup>diversi colori, misure, spessori, laterali

#### Funzione

Fornire supporto, compressione e calore alla coscia. Favorire la circolazione sanguigna, dare sollievo alla tensione e migliorare la coordinazione muscolare della zona. Stabilizzare e assistere durante la performance atletica e nel recupero, sia durante che dopo la fatica.

#### Applicazione

1) Posizionare il supporto sulla coscia.
2) Allacciare le strisce in velcro sulla parte anteriore, secondo necessità (1143\*, 7740\*).

#### Informazioni importanti

1) Utilizzare il prodotto con cura, ed esclusivamente per gli scopi previsti. Non apportare modifiche improprie al prodotto.
2) In caso di domande relative all'applicazione del prodotto, consultate il vostro rivenditore locale.
3) Non indossare prodotti con SBR/neoprene per più di 3-4 ore consecutive.
4) Consigliamo di non utilizzare un prodotto contenente SBR/neoprene in caso di tendenza all'allergia al calore.
5) Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, braci ardenti e altre fonti di calore. Evitare temperature superiori ai 120°C/248°F.
6) Non continuare a utilizzare un prodotto che non è più funzionale, o che è usurato o danneggiato.

#### Istruzioni per il lavaggio

1) Lavare in acqua calda a 40°C (104°F) insieme a indumenti con colori simili.
2) Utilizzare la rete o la borsa per il bucato.
3) Tendere il prodotto mentre è ancora bagnato e lasciarlo asciugare.
4) Pulire il prodotto regolarmente, secondo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.
5) Fissare tutte le chiusure in velcro (1143\*, 7740\*).
6) I prodotti con lacci in velcro richiedono, occasionalmente, l'eliminazione della sporcizia o della polvere.

#### Scelta della taglia

1) Prendere le misure come indicato sulla confezione.
2) Determinare la taglia del supporto (vedere la tabella taglie).

#### Smaltimento

Smaltire il prodotto secondo le normative nazionali.

#### Materiale

Schiuma: SBR/neoprene (vedere l'etichetta in tessuto)

Copertura: poliammide e/o poliestere (vedere l'etichetta in tessuto)

<b>EL</b>	<b>Πως να χρησιμοποιήσετε το νέο υποστηρίγμα μηρού Rehband – 114* (7740*, 7940*)</b>
-----------	--

<sup>\*</sup>Διάφορα χρώματα, μεγέθη, πάχη, διάφορες πλευρές

<b>LE</b>	<b>Λειτουργία</b>
-----------	-------------------

Παρέχει στήριξη, συμπίεση και ζεστασία στο μηρό. Αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος, ανακουφίζει την πίεση και βελτιώνει το συντονισμό των μυών στην περιοχή, σταθεροποίηση και βοήθά στην αθλητική απόδοση και στην αποθεραπεία, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την άσκηση.

#### Εφαρμογή

1) Τοποθετήστε το υποστηρίγμα στον μηρό.
2) Σφιξίτε τους συνδέσμους Velcro στο μπροστινό μέρος όπως απαιτείται (1143\*, 7740\*).

#### Σημαντικές Πληροφορίες

1) Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν με προσοχή κ μόνο για τον αρχικό του σκοπό. Μην κάνετε οποιαδήποτε ακατάλληλη τροποποίηση στο προϊόν.
2) Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας πωλητή.
3) Μην φοράτε προϊόντα με SBR/νεοπρένιο για περισσότερο από 3-4 ώρες χωρίς διακοπή.
4) Σας συμβουλεύουμε να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν που περιέχει SBR/νεοπρένιο στην περίπτωση που έχετε τάση προς αλλεργία στην θερμότητα.
5) Διατηρήστε το προϊόν μακριά από ελεύθερη φλόγα, κάρβουνα και άλλες πηγές θερμότητας. Αποφύγετε θερμοκρασίες άνω των 120°C/248°F.
6) Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε ένα προϊόν εάν δεν είναι λειτουργικό ή είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο.

#### Οδηγίες Πλυσίματος

1) Πλύνετε με ζεστό νερό στους 40 °C (104°F) με παρόμοια χρώματα.
2) Να χρησιμοποιείτε ειδικό προστατευτικό σάκο ή δίχτυ πλυσίματος.
3) Τεντώστε το προϊόν όσο είναι υγρό και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα.
4) Να καθαρίζετε το προϊόν τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας της ετικέτας φροντίδας του προϊόντος.
5) Κλείστε όλες τις ενώσεις τύπου Velcro (σκρατς). (1143\*, 7740\*)
6) Τα προϊόντα με συνδετήρες Velcro απαιτούν περιστασιακό καθαρισμό ακαθαρσιών/σκόνης.

#### Επιλογή Μεγέθους

1) Κάντε τις μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην συσκευασία.
2) Προσδιορίστε το μέγεθος του υποστηρικτικού (βλέπε διάγραμμα μεγεθών).

#### Απορρίψη

Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

#### Υλικό

Αφρός: SBR/νεοπρένιο (ανατρέξτε στην υφασμάτινη ετικέτα)
Κάλυμμα: πολυαμίδιο και/ή πολυεστέρας (ανατρέξτε στην υφασμάτινη ετικέτα)

<b>ES</b>	<b>Cómo utilizar su nuevo soporte de muslo Rehband – 114*(7740*, 7940*)</b>
-----------	---

<sup>\*</sup>diferentes colores, tamaños, espesores, caras

#### Función

Proporciona soporte, compresión y calor al muslo. Aumenta la circulación sanguínea, alivia la presión y mejora la coordinación muscular en el área. Estabiliza y ayuda al rendimiento deportivo y la recuperación, tanto durante como después del ejercicio.

#### Aplicación

1) Ponga el soporte en el muslo.
2) Fije las correas velcro en la parte delantera, según sea necesario (1143\*, 7740\*).

#### Información Importante

1) La protección debe ser empleada con cuidado y exclusivamente para su finalidad original que no debe ser alterada o modificada.
2) Para cualquier consulta respecto a su modo de empleo, le rogamos que contacte con su distribuidor local.
3) El empleo de productos de caucho SBR/neopreno no debe exceder las 3-4 horas ininterrumpidas.
4) Si es usted alérgico/a al calor, le desaconsejamos el empleo de productos que contengan caucho SBR/neopreno.
5) Este producto no es ignífugo. Manténgalo a distancia de llamas expuestas, ascuas u otras fuentes de calor y de temperaturas superiores a los 120°C/248°F.
6) No continúe usando la protección cuando deje de ser funcional, esté desgastada o dañada.

#### Instrucciones de lavado

1) Lave la protección a 40 °C (104°F) junto a tejidos de similar color.
2) Es aconsejable lavarla dentro de una bolsa de lavado.
3) Estire la protección mientras esté húmeda y déjela secar al aire.
4) Lave la protección regularmente siguiendo las indicaciones que aparecen en la etiqueta de cuidado del producto.
5) Ajuste los cierres de velcro (1143\*, 7740\*).
6) Los productos con cierres velcro requieren la eliminación ocasional de suciedad/polvero.

#### Selección de la talla

1) Realice las mediciones según lo indicado en el embalaje.
2) Compruebe la talla de la protección (consulte la tabla de tallas).

#### Eliminación

Deseye el producto de conformidad con la legislación nacional.

#### Composición

Espuma: SBR/neopreno (ver etiqueta)

Cubierta: poliamida y/o poliéster (ver etiqueta)

<b>HU</b>	<b>Hogyan használja új Rehband combvédőjét –114*(7740*, 7940*)</b>
-----------	--

<sup>\*</sup>különböző színek, méretek, vastagságok, oldalak

#### Funció

Támasztást, kompressziót biztosít, illetve melegen tartja a combot. Javítja a vérkeringést, csökkenti a nyomást és javítja az izmok együttműködését az adott területen. Stabilizál és segítséget nyújt az atlétikai teljesítmény, illetve a felépülés során, a gyakorlatok alatt és után egyaránt.

#### Alkalmazás

1) Húzza fel a combvédőt a combra.
2) Elől szükség szerint szorítsa meg a tépőzárat (1143\*, 7740\*).

#### Fontos információ

1) Csak a rendeltetési céljának megfelelően, gondosan szabad használni. Ne módosítsa a terméket.
2) Ha a használatlalt kapcsolatos kérdése merül fel, forduljon a helyi forgalmazóhoz.
3) Megszakítás nélkül ne viseljen SBR/neoprén anyagból készült terméket 3-4 óránál hosszabb ideig.
4) Azt javasoljuk, hogy hőallergiára való hajlam esetén ne használjon SBR/neoprén tartalmú terméket.
5) Tartsa távol a terméket nyílt lángtól, parázstól és más hőforrástól. Ne tegye ki 120°C/248°F-nál magasabb hőmérsékletnek.
6) Ne folytassa a termék használatát, ha az már nem tölti be rendeltetésének célját, elkopott vagy sérült.

#### Mosatóutmutató

1) Mossa meleg, 40 °C-os (104°F) vízben hasonló színű ruhaneművel.
2) Használjon mosószákat vagy mosóhálóat.
3) Tértse ki a még nedves terméket és hagyja megszáradni.
4) Tisztítsa rendszeresen, a termék címkéjén található kezelési útmutató betartásával.
5) Illeszen össze minden tépőzárat (1143\*, 7740\*).
6) A tépőzáras rögzítőkkal ellátott termékek esetében időnként szükség van a szennyeződéés/por eltávolítására.

#### Méretválasztás

1) Végezze el a mérést a csomagoláson található utasítások szerint.
2) Határozza meg az Ön számára mefelelő méretet (méretátláblzat).

#### Hulladékkezelés

Ártalmatlanítsa a terméket a nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

#### Anyag

Hab: SBR/neoprén (lásd a textílcímkét)

Huzat: poliamid és/vagy poliészter (lásd a textílcímkét)

<b>ET</b>	<b>Kuidas kasutada oma uut Rehbandi reietuge – 114*(7740*, 7940*)</b>
-----------	---

<sup>\*</sup> erinevad värvid, suurused, pakused, küljed

#### Otstarve

Pakub reiele toetust, kompressiooni ja sooja. Parandab piirkonnas vereringet, leevendab survet ja parandab lihaste koordinaatsiooni. Stabiliseerib ja abistab sportlikes sooritustes ja taastumisel, nii treeningu ajal kui pärast seda.

#### Paigaldamine

1) Paigutage tugi reiele.
2) Kinnitage takjakinnitused eesosal nagu soovitud (1143\*, 7740\*).

#### Oluline info

1) Kasuta toodet ettevaatlikult ja ainult selleks ettenähtud eesmärgil. Ära muuda toodet selleks mitte ettenähtud meol.
2) Kui sul on küsimusi paigaldamise kohta, võta palun ühendust toote kohaliku esindaja.
3) Ära kanna SBR/neopreenist tooteid üle 3–4 tunni järejest.
4) Soovitame mitte kasutada SBR/neopreeni sisaldavat toodet juhul, kui oled allergiline kuumusele.
5) Hoida toodet lahtise leegi, söekuumuse ja teiste kuumusallikatega kokkupuute eest. Välti temperatuure üle 120 °C/248 °F.
6) Ära kasuta toodet juhul, kui see on kaotanud oma funktsionaalsuse, on kulunud või kahjustatud.

#### Pesemise juhised

1) Pese soojas vees 40 °C (104 °F) juures koos sama värvi esemetega.
2) Kasuta pesukotti või -võrku.
3) Venita toode niiskena sirgeks ja aseta kuivama.
4) Puhasta toodet regulaarselt vastavalt hooldusjuhisele või etiketile.
5) Sulge kõik takjakinnitused (1143\*, 7740\*).
6) Takjakinnitusta toodetelt tuleb aeg-ajalt mustus/tolm eemaldada.

#### Suuruse valik

1) Teosta kõik mõõtmised pakendil olevate juhiste kohaselt.
2) Määra toe suurus (vaata suuruste tabelit).

#### Kasutuseel kõrvaldamine

Toote äraviskamisel lähtu riiklikest regulatsioonidest.

#### Materjal

Vahtplast: SBR/neopreen (vt riidesilti)

Kate: polüamiid ja/või polüester (vt riidesilti)

<b>LV</b>	<b>Kā lietot jūsu jauno Rehband augšstilba ortozi – 114*(7740*, 7940*)</b>
-----------	--

<sup>\*</sup> dažādas krāsas, izmēri, biezums, malas

#### Funkcija

Nodrošina atbalstu, kompresiju un siltumu augšstilbam. Uzlabo asinsriti, atvieglo spiedienu un uzlabo apkārtējo muskuļu koordināciju. Stabilizē, uzlabo sportisko sniegumu un veicina atgūšanās procesu gan aktivitāšu laikā, gan pēc tām.

#### Lietošana

1) Uzvietojiet ortozi uz augšstilba.
2) Pēc vajadzības priekšpusē stingrāk savelciet līplentes (1143\*, 7740\*).

#### Svariġa informācija

1) Izmantojiet šo precī uzmanīgi un tikai paredzētajam nolūkam. Neveiciet precei nekādas neatļautas izmaiņas.
2) Ja jums ir kādi jautājumi par preces lietošanu, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
3) Nevalkājiet SBR/neoprēna preces ilgāk par 3-4 stundām bez pārtraukuma.
4) Mēs iesakām neizmantot SBR/neoprēna precī gadījumā, ja jums ir alerģiska reakcija pret siltumu.
5) Nepakļaujiet precī atklātai liesmai, ogleņm un citiem karstuma avotiem. Izvairieties no temperatūrām, kas ir augstākas par 120°C/248°F.
6) Neturpiniet izmantot precī, kas vairs nav funkcionāla, ir novalkāta vai bojāta.

#### Mazgāšanas norādījumi

1) Mazgājiet 40 °C (104°F) temperatūrā kopā ar līdzīgas krāsas apģērbu.
2) Izmantojiet tiklveida veļas maisiņu vai tīkluņu.
3) Slapju precī nostiepiet un ļaujiet tai izžūt.
4) Regulāri rīriet precī, ievērojot preces etiķetē sniegtos kopšanas norādījumus.
5) Aiztaisiet visas Velcro aizdares (1143\*, 7740\*).
6) Produktiem ar līpslēdzēju nepieciešams periodiski notīrīt netiriumo/putekļus.

#### Izmēra noteikšana

1) Veiciet iepakojumā norādītos mērījumus.
2) Nosakiet balsta izmēru (skatiet izmēru tabulu).

#### Likvidēšana

Atbrīvojieties no preces saskaņā ar valsts likumiem.

#### Materiāls

Putas: SBR/neoprēns (skatīt auduma etiķeti)

Pārklājums: poliamīds un/vai poliesteris (skatīt auduma etiķeti)

<b>LT</b>	<b>Kaip naudoti naująją „Rehband“ šlaunies rankovę – 114*(7740*, 7940*)</b>
-----------	---

<sup>\*</sup>vairios spalvos, dydžiai, storiai, pusės

#### Funkcija

Prilauko, prispaudžia ir šildo šlaunį. Gerina kraujotaką, mažina spaudimą bei pagerina raumenų koordinaciją vietoje, kurioje maunama rankovė. Stabilizuoja, padeda siekiant sporto rezultatų bei per reabilitaciją, tiek sportuojant / mankštinantis, tiek po to.

#### Naudojimas

1) Užmaukite rankovę ant šlaunies.
2) Kaip reikia, priveržkite priekyje esančius lipukus (1143\*, 7740\*).

#### Svarbi informacija

1) Šį gaminį naudokite atsargiai ir tik pagal paskirtį. Nekeiskite gaminio konstrukcijos.
2) Jei kiltų klausimų dėl gaminio naudojimo, kreipkitės į savo platintojų.
3) Nenešikite gaminio, kurio sudėtyje yra SBR ar neopreno, be pertraukos ilgiau nei 3–4 val.
4) Nerekomenduojame nešioti gaminio su SBR ar neoprenu, jei esate alergiška(s) šilumai.
5) Saugokite gaminį nuo atviros liepsnos, žiežirbų ar kitų šilumos šaltinių. Venkite aukštesnės nei 120 °C (248 °F) temperatūros.
6) Nenaudokite gaminio, jei jis nebeatlieka savo funkcijos, susidėvėjo ar yra pažeistas.

#### Skalbimo nurodymai

1) Skalbkite šiltame 40 °C (104 °F) vandenyje su panašios spalvos drabužiais.
2) Skalbkite skalbinių maišelyje ar tinklelyje.
3) Ištempkite dar drėgną išskalbtą gaminį ir leiskite jam išdžiūti.
4) Reguliariai valykite gaminį laikydamiis priežiūros instrukcijų, kurios nurodytos ant jo etiketės.
5) Užsekite visas lipukus (1143\*, 7740\*).
6) Nuo gaminįų su kibiomis tvirtinimo juostelėmis reikia reguliariai pašalinti purvą / dulkes.

#### Dydžio pasirinkimas

1) Nustatykite dydį pagal ant pakuotės esančius nurodymus.
2) Nustatykite reikiamą įtvaro dydį (žr. dydžių lentelę).

#### Utilizavimas

Gaminį utilizuokite laikydamiis šalyje galiojančių reikalavimų.

#### Sudėtis

Porolonas: SBR / neoprenas (žr. tekstilės etiketę)

Danga: poliamidas ir (arba) polisteris (žr. tekstilės etiketę)

<b>PL</b>	<b>Jak stosować nową opaskę udową Rehband – 114*(7740*, 7940*)</b>
-----------	--

<sup>\*</sup>różne kolory, rozmiary, grubości, cechy

#### Zadanie

Zapewnia podparcie, ucisk i ciepło okolicy udowej. Usprawnia krążenie, odciąża i poprawia koordynację mięśni w zadanej okolicy. Łagodzi dolegliwości bólowe i stabilizuje okolicę stawu. Stabilizuje oraz wspomaga podczas aktywności fizycznej i rekonwalescencji, zarówno podczas jak i po sesji ćwiczeń.

#### Zakładanie

1) Naciągnij ortezę na wysokość uda.
2) Zapnij taśmy przylepne z przodu i reguluj w miarę potrzeby (1143\*, 7740\*).

#### Ważne informacje

1) Należy ostrożnie stosować niniejszy produkt i tylko w zamierzonym do tego celu. Nie należy wprowadzać żadnych niewłaściwych zmian w produkcji.
2) W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji produktu, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
3) Nie zaleca się stosowania produktu zawierającego SBR/neopren bez przerwy przez więcej niż 3-4 godziny.
4) Nie zaleca się używania produktu zawierającego SBR/neopren w przypadku tendencji do alergii termicznej.
5) Produkt nie powinien mieć kontaktu z ogniem, żarem i innymi źródłami ciepła. Należy unikać temperatury powyżej 120°C/248°F.
6) Nie należy kontynuować używania produktu, który nie funkcjonuje prawidłowo, jest zużyty lub uszkodzony.

#### Czyszczenie

1) Prac z podobnymi kolorami w ciepłej wodzie o temp. 40 °C (104°F).
2) Użyć wrek lub siatkę do prania.
3) Rozłożyć mokry produkt i pozostaw do wyschnięcia.
4) Produkt należy zczyścić regularnie zgodnie z instrukcją znajdujca się na metce produktu.
5) Zamknąć wszystkie rzepy (1143\*, 7740\*).
6) Nie należy kontynuować używania produktu, który nie funkcjonuje prawidłowo, jest zużyty lub uszkodzony.

#### Wybór rozmiaru

1) Dokonać pomiaru według instrukcji znajdującej się na opakowaniu.
2) Określić rozmiar (patrz – tabela rozmiarów).

#### Wyrzucanie produktu

Produkt należy usunąć zgodnie z krajowymi przepisami.

#### Materiał

Pianka: SBR/neopren (patrz metka)

Pokrycie: poliamid i / lub poliester (patrz metka)

<b>HR</b>	<b>Kako se upotrebljava vaš novi steznik za bedra marke Rehband – 114*(7740*, 7940*)</b>
-----------	--

<sup>\*</sup>različite boje, veličine, debljine, strane

<b>SK</b>	<b>Ľahká podpora pre členok Rehband – 114*(7740*, 7940*)</b>
-----------	--

**Funkcija**
Osigurava potporu, kompresiju i toplinu u predjelu bedra. Pospješuje cirkulaciju krvi, ublažava pritisak i poboljšava mišićnu koordinaciju u ovim predjelima. Stabilizaciju te pomaže kod bavljenja sportom i oporavka, tijekom i nakon sportske aktivnosti.

#### Primjena

1) Stavite steznik na bedro.
2) Po potrebi, pritegnite sprijeda kopče na čičak (1143\*, 7740\*).
**Važne informacije**
1) Koristite ovaj proizvod pazorno i samo za njegovu namjenu. Nemojte praviti nikakve neodgovarajuće promjene na proizvodu.
2) Ako imate pitanja u svezi s primjenom, obratite se lokalnom dobavljaču.
3) Ne nosite proizvode sa SBR/neoprenom na više od 3-4 sata bez prekida.
4) Savjetujemo Vam da ne koristite proizvod koji sadrži SBR/neopren u slučaju da ste alergični na toplinu.
5) Držite dalje od otvorenog plamena, žeravice i drugih izvora topline. Izbjegavajte temperature iznad 120 ° C / 248 ° F.
6) Nemojte nastaviti koristiti proizvod koji više nije funkcionalan ili koji je istrošen ili oštećen.

#### Upute za pranje

1) Perite u toploj vodi na 40 ° C (104 ° F) sa sličnim bojama.
2) Koristite vrećicu ili mrežu za veš.
3) Rastegnite proizvod dok je mokar i ostavite da se osuši na zraku.
4) Čistite uređaj redovito prema uputama za njegu na etiketi proizvoda.
5) Pričvrstite sve čičak trake (1143\*, 7740\*).
6) Proizvode s čičkom povremeno treba očistiti od prašine.

#### Odabir veličine

1) Obavite mjerenja sukladno s uputama na pakiranju.
2) Odredite veličinu potpore (vidi veličinu grafikona).

#### Odlaganje

Odložite proizvod sukladno s nacionalnim propisima.

#### Materijal

Pjena: SBR/neopren (pogledajte etiketu od tkanine)

Pokrov: poliamid i/ili poliester (pogledajte etiketu od tkanine)



**Rehband Limited**  
Villa Elias • 8740 Lasa/Pafos • Cyprus  
info@rehband.com • www.rehband.com

**REH BAND**

## How to use your new Rehband Thigh Support – 114\* (7740\*, 7940\*)

\*different colors, sizes, thicknesses, sides

<b>(PT)</b>	<b>Como utilizar o novo apoio para a coxa Rehband – 114*(7740*, 7940*)</b>
-------------	--

<sup>\*</sup>diferentes cores, tamanhos, espessuras, lados

##### Função

Proporciona apoio, compressão e calor à zona da coxa. Aumenta a circulação sanguínea, alivia a pressão e melhora a coordenação muscular na zona. Estabilização e apoio no desempenho atlético e na recuperação, quer durante ou depois do exercício.

##### Aplicação

1) Coloque a faixa de apoio na coxa.
2) Aperte os fechos de Velcro na frente conforme necessário (1143\*, 7740\*).

##### Informações importantes

1) Utilize cuidadosamente este produto e apenas para o seu fim pretendido. Não faça modificações indevidas ao produto.
2) Se tem dúvidas quanto à aplicação, contacte o seu revendedor local.
3) Não utilize produtos contendo SBR/neopreno por mais de 3-4 horas seguidas.
4) Aconselhamo-lo a não utilizar produtos que contenham SBR/ neopreno em caso de tendência para alergia ao calor.
5) Mantenha o produto afastado de chamas, brasas ou outras fontes de calor. Evite temperaturas acima dos 120°C/ 248°F.
6) Não continue a utilizar um produto que já não esteja funcional, ou que esteja desgastado ou danificado.

##### Instruções de lavagem

1) Lave com água quente a 40 °C (104°F) juntamente com cores semelhantes.
2) Utilize um saco ou rede de lavagem de roupas delicadas.
3) Estique o produto enquanto estiver molhado e deixe secar ao ar livre.
4) Limpe regularmente o produto de acordo com as instruções na etiqueta de conservação do produto.
5) Feche todos os fechos de velcro (1143\*, 7740\*).
6) Produtos com fechos de velcro exigem a remoção ocasional de sujidade/poeira.

##### Seleção de tamanhos

1) Faça as medições conforme as indicações da embalagem.
2) Determine o tamanho do suporte (consultar tabela de tamanhos).

##### Eliminação

Descarte o produto de acordo com os regulamentos nacionais.

##### Material

Espuma: SBR/neopreno (Consulte etiqueta têxtil)
Cobertura: poliamida e/ou poliéster (Consulte etiqueta têxtil)

<b>(CS)</b>	<b>Jak používat novou podpěru stehna Rehband – 114*(7740*, 7940*)</b>
-------------	---

<sup>\*</sup> různé barvy, velikosti, tloušťky, roky

##### Funcke

Zajišťuje podporu, kompresi a teplo pro stehno. Zvyšuje cirkulaci krve, uvolňuje tlak a zlepšuje koordinaci svalů v dané oblasti. Poskytuje stabilizaci, napomáhá sportovnímu výkonu a přispívá k zotavení, a to jak během cvičení, tak i po něm.

##### Použití

1) Umístěte podpěru na stehno.
2) Vpředu podle potřeby utáhněte popruhy se suchými zipy. (1143\*, 7740\*).

##### Důležité informace

1) Tento výrobek používejte s opatrností a pouze k jeho stanovenému účelu. Na výrobku neprovádějte žádné nevhodné změny.
2) Pokud máte dotazy týkající se použití, obraťte se prosím na svého místního prodejce.
3) Výrobky s SBR/neoprénem nenoste bez přerušení déle než 3-4 hodiny.
4) Doporučujeme, abyste nepoužívali výrobek s obsahem SBR/ neoprénu, pokud máte sklony k alergii na teplo.
5) Výrobek uchovávejte z dosahu otevřeného ohně, uhlíků a jiných zdrojů tepla. Vyvarujte se teplotám nad 120 °C.
6) Pokud již vyroben není funkční, je opotřebovaný nebo poškozený, přestaňte jej používat.

##### Pokyny pro čištění

1) Perte v teplé vodě při teplotě 40 °C s oblečením podobných barev.
2) Používejte sítku nebo sáček na praní jemného prádla.
3) Ještě mokrý výrobek natáhněte a nechte uschnout na vzduchu.
4) Výrobek pravidelně čistěte podle pokynů k ošetřování výrobku na štítku.
5) Zapněte všechny suché zipsy (1143\*, 7740\*).
6) Výrobky se suchými zipy vyžadují občasné odstranění nečistot/ prachu.

##### Výběr velikosti

1) Proveďte měření podle pokynů na obale.
2) Určete velikost bandáže (viz tabulka velikostí).

##### Likvidace

Výrobek zlikvidujte v souladu s národními právními předpisy.

##### Material

Pěna: SBR/neopren (viz textilní štítek)
Kryt: polyamid a/nebo polyester (viz textilní štítek)

<b>(RO)</b>	<b>Cum să utilizați noul suport Rehband pentru coapsă – 114*(7740*, 7940*)</b>
-------------	--

<sup>\*</sup>culori, dimensiuni, grosimi și laturi diferite

##### Beneficiu

Oferă suport, compresie și căldură la nivelul coapsei. Crește circulația sângelui, ameliorează presiunea și îmbunătățește coordonarea musculară în zonă. Stabilizare și ajutor la obținerea de performanțe atletice și la recuperare, atât pe durata cât și după efectuarea exercițiilor.

##### Cum se utilizează

1) Puneți suportul pe coapsă.
2) Strângeți închizătoarele velcro din față, după cum este necesar (1143\*, 7740\*).

##### Informații importante

1) Folosiți produsul cu atenție și doar conform domeniului său de utilizare. Nu aplicați modificări inadecvate produsului.
2) Dacă aveți întrebări privind aplicațiile, vă rugăm să contactați distribuitorul local.
3) Nu purtați produse cu SBR/neopren mai mult de 3-4 ore continuu.
4) Vă sugerăm să nu utilizați produse care conțin SBR/neopren dacă aveți tendințe de alergie la căldură.
5) Păstrați produsul la distanță de foc deschis, jar și alte surse de căldură. Evitați temperaturile de peste 120°C/248°F.
6) Nu continuați să folosiți un produs care nu mai este funcțional, uzat sau deteriorat.

##### Instrucțiuni de spălare

1) Spălați în apă caldă la 40 °C (104°F) cu colorii asemănătoare.
2) Folosiți un sac sau o plasă de rufe.
3) Întindeți produsul când este umez și lăsați-l să se usuce în aer.
4) Curățați produsul regulat, conform instrucțiunilor de îngrijire de pe eticheta produsului.
5) Folosiți toate prinderile cu arici (1143\*, 7740\*).
6) Produse cu velcro necesită ocazional îndepărtarea murdăriei / prafului.

##### Alegerea mărimii

1) Efectuați măsurătorile conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
2) Stabiliți dimensiunea suportului (vezi graficul dimensional).

##### Eliminare

Eliminați produsul conform normelor naționale.

##### Material

Compoziție
Spumă: SBR/neopren (vedeți eticheta textilă)
Acoperire: poliamidă și/sau poliester (vedeți eticheta textilă)

<b>(IS)</b>	<b>Hvernig þú átt að nota nýja Rehband lærastuðninginn – 114*(7740*, 7940*)</b>
-------------	---

<sup>\*</sup> razične barve, velikosti, debeline, strani

##### Funkcija

Omogoča podporo, kompresijo in toplino stegnom. Poveča krvni obtok, razbremeni pritisk in izboljša mišično koordinacijo na tem območju. Zagotavlja stabilizacijo in pomaga pri atletski uspešnosti in okrevanju, med vadbo in po njej.

##### Uporaba

1) Postavite oporo na stegno.
2) Po potrebi zategnite prijemalne zaponke na srednji strani (1143\*, 7740\*).

##### Pomembne informacije

1) Ta izdelek uporabljajte previdno in samo za njegov predvideni namen. Izdelka ne smete neustrezno spreminjati.
2) Če imate kakršna koli vprašanja glede namestitve, se obrnite na svojega lokalnega dobavitelja.
3) Izdelkov, ki vsebujejo SBR/neopren, ne nosite neprekinjeno več kot 3–4 ure.
4) Če ste nagljeni k alergiji na toploto, priporočamo, da ne uporabljate izdelkov, ki vsebujejo SBR/neopren.
5) Izdelka ne imejte v bližini odprtega ognja, žerjavice in drugih virov toplote. Temperatura ne sme preseči 120 °C/ 248 °F.
6) Prenehajte z uporabo izdelka, če je neuporaben, ponošen ali poškodovan.

##### Navodila za pranje

1) Operite v topli vodi na 40 °C (104° F) z izdelki podobnih barv.
2) Uporabite vrečo ali mrežo za perilo.
3) Ko je izdelek moker, ga raztegnite in posušite na zraku.
4) Izdelek redno čistite v skladu z navodili na listku za vzdrževanje izdelka.
5) Pritrdite vse trakove z ježki (1143\*, 7740\*).

##### Izbira velikosti

1) Izmerite, kot je navedeno na ovojnini.
2) Določite velikost opore (glejte tabelo velikosti).

##### Odlaganje

Izdelek zavrzite v skladu z nacionalnimi predpisi.

##### Material

Pena: SBR/neopren (glejte tekstilno etiketo)
Pokrivalo: poliamid in/ali poliester (glejte tekstilno etiketo)

<b>(SK)</b>	<b>Návod na použitie vášho nového kompresného návleku na stehno Rehband – 114*(7740*, 7940*)</b>
-------------	--

<sup>\*</sup> rôzne farby, veľkosti, hrúbky, strany

##### Funkcia

Poskytuje oporu, kompresiu a teplo na stehne. Upravuje krvný obeh, znižuje tlak a zlepšuje koordináciu svalov v danej oblasti. Uľaví od bolesti a stabilizuje. Pomáha pri športových výkonoch počas aj po cvičení.

##### Použitie

1) Notiahnite návlek na stehno.
2) Utiahnite zapínania na suchý zips vpredu podľa potreby (1143\*, 7740\*).

##### Dôležité informácie

1) Tento produkt používajte opatrne a len na stanovený účel. Nevykónavajte žiadne zmeny na produkte.
2) Ak máte otázky o používaní, kontaktujte miestneho predajcu.
3) Doba používania SBR/neoprénových produktov nesmie presiahnuť 3-4 hodiny.
4) Ak máte alergiu na teplo, odporúčame používať produkty, ktoré neobsahujú neoprén.
5) Produkt udržiavajte mimo dosahu otvoreného ohňa, žeravého uhlia a ďalších zdrojov tepla. nevystavujte teplotám nad 120 °C/248 °F.
6) Ak už produkt nie je funkčný, je opotrebovaný alebo poškodený, už ho ďalej nepoužívajte.

##### Pokyny na čistenie

1) Perte v teplej vode pri teplote 40 °C (104 °F) s podobnými farbami.
2) Použite vrecúško alebo sietku na pranie.
3) Notiahnite produkt, kým je mokrý, a nechajte usušiť.
4) Produkt pravidelne čistite podľa pokynov na oštenie uvedené na štítku produktu.
5) Zaltepte všetky suché zipsy (1143\*, 7740\*).
6) Výrobky so suchým zipsom vyžadujú príležitostné odstránenie nečistôt/prachu.

##### Voľba veľkosti

1) Odmerajte si veľkosť podľa pokynov na obale.
2) Zistite veľkosť bandáže (pozrite tabuľku veľkostí).

##### Likvidácia

Produkt zlikvidujte v súlade s národnými predpismi.

##### Material

Výplň: SBR/neoprén (pozri textilný štítok)
Povrch: polyamid a/alebo polyester (pozri textilný štítok)

<b>(IS)</b>	<b>Hvernig þú átt að nota nýja Rehband lærastuðninginn – 114*(7740*, 7940*)</b>
-------------	---

<sup>\*</sup>Ólíkir litir, stærðir, þykkt, hliðar

##### Eiginleikar

Veitir stuðning, aðhald og vermir lærin. Eykur blóðflæði, léttir á brýstingi og bætir samhæfingu vöðva á svæðinu. Eykur stöðugleika og stuðning við íþróttaiðkanir, bæði við iðkun og fyrir og eftir æfingar.

##### Notkun

1) Setjið hölkinn á lærið
2) Spennið hæfilega ríflásana að framan (1143\*, 7740\*).

##### Mikilvægar upplýsingar

1) Notaðu þessa vöru með aðgát og aðeins í ætluðum tilgangi. Ekki gera neinara óviðeigandi breytingar á vörunni.
2) Hafir þú einhverjar spurningar varðandi notkun vörunnar skaltu hafa samband við nálægagan söluaðila.
3) Ekki vera í vörum með SBR/neópren-gervígúmmí í meira en 3-4 tíma án hlés.
4) Sértu líkleg(ur) til að fá hitaofnæmi er ekki ráðlegt að nota vörur sem innihalda SBR/neópren-gervígúmmí.
5) Haltu vörunni frá ornum eldi, glóð og öðrum hitauppsprettum. Forðast hita yfir 120°C/248°F.
6) Ekki halda áfram að nota vöru sem er ekki lengur í lagi, eða er orðin slitin eða skemmd.

##### Þvottaleiðbeiningar

1) Þvoðu við 40°C (104°C) með svipurðum litum.
2) Notaðu þvottaskjóðu eða -net.
3) Teygðu á vörunni á meðan hún er blaut og leyfðu henni að þorna.
4) Þrífðu vöruna reglulega í samræmi við umhirduleiðbeiningar á miðanum í vörunni.
5) Festu alla franska rennilása (1143\*, 7740\*).
6) Nauðsynlegt er að þrifa óhreininíð/ryf af og til af vörum með frónskum rennilás.

##### Val á stærð

1) Framkvæmdu mælingar eftir leiðbeiningum á pakkanum.
2) Ákvörðaðu stærð spelkunnar (sjá stærðarkort).

##### Förgun

Fargaðu vörunni í samræmi við landslög.

##### Efni

Frauß: SBR/gervígúmmí (sjá þvottamerki)
Hlíf: pólýamíð og/eða pólýester (sjá þvottamerki)

<b>(UK)</b>	<b>Як користуватись новим стегновим бандажем Rehband – 114*(7740*, 7940*)</b>
-------------	---

<sup>\*</sup> різні кольори, розміри, товщина, сторони

##### Призначення

Підтримує, стягує та зігріває стegno. Підвищує циркуляцію крові, знижує тиск, покращує координацію м'язів у відповідній зоні. стабілізує суглоб, допомагає у під час виконання спортивних вправ та відновлення після тренувань.

##### Застосування

1) Натягнути бандаж на стegno.
2) Зятягнути й застібнути липучки спереду (1143\*, 7740\*).

##### Важлива інформація

1) Використовуйте це виріб з обережністю і в точній відповідності з його призначенням. Не вносити в виріб зміни на свій розсуд.
2) Якщо у Вас є питання щодо застосування, обов'язково зв'яжіться з місцевим продавцем.
3) Не носіть вироби з SBR неопрену більш, ніж 3-4 години без перерви.
4) Ми не рекомендуємо Вам використовувати вироби, які містять SBR неопрен, якщо Ви схильні до алергії, яку викликає тепло.
5) Тримайте виріб якомога далі від відкритого полум'я, тліючого вугілля та інших джерел тепла. Уникайте температури понад 120 °C.
6) Припиніть використання виробу, який втратив свою функціональність, зношений або пошкоджений.

##### Інструкція з прання

1) Прати у теплій воді при 40 °C з речами схожого кольору.
2) Використовувати мішок для прання чи сітчастий мішок.
3) Розправити виріб поки він ще вологий, та дати висохнути на повітрі.
4) Регулярно прати виріб відповідно до інструкцій по догляду, зазначеними на етикетці.
5) Закрити всі застібки-липучки (1143\*, 7740\*).
6) Вироби з липучками слід час від часу очищати від бруду чи пилу.

##### Вибір розміру

1) Визначте розмір бандажа (див. Таблицю розмірів).

##### Утилізація

Утилізувати виріб відповідно до місцевих правовими актами.

##### Склад

Піноматеріал: бутадієн-стирольний-качук/неопрен (див. текстильний ярлик)

Зовнішній шар: поліамід і/або поліестер (див. текстильний ярлик)

<b>(MT)</b>	<b>Kif ghandek ta' s-sostenn tal-koxxa l-ġdida tieghek ta' Rehband - 114*(7740*, 7940*)</b>
-------------	---

<sup>\*</sup>Kuluri, daqsijiet, ħxuna u nahat differenti

##### Funzjoni

Jagħti sostenn, kompressjoni u sħana lill-koxxa. L iżid iċ-ċirkolazzjoni tad-demm, itaffi l-pressjoni u jtejjeb il-koordinazzjoni tal-muskoli f'dik il-parti. Jipprovdi stabilizzazzjoni u jassisti fil-prestazzjoni atletika u fi-irkupru, kemm matul kif ukoll wara l-eżerċizzju.

##### Applikazzjoni

1) Poggji s-sostenn fuq il-koxxa.
2) Issikka l-qafeli tal-velkro fuq quddiem kif meħtieġ (1143\*, 7740\*).

##### Tagħrif importanti

1) Uża dan il-prodott b'attenzjoni u għall-iskop li huwa maħsub għalih biss. Twettaqx bidliet mhux xierqa għall-prodott.
2) Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar l-applikazzjoni tiegħu, jekk jogħġbok ikkuntattja n-negozjant lokali.
3) Tilbisx prodotti li fihom SBR/neoprene għal iżjed minn 3-4 sighet mingħajr interruzzjoni.
4) Nirrakkomandaw li ma tużax il-prodott li fiħ SBR/neoprene jekk issofi minn allergija għas-sħana.
5) Żomm il-prodott 'il bogħod minn fjammi mikxufin, faham jew għuda taqbad u sorsi oħrajn ta' sħana. Evita temperaturi 'l fuq minn 120°C/248°F.
6) Tkomplx tuża prodott li ma għadux tajjeb għall-użu tiegħu, jew li huwa mherri jew bil-ħsara.

##### Istruzzjonijiet għall-Hasil

1) Aħsel f'ilma sħun f'40°C (104°F) ma' kuluri simili.
2) Uża borża jew xibka tal-hasil tal-hwejjeġ.
3) Gebbed il-prodott waqt li jkun imxarrab u halliħ jinxef bl-arja.
4) Naddaf il-prodott regolament skont l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta dwar kif tieħu ħsieb il-prodott.
5) Aghlaq il-qafeli kollha tal-velkro (1143\*, 7740\*).
6) Prodotti bil-velkro ikollhom bżonn li l-hmieġ/trab jitneħħa kull tant żmien.

##### Kif tagħzel id-daqs

1) Kejjel skont l-istruzzjonijiet fuq il-pakkett.
2) Iddetermina d-daqs tas-support (ara ċ-cart tad-daqsijiet).

##### Rimi

Armi l-prodott skont ir-regolamenti nazzjonali.

##### Material

Qoxra: polyamide u/jew polyester (ara t-tikketta tat-tessut)

<b>(BG)</b>	<b>Как да използвате Вашата нова превръзка за Бедро Rehband - 114*(7740*, 7940*)</b>
-------------	--

<sup>\*</sup>различни цветове, размери, дебелина, страни

##### Функция

Придава опора, притискане и топлина на бедрото, увеличава циркуляцията на кръвта, облекчава натиска и подобрява координацията на мускулите в областта. Осигурява стабилизиране и спомага при физически упражнения и възстановяване, по време и след упражнения.

##### Приложение

1) Поставете превръзката на бедрото.
2) Затегнете стяжките от велкро в предната част според нуждите(1143\*, 7740\*).

##### Важна информация

1) Използвайте този продукт внимателно и само по предназначение. Не правете никакви неправомерни промени по продукта.
2) Ако имате някакви въпроси относно начина на поставяне, моля, свържете се с местния дилър.
3) Не носете продукти, съдържащи синтетични/неопренови материи, за повече от 3-4 часа без прекъсване.
4) Съветваме ви да не използвате продукт, който съдържа синтетични/неопренови материи, в случай на топлинна алергия.
5) Съхранявайте продукта далеч от открити пламъци, искри и други източници на топлина. Избягвайте температура над 120°C/248°F.
6) Не продължавайте да използвате продукт, който вече не е функционален, или е износен.

##### Инструкции за пране

1) Перете с топла вода при 40°C (104°F) с подобни цветове.
2) Използвайте торбичка за пране или мрежа.
3) Разпнете продукта, докато е мокър и го оставете да изсъхне на въздух.
4) Почиствайте продукта редовно в съответствие с инструкциите на етикета за употреба на продукта.
5) Затегнете всички велкро лепенки (1143\*, 7740\*).
6) Продуктите с велкро закопчаване изискват периодично почистване от прах и замърсявания.

##### Избор на размер

1) Измерете както е показано на опаковката.
2) Определете размера на протектора (вижте таблицата с размери).

##### Изхвърляне

Изхвърлете продукта в съответствие с националните разпоредби.

##### Материал

Пяна: SBR / неопрен (виж текстилния етикет)
Покритие: полиамид и/или полиестер (виж текстилния етикет)



### Rehband Limited

Villa Elias • 8740 Lasa/Pafos • Cyprus

info@rehband.com • www.rehband.com

**REH BAND**

## How to use your new Rehband Thigh Support – 114\* (7740\*, 7940\*)

\*different colors, sizes, thicknesses, sides

<b>(TR)</b>	<b>Yeni Rehband uyluk desteğinizi kullanma rehberi – 114*(7740*, 7940*)</b> *farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar
-------------	---

**İşlevi**

Uylukta destekli sıkılaştırma ve sıcaklık sağlar. Bölgede kan dolaşımını arttırır, baskıyı azaltır ve kas koordinasyonunu arttırır. Atletik performans yardımcı olurken egzersiz sırasında ve sonrasında toparlanmaya yardımcı olur.

**Uygulama**

1) Desteği uyluğunuza yerleştirin.
2) Velkro bantları ön kısımda gerektiği şekilde sıkın (1143\*, 7740\*).

**Önemli Bilgiler**

1) Bu ürünü lütfen dikkatle ve amacına uygun olarak kullanın. Ürün üzerinde uygunsuz değişiklikler yapmayın.
2) Ürünün kullanımını hakkındaki sorularınız için lütfen yerel tedarikçiniz.
3) SBR/Neopren içeren ürünü, aralıksız olarak 3-4 saatten fazla kullanmayın.
4) Isı alerjisine eğiliminiz varsa SBR/Neopren içeren ürün kullanmamanızı tavsiye ederiz.
5) Ürünü açık alevlere, közlere ve diğer ısı kaynaklarına yaklaştırmayın. 120°C/248°F üzeri ısılardan uzak tutun.
6) İşlevini yitirmiş, eskimiş veya hasar görmüş bir ürünü kullanmayı sürdürmeyin.

**Yıkama Talimatları**

1) 40 °C (104°F) sıcaklıktaki ılık suda, benzer renklerle yıkayın.
2) Çamaşır filesi veya ağı kullanın.
3) Ürünü ıslakken yayarak açın ve havaya kuruması için bırakın.
4) Ürünü, ürün bakım etiketinde yer alan bakım talimatlarına uygun şekilde, düzenli olarak temizleyin.
5) Tüm cırt cırt bantları kapatın (1143\*, 7740\*).
6) Velcro bantlara sahip ürünlerde arada sırada kir/tuz temizliği yapılmalıdır.

**Beden seçimi**

1) Ambalajda üzerinde bulunan adımları takip ederek ölçüleri alın.
2) Desteğin bedenini belirleyin (bkz. beden tablosu).

**İmha**

Ürünü, ulusal düzenlemelere uygun olarak imha edin.

**Malzeme**

Köpük: SBR/Neopren (etikete bakın)

Kilif: poliamid ve/veya polyester (etikete bakın)

<b>(BS)</b>	<b>Kako koristiti novi Rehband steznik za bedra – 114*(7740*, 7940*)</b> * različite boje, veličine, debljine, strane
-------------	--

**Funkcija**

Pruža podršku, kompresiju i toplotu bedrima. Poboljšava cirkulaciju krvi, ublažava pritisak i poboljšava koordinaciju mišića na određenom mjestu. Stabilizuje bedra i pomaže kod sportskih aktivnosti mišića tokom i nakon vježbanja.

**Primjena**

1) Stavite steznik na bedra.
2) Zategnite sprijeda čičak-zatvarače koliko je potrebno (1143\*, 7740\*).

**Važne informacije**

1) Koristite ovaj proizvod pažljivo i samo za njegovu namjenu. Nemojte praviti nikakve neodgovarajuće promjene na proizvodu.
2) Ako imate pitanja u vezi primjene, obratite se lokalnom dobavljaču ili onome ko propisuje.
3) Ne nosite proizvode sa SBR / neoprenom na više od 3-4 sata bez prekida.
4) Savjetujemo Vam da ne koristite proizvod koji sadrži SBR/ neopren u slučaju da ste alergični na toplinu.
5) Držite dalje od otvorenog plamena, žeravice i drugih izvora topline. Izbjegavajte temperature iznad 120 °C/248 °F.
6) Nemojte nastaviti koristit proizvod koji više nije funkcionalan ili koji je istrošen ili oštećen.

**Upute za pranje**

1) Perite u toploj vodi na 40 °C (104 °F) sa sličnim bojama.
2) Koristite vrećicu ili mrežu za veš.
3) Rastegnite proizvod dok je mokar i ostavite da se osuši na zraku.
4) Čistite uređaj redovno prema uputama za njegu na etiketi proizvoda.
5) Pričvrstite sve čičak trake (1143\*, 7740\*).
6) Proizvođi sa čičak zatvaračima zahtijevaju povremeno uklanjanje prljavštine/prasine.

**Odobir veličine**

1) Obavite mjerenja u skladu sa uputama na pakiranju.
2) Odredite veličinu potpore (vidi veličinu grafikona).

**Odlaganje**

Odožite proizvod u skladu s nacionalnim propisima.

**Materijal**

Pjena: SBR/Neopren (vidi etiketu)

Omotać: poliamid i/ili poliester (vidi etiketu)

<b>(KO)</b>	<b>새로운 Rehband 허벅지 지지대 –114* (7740*, 7940*) 사용 방법</b> * 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면
-------------	---

**기능**

허벅지에 지지감, 압박감을 주고 따뜻한 느낌을 얻으세요. 해당 부위의 혈액 순환을 증가시키고 압력을 완화하며 근육의 조율을 개선합니다. 안정감을 주며 운동 능력 향상을 지원하고 운동 중과 운동 후 모두 회복에 도움을 줍니다.

**적용**

1) 허벅지에 지지대를 놓습니다.
2) 필요 시 앞면의 벨크로 패스너를 조입니다 (1143\*, 7740\*).

**주의 사항**

1) 이 제품을 원래 용도로만 신중히 사용하십시오. 제품을 부적절하게 변경 해서는 안됩니다.
2) 사용에 대한 문의 사항이 있는 경우 지역 판매점.
3) 합성 고무(SBR)/네오프렌 제품을 3~4시간 이상 연속하여 착용하지 마십시오.
4) 열 알레르기 증상이 있는 경우 합성 고무(SBR)/네오프렌이 포함된 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
5) 제품을 화염 또는 불 및 다른 열 공급원으로부터 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오. 120°C/ 248°F 이상의 온도는 피하여 주십시오.
6) 더 이상 효과가 없거나 마모 또는 손상된 제품은 계속 사용하지 마십시오.

**세탁 지침**

1) 비슷한 색상의 세탁물과 함께 40 °C (104°F)의 따뜻한 물에 세탁하십시오.
2) 세탁망 주머니 또는 세탁 그물망을 사용하십시오.
3) 젖은 상태에서 제품을 곧게 펴서 자연 건조시키십시오.
4) 제품 취급 표시의 지침을 따라 제품을 정기적으로 세탁하십시오.
5) 모든 벨크로 클로저를 고정하여 세탁하십시오 (1143\*, 7740\*).
6) 벨크로가 있는 제품은 때때로 먼지 및 이물질을 제거하여 주십시오.

**크기 선택**

1) 포장에 표시된 지지대로 측정하십시오.
2) 보호대 사이즈를 선택하십시오(크기 도표 참조).

**페기 처리**

국가의 규정에 따라 제품을 폐기하십시오.

**재질**

폼: SBR/네오프렌 (섬유 라벨 참조)

커버: 폴리아미드 및/또는 폴리에스테르(섬유 라벨 참조)

<b>(JA)</b>	<b>新しい Rehband 大腿部サポート 114* (7740 *, 7761*) の使い方</b> *異なる色、サイズ、厚さ、サイド
-------------	--

**機能**

大腿部を支え、圧縮および加温します。血液の循環をよくして圧力を緩和し、その部位の筋肉協応性を改善します。エクササイズの際中および後のどちらでも、運動パフォーマンスおよび回復をサポートします。

**使い方**

1) 大腿部にサポートを当てます。
2) 必要に応じて、正面の Velcro ファスナーを締め付けます(1143\*, 7740\*)。

**重要な情報**

1) 本製品は慎重に使用し、意図された目的のためのみ使用してください。製品に不適切な変更を加えないでください。
2) 適用に関する質問がある場合は、お近くの販売店または。
3) 3〜4時間以上継続して、SBR /ネオプレン製の本製品を着用しないでください。
4) 熱アレルギーを起こす傾向がある場合は、SBR /ネオプレンを含む製品を使用しないことをお勧めします。
5) 直火、残り火、他の熱源から離して保管してください。120°C/ 248°Fを超える温度を避けてください。
6) 機能しなくなったり、磨耗したり破損したりした製品を使用し続けしないでください。

**洗濯表示**

1) 類似した色のもと共に40°C (104°F) のぬるま湯で洗ってください。
2) ランドリーバッグまたはネットを使用してください。
3) 濡れた状態で製品を伸ばし、エアードライしてください。
4) 製品取り扱い表示ラベルの注意事項に従って、製品を定期的に洗浄してください。
5) すべてのベルクロクローージャ（1143\*, 7740\*）を締めてください。
6) 機能しなくなったり、磨耗したり破損したりした製品を使用し続けしないでください。

**サイズの選択**

1) バッケージ上に記載されている指示に従って測定してください。
2) サポートのサイズを決定してください（サイズ表を参照）。

**廃棄**

国の法律に従って廃棄してください。

**素材**

フォーム: SBR/ネオプレン (繊維ラベル参照)

カバー: ポリアミド (繊維ラベル参照)

金属スプリント: アルミニウム

<b>(ID)</b>	<b>Cara menggunakan Rehband thigh support – 114*(7740*, 7940*) baru Anda</b> *ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi
-------------	---

**Fungsi**

Memberikan dukungan, tekanan, dan kehangatan pada paha. Meningkatkan peredaran darah, melegakan tekanan dan meningkatkan koordinasi otot di area tersebut. Memberikan kestabilan, dan membantu kinerja atletik, serta dalam masa penyembuhan, baik selama maupun setelah latihan.

**Penggunaan**

1) Letakkan penyangga di paha.
2) Kencangkan pengencang Velcro di bagian depan sebagaimana diperlukan (1143\*, 7740\*).

**Informasi Penting**

1) Gunakan produk ini dengan hati-hati dan hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan melakukan perubahan yang tidak tepat apa pun terhadap produk.
2) Jika anda memiliki pertanyaan seputar aplikasi, silakan hubungi dealer lokal.
3) Jangan menggunakan produk bersama SBR/Neoprene secara terus-menerus selama lebih dari 3-4 jam.
4) Kami menganjurkan anda untuk tidak menggunakan produk yang mengandung SBR/Neoprene jika memiliki kecenderungan alergi terhadap panas.
5) Jauhkan produk dari kobaran api terbuka, bara dan sumber panas lainnya. Hindari temperatur di atas 120°C/ 248°F.
6) Hentikan penggunaan produk yang sudah tidak berfungsi baik, robek atau rusak.

**Petunjuk Pencucian**

1) Cuci dengan air hangat pada temperatur 40 °C (104°F) dengan pakaian lain yang memiliki warna serupa.
2) Gunakan kantong atau jaring pengaman cucian.
3) Rentangkan produk di saat basah dan biarkan mengering.
4) Bersihkan produk secara berkala sesuai petunjuk perawatan yang tertera pada label petunjuk perawatan.
5) Kencangkan semua tali pengikat velcro (1143\*, 7740\*).
6) Produk dengan pengikat velcro memerlukan pembersihan teratur/debu berkala.

**Pemilihan ukuran**

1) Lakukan pengukuran sesuai petunjuk pada kemasan.
2) Tentukan ukuran yang didukung (lihat tabel ukuran).

**Pembuangan**

Pembuangan produk sesuai dengan peraturan nasional.

**Material**

Busa: SBR/Neoprene (lihat pada label tekstil)

Penutup: poliamida dan/atau poliester (lihat label tekstil)

<b>(TH)</b>	<b>วิธีใช้อุปกรณ์รองรับ Rehband ใหม่ รุ่น-114*(7740*, 7940*)</b> *สี ขนาด ความหนา และด้านต่าง ๆ
-------------	--

**ฟังก์ชันการทำงาน**

ให้การรองรับ บำบัด และให้ความอบอุ่นแก่ต้นขา เพิ่มการหมุนเวียนของเลือด ระบายแรงกดและปรับปรุงการประสานของกล้ามเนื้อบริเวณที่ใช้ให้การทรงตัว และช่วยในด้านสมรรถนะการเล่นกีฬา และในการฟื้นฟูสภาพทั้งในระหว่างและหลังออกกำลังกาย

**การใช้งาน**

1) สวมอุปกรณ์รองรับบนตำแหน่งต้นขา
2) ยึดแถบรัด Velcro ที่ด้านหน้าไว้แน่นตามที่ตั้งค่าเป็น (1143\*, 7740\*).

**ข้อมูลสำคัญ**

1) ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ด้วยความระมัดระวังและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามทำการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมใดๆกับผลิตภัณฑ์
2) หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านของ
3) ห้ามสวมใส่ผลิตภัณฑ์ที่มี SBR/Neoprene เป็นเวลามากกว่า 3-4 ชั่วโมงติดต่อกัน
4) เรามขอแนะนำคุณไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี SBR/Neoprene หากว่ามีแนวโน้มเป็นภูมิแพ้อากาศร้อน
5) เก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากเปลวไฟ ถ่านที่ยังไม่มอด หรือแหล่งความร้อนอื่นๆ หลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูงกว่า 120°C/ 248°F
6) ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้การได้ หรือที่ฉีกขาดหรือเสียหาย

**คำอธิบายการชักล้าง**

1) ชักล้างในน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 40 °C (104°F) พร้อมกับผ้าสีเดียวกัน
2) ใช้ถุงหรือตาข่ายซักผ้า
3) ยึดผลิตภัณฑ์ในขณะที่เปียกและผึ่งลมให้แห้ง
4) ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เป็นประจำตามคำอธิบายการดูแลรักษาบนฉลากการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
5) ดัดแถบคืนสู่กแกทั้งหมด (1143\*, 7740\*).
6) ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวยึดแถบ Velcro ที่จะต้องขจัดสิ่งสกปรก/ฝุ่นเป็นประจำ

**การเลือกขนาด**

1) ทำการวัดตามที่อธิบายบนบรรจุภัณฑ์
2) กำหนดขนาดของตัวพุง (ดูตารางขนาด)

**การกำจัด**

กำจัดผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบของชาติ

**วัสดุ**

โฟม: SBR/นีโอพรีน (ดูที่ฉลากผ้า)

ส่วนด้านหน้า: โพลีเอไมด์และ/หรือโพลีเอสเตอร์ (ดูที่ฉลากผ้า)

<b>(ZH)</b>	<b>如何使用新的 Rehband 大腿护腿 114*(7740*, 7940*)</b> *不同的颜色、尺寸、厚度、侧面
-------------	--

**功能**

为大腿提供支撑、压迫和保暖。增加血液循环，缓解压力，改善局部肌肉协调。稳定，协助提高运动表现，帮助运动过程中和运动后恢复。

**使用方法**

1) 将护具套在大腿上。
2) 根据需要在前方固定魔术贴（1143\*，7740\*）。

**重要信息**

1) 使用此产品时要小心，仅能用于预期使用目的。不要对产品进行任何不当改变。
2) 如果您有关于应用方面的问题，请联系您的当地经销商。
3) 不要连续穿戴含有丁苯橡胶/氯丁橡胶的产品超过3-4小时。
4) 我们建议您在有热过敏倾向时不要使用含有丁苯橡胶/氯丁橡胶的产品。
5) 使产品远离明火、灰烬或其它热源。避开温度高于120°C/ 248°F处。
6) 不要继续使用功能失效、磨损或损坏的产品。

**洗涤说明**

1) 40 °C（104°F）水温洗涤，近色可共洗。
2) 使用洗衣袋或网。
3) 在湿的状态下拉展产品，使其自然风干。
4) 按照产品使用须知标签上的使用说明定期清洁产品。
5) 扣紧所有维可尼龙搭扣处（1143\*，7740\*）。
6) 带魔术贴的产品需要定期去污/除尘。

**尺寸选择**

1) 按照包装上的说明进行测量。
2) 确定支撑的尺寸（见尺寸表）。

**处理**

按照国家规定对产品进行丢弃处理。

**材料**

泡沫：SBR/氯丁橡胶（参见布标）

外层：聚酰胺和/或聚酯（参见布标）

<b>(AR)</b>	<b>كيفية استخدام دعامة Rehband الجديدة الخاصة بك للفخذ *114 (7740, *7940)</b> *ألوان ومقاسات ودرجات سُمك وجوانب مختلفة
-------------	---

**الوظيفة**

المد بالضغط والحرارة وزيادة تدفق الدم. وجعل العضلات أكثر مرونة وتسهيل تمددها. وزيادة تناسق العضلات في المنطقة.

**كيفية الاستخدام**

1) ضع الدعامة على الفخذ.
2) احكم غلق جميع لاصقات فيلكرو الامامية كما يلزم (1143 \*, \*7740).

**معلومات هامة**

1) استخدم هذا المنتج بعناية ولغرضه المنوط به فقط. لا تقم بأية تغييرات غير ملائمة لهذا المنتج.
2) إن كانت لديك أية أسئلة تتعلق بكيفية الاستخدام، فيرجى الاتصال بالبناع المحلي الخاص بك.
3) يجب ألا تتخطى مدة ارتداء منتج يحتوي على ستايرين بوتادين المطاط/المطاط الاصطناعي 3-4 ساعات متواصلة.
4) إن كنت مصابًا بحساسية الحرارة، فننصحك باستخدام منتج لا يحتوي على ستايرين بوتادين المطاط/المطاط الاصطناعي.
5) احفظ المنتج بعيدًا عن اللهب المكشوف والجمر وأية مصادر حرارة أخرى. تجنب درجات الحرارة التي تتخطى 120 درجة مئوية أو 248 درجة فهرنهايت.
6) لا تستمر في استخدام منتج قد أصبح لا يعمل أو باليًا أو تالفًا.

**إرشادات الغسيل**

1) اغسل عند درجة حرارة 40 مئوية (104 فهرنهايت) مع ألوان مماثلة.
2) استخدم كيس أو شبكة غسيل.
3) افرد المنتج عندما يكون رطبًا ودعه يجف في الهواء.
4) نظف المنتج بانتظام باتتباع إرشادات العناية الموجودة بملصق الرعاية الخاص بالمنتج.
5) اغلق كل لاصقات فيلكرو (\*1143 , \*7740).
6) تتطلب المنتجات التي تحتوي على لواصل فيلكرو إزالة الأوساخ / الأتربة في بعض الأحيان.

**تحديد المقاس**

1) قم بقياسات بالطريقة الموجودة على العبوة.
2) حدد مقاس الدعامة (انظر الرسم الخاص بالمقاسات).

**التخلص من المنتج**

تخلص من المنتج وفقًا للوائح القومية.

**خامة**

فوم: مطاط ستايرين البوتاديين / نيوبرين (ارجع إلى الملصق الخاص بالمنسوجات)

الغطاء: بولي أميد و / أو بوليستر (ارجع إلى الملصق الخاص بالمنسوجات)



### Rehband Limited

Villa Elias • 8740 Lasa/Pafos • Cyprus

info@rehband.com • www.rehband.com

**REH BAND**