

Inhaltsverzeichnis: Füllung Norm DIN 13157

Anzahl	Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.
1	aluderm® Verbandtuch ca. 60 x 80 cm	10 03 205
1	aluderm® Verbandpäckchen DIN klein	10 03 371
3	aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel	10 03 372
1	aluderm® Verbandpäckchen DIN groß	10 03 373
2	WS-Fixierbinde ca. 4 m x 6 cm	10 04 101
2	WS-Fixierbinde ca. 4 m x 8 cm	10 04 102
6	aluderm® Kompresse einzeln ca.10 x 10 cm	10 03 208
2	aluderm® Augenkompresse DuOcul	10 03 340
1	aluderm®-aluplast Sortiment klein (4 aluderm®-aluplast Fingerverband ca. 12 x 2 cm einzeln 4 aluderm®-aluplast Fingerkuppenverband einzeln 4 aluderm®-aluplast Strip ca. 1,9 x 7,2 cm einzeln 8 aluderm®-aluplast Strip ca. 2,5 x 7,2 cm einzeln)	10 09 152
1	SÖHNGEN®-Plast ca. 5 m x 2,50 cm	10 09 111
1	aluderm®-aluplast elast. Verbandkasten-Set ca. 80 x 6 cm (8 aluderm®-aluplast elastisch ca. 10 x 6 cm einzeln eingeschiegelt)	10 09 196
1	SIRIUS® Rettungsdecke silber-gold ca. 210 x 160 cm	07 01 001
2	Dreiecktuch V reinweiß	10 10 004
1	EH-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st/st	20 01 008
1	Vliestücher 200 x 300 mm / Packung à 5 Stück	10 05 007
2	PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 mm x 0,05 mm	02 04 030
1	Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß	10 10 073
1	Air-Vita® Bi-Protect	01 03 007
1	Kälte-Sofortkompresse klein	10 12 042
1	Set EH Dokumente DIN 13157 mit Anleitung EH, IHV, Piktogramm	

Die komplette Füllung ist unter der **Art.-Nr. 03 03 018** lieferbar.
Jeder Artikel ist unter der o. g. Artikel-Nummer auch einzeln erhältlich.

Haltbarkeit von sterilen Verbandstoffen

Für die Herstellung von sterilen Verbandstoffen unterhält die W.Söhngen GmbH ein extern zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem. Im Rahmen der Routineüberwachung untersuchen Mikrobiologen jede Sterilisationscharge vor Freigabe und testen regelmäßig Verpackung und Inhalt von tatsächlich und künstlich gealterten Mustern.

SÖHNGEN® fertigt selbst: Im eigenen Werk in Deutschland erfolgt die Produktion mit modernster Reinraumtechnik – die anzuwendenden EN- und ISO-Normen werden in vorbildlicher Weise beachtet. Dies bestätigen auch die regelmäßigen Überwachungen der British Standards Institution, des Regierungspräsidiums und des SGS Institut Fresenius.

*Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen.

So ist sichergestellt, dass die Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraums verbraucht werden und **keine aufwändigen Überwachungs- und Austauschaktionen** erforderlich wurden.



Einschlägige Literatur und Normenwerke fassen den Stand der Wissenschaft so zusammen: Der Verlust der Sterilität gilt als **ereignis- und nicht als zeitbezogen** – das heißt konkret: durch Öffnen oder Beschädigen der Verpackung. Daher erfordern Sterilprodukte pflegliche Behandlung und sorgfältige Aufbewahrung. Erste-Hilfe-Behältnisse von SÖHNGEN® sind beispielhaft dafür geeignet.

Gebrauchliche Wundverbandpflaster fallen nicht in die Rubrik sterile Verbandstoffe. Die Verwendbarkeit ist hier, insbesondere hinsichtlich der Klebekraft, abhängig von der Lagertemperatur. Die Klebefähigkeit der Pflaster sollte regelmäßig kontrolliert werden.



- 1 Sterilindikator (gelb = steril)
- 2 EO-Gas sterilisiert
- 3 Mengenangabe Inhalt
- 4 Einmalgebrauch

- 5 Herstellungsjahr
- 6 Herstellungsmonat
- 7 Chargennummer
- 8 Haltbarkeit

Bei unbeschädigter Verpackung
haltbar bis Jahr / Monat

- 9 Kennzeichnung Zertifizierungsstelle

Unsteriles Produkt = nur CE

Sterilprodukt = CE + Kennziffer