


Positional Therapy
somnibel[®]

*Ihre Lösung für lageabhängige
Schlafapnoe und Schnarchen*



Somnibel Therapie

Besteht aus einem kleinen und leichten Gerät, welches an der Stirn haftet und leichte Vibrationen abgibt, wenn Sie in Rückenlage schlafen. Dies veranlasst Sie, die Position zu ändern, wodurch das Auftreten von respiratorischen Ereignissen reduziert wird. Es ist ein großer Schritt vorwärts in Sachen Komfort für Patienten mit lageabhängiger OSA und Schnarchen:



Reduziert den
Apnoeindex



Verbessert die
Sauerstoffsättigung



Kann den Schnarchindex
reduzieren



Verbessert die
Schlafqualität



Verbessert die
Tagesmüdigkeit

- 👍 Es ist komfortabel und erfordert keine Anpassungszeit.
- 👍 Es ist nichtinvasiv.
- 👍 Es ist für Reisen geeignet, da es leicht, klein und leicht zu tragen ist.
- 👍 Es bleibt die ganze Nacht an Ort und Stelle.
- 👍 Es ist schmerzlos.
- 👍 Es ist leise.
- 👍 Es ist hygienisch.

SOMNIBEL ist ein Produkt, das von SIBEL, S.A.U. entwickelt wurde, einem medizinischen Hersteller seit 1980, spezialisiert auf Atemwegserkrankungen und Schlafstörungen.

SIBEL S.A.U., Rosellón 500 bajos, 08026 BARCELONA (Spain)
Tel: 93 390 50 30 - info@somnibel.es
www.somnibel.es

Somnibel ist für Patienten geeignet welche über 18 Jahre alt sind, über 45 kg und 145cm Körpergröße.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Somnibel verwenden.
Verwenden Sie nur Zubehör und Klebepads, die vom Hersteller SIBEL, S.A.U. freigegeben sind.
Somnibel entspricht der aktuellen Gesetzgebung für Medizinprodukte.



VIVISOL
Home Care Services