



VIVISOL

Home Care Services

RESCOMF XD100 Ozonreiniger

klein - praktisch - rein



VIVISOL

Artikel ID: 11368

Preis: **69,00€** inkl. MwSt

Lithium-Ionen Akku mit 2000 mAh
Maße: 117 x 68 x 50 mm
Gewicht: ca. 205 g

Bitte beachten Sie die
Gebrauchsanweisung.

neutralisiert
unangenehme
Gerüche

Desinfektion
von
Maske &
Schlauch

reinigt gründlich
und desinfiziert

Anwendungsgebiet

Der RESCOMF Ozonreiniger wurde speziell zur Reinigung Ihrer Atemtherapiemaske und der verwendeten Standard-Beatmungsschläuche entwickelt. Das handliche Gerät neutralisiert unangenehme Gerüche und eignet sich gleichzeitig zur Desinfektion. Mit dem praktischen USB-Ladekabel und Netzstecker ist der Ozonreiniger ein idealer Reisebegleiter.

Der RESCOMF Ozonreiniger sollte nicht zur Reinigung Ihres Atemtherapiegerätes verwendet werden.

Die Natur als Vorbild

Ozon ist ein aus drei Sauerstoffatomen bestehendes Molekül (O₃), welches mit Mikroorganismen reagiert. In der Natur zählt Ozon zu den effektivsten Gasen. Es ist antibakteriell, begrenzt viruzid und tötet somit 99,9 Prozent der Bakterien und Viren ab. Als „aktiver Sauerstoff“ wird Ozon unter anderem zur Trinkwasseraufbereitung verwendet oder um störende Geruchsmoleküle in der Umgebungsluft zu spalten und zu eliminieren.

Reinigungszyklus

Der Reinigungszyklus beträgt nur ca. 35 Minuten und sollte einmal wöchentlich durchgeführt werden. Bei starker Geruchsbelästigung kann die Anwendung auch mehrmals wöchentlich erfolgen.

Lieferumfang

- RESCOMF XD100 Ozonreiniger
- USB Ladekabel und Netzstecker

Druck- und Satzungsfehler vorbehalten. Stand Januar 2021
Bild: © RESCOMF
Hygieneprodukte können nur mit intakter Versiegelung zurückgegeben werden (siehe auch Bestellinformationen auf www.vivisol.de)

VIVISOL Deutschland GmbH

Hinterm Stadion 1
99310 Arnstadt
t 03628 9211 0
f 03628 9211 903
e schlaf@vivisol.de
www.vivisol.de