

Technisches Datenblatt

Uroflex® 2000 – geschlossenes Urindrainagesystem

REF	Schlauchlänge ~ cm	Volumen ~ ml	Details	Versandeinheit
600090	90	2000	Nadelfrei, Kreuzventil senkrecht	25
600120	120	2000	Nadelfrei, Kreuzventil senkrecht	25

Anwendung: Universelles Urindrainagesystem für den klinischen Einsatz als auch im häuslichen Pflegebereich.

Spezifikation:

- Nadelfreie, plane Urinprobeentnahmestelle am Universalstufenkonnektor für mehr Sicherheit bei der Anwendung
- Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für einfachen Einhandablass
- Integriertes Doghouse um die Gefahr von Infektionen zu verringern
- Große Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre zum permanenten Druckausgleich
- Hydrophob beschichtete Mikrofilter an Tropfkammer und Urinbeutel zum hygienischen Druckausgleich
- Aufhängung des Systems mit stabilem und flexiblem Halter und zusätzlicher Kordel mit Einhängeöse
- Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schiebeklemme und Bettuchklammer, mit Schutzkappe

Material: Medizinisches PVC, PP, PE, ABS

Haltbarkeit: 5 Jahre

Steril: Ja, EO

Klassifizierung: Is

Lagerung: Zwischen +5 und +30°C
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern

Verpackungseinheit: Einzeln steril verpackt