









# Technisches Datenblatt

## ConviCath™ Intermittierender Selbstkatheter für Frauen

REF	Länge	Größe	Farbcodierung Konnektor		Versand einheit
F01E230810	130 mm	CH 8		blau	30 Stück
F01E231010	130 mm	CH 10		schwarz	30 Stück
F01E231210	130 mm	CH 12		weiß	30 Stück
F01E231410	130 mm	CH 14		grün	30 Stück
F01E231610	130 mm	CH 16		orange	30 Stück
F01E231810	130 mm	CH 18		rot	30 Stück
F01E232010	130 mm	CH 20		gelb	30 Stück
F01E232210	130 mm	CH 22		violett	30 Stück

**Anwendung:** Für den intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) bei einer Blasenfunktionsstörung. Die Katheter können vom Patienten selbst oder einer Pflegeperson eingeführt werden.

**Spezifikation:**

- Latexfrei
- DEHP-frei
- Hydrophile Beschichtung
- Einmalprodukt
- Medizinisches PVC
- CE 0123

**Material:** PVC, EVA, Aluminium (Wasser-Sachet)

**Haltbarkeit:** 3 Jahre

**Steril:** EO

**Klassifizierung:** II a

**Lagerung:** Zwischen 0 und +49°C  
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern

**Hersteller:** Well Lead Medical Co. Ltd.  
C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong  
511434 Panyu

**EC REP** Shanghai International Holding Corp. GmbH (Euorpe)  
Eiffestrasse 80  
20537 Hamburg