









# Technisches Datenblatt

## ConviCath™ Intermittierender Selbstkatheter für Männer

REF	Länge	Größe	Farbcodierung Konnektor		Versand einheit
F01E210810	370 mm	CH 8		blau	30 Stück
F01E211010	370 mm	CH 10		schwarz	30 Stück
F01E211210	370 mm	CH 12		weiß	30 Stück
F01E211410	370 mm	CH 14		grün	30 Stück
F01E211610	370 mm	CH 16		orange	30 Stück
F01E211810	370 mm	CH 18		rot	30 Stück
F01E212010	370 mm	CH 20		gelb	30 Stück
F01E212210	370 mm	CH 22		violett	30 Stück

**Anwendung:** Für den intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) bei einer Blasenfunktionsstörung. Die Katheter können vom Patienten selbst oder einer Pflegeperson eingeführt werden.

**Spezifikation:**

- Latexfrei
- DEHP-frei
- Hydrophile Beschichtung
- Einmalprodukt
- Medizinisches PVC
- CE 0123

**Material:** PVC, EVA, Aluminium (Wasser-Sachet)

**Haltbarkeit:** 3 Jahre

**Steril:** EO

**Klassifizierung:** II a

**Lagerung:** Zwischen 0 und +49°C  
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern

**Hersteller:** Well Lead Medical Co. Ltd.  
C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong  
511434 Panyu

**EC REP** Shanghai International Holding Corp. GmbH (Euorpe)  
Eiffestrasse 80  
20537 Hamburg