

# Gebrauchsanweisung



## Permanent® SpeisemottenKlebefalle

3 Stk.

- zur Ermittlung von Speisemottenbefall
- wirkt zuverlässig
- insektizidfreie Klebefalle
- unbedenklich für Menschen und Haustiere

Insektizidfreie Klebefalle zur Befallserkennung der häufigsten Schadmotten in gelagerten Lebensmitteln und Tierfutterprodukten. Sie enthält einen natürlichen Lockstoff, der in den Leim eingearbeitet ist. Die Anwendung ist unbedenklich für Menschen und Haustiere. Die männlichen Motten (Dörrobst-, Dattel-, Speicher- und Mehlmotten) werden durch einen artspezifischen Sexuallockstoff (Pheromon) angelockt und bleiben auf dem Leim der Falle haften. Durch die regelmäßige Kontrolle der Klebeflächen wird der Anwender rechtzeitig über einen Befall informiert. Keine Abgabe von Düften an Lebensmittel.



<b>Artikelnummer</b>	00398
<b>GTIN Basisartikel</b>	4005240003985
<b>Wirkstoff/Deklaration</b>	artspezifischer Sexuallockstoff (Pheromon)
<b>Anwendung</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Entnehmen Sie die Falle aus dem Beutel.</li><li>2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche.</li><li>3. Klappen Sie den rechten und linken Teil der Klebefläche an den Knickkanten nach oben und formen Sie aus der Falle ein Dreieck. Das Dreieck wird durch Einstecken in die gestanzte Lasche fixiert.</li><li>4. Falle freistehend in Küche, Vorratsräumen oder Schränken aufstellen und bei Bedarf mit einem der beiliegenden Klebepunkte befestigen.</li><li>5. Falle regelmäßig alle 2-3 Tage kontrollieren und bei Befall Vorräte überprüfen und ggf. entsorgen.</li><li>6. Falle nach 3 Monaten austauschen.</li></ol>
<b>Lagerung</b>	Kühl und trocken lagern.
<b>Verfallsdatum/Haltbarkeit (EXP)</b>	4 Jahre
<b>Entsorgung</b>	Produktreste können dem Hausmüll zugegeben werden.